

GUIA RAPIDA TC 300
PARTES:

1. Indicador led de encendido
2. Conector de entrada para cabezal de cámara
3. Conector de salida de datos link
4. Conexión equipotencial
5. Conector de entrada de alimentación AC


Conexión y puesta en funcionamiento:

1. Para la visualización de video en tiempo real es necesario la conexión entre la consola TC 300 al módulo Connet 1 - 2 con el cable de comunicación link.
2. Conecte el equipo módulo TC 300 y módulo Connet 1 - 2 a una toma regulada de 120v - 60 Hz y encienda el interruptor Fig.2, el equipo encenderá y se apagará desde la unidad Connet 1 - 2 por medio de la comunicación link.
3. Asegúrese que los indicadores led están encendidos.
4. Al encender los módulos, en la pantalla del monitor aparecerá los iconos con la información de los elementos conectados a las consolas. Asegúrese que la conexión link este activa.
5. Conecte el cabezal de cámara como se muestra en la Fig. 5
6. El icono y mensaje de conexión de cabezal de cámara debe activarse mostrándola información del dispositivo instalado.
7. Asegúrese de realizar balance de blancos antes de cada procedimiento
8. Verifique que la imagen reproducida en el monitor es la correcta antes de iniciar cualquier procedimiento.


LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Limpieza y desinfección

NOTA: Riesgo de deterioro del aparato de AF debido a una preparación errónea. No se admite ningún método diferente de la desinfección por frotado aquí descrita.



CAUTION: Peligro de descarga eléctrica e incendio. Desenchufe el cable de red antes de limpiar el aparato. Emplee productos de limpieza/desinfección autorizados para la limpieza de superficies siempre según las indicaciones del fabricante. Asegúrese de que no pueda infiltrarse ningún líquido en el aparato. Asegúrese de que la función AUTOSTART está desactivada.

Desinfección por frotado del aparato y del interruptor de pedal

Las superficies exteriores del producto médico han de limpiarse frotándolas con un paño desechable humedecido con un producto desinfectante o con un paño desinfectante embebido listo para su uso. Los productos a base de alcohol no deben utilizarse debido a su efecto fijador de las proteínas y la incompatibilidad de los materiales. Observe las indicaciones del fabricante de los productos químicos en cuanto a la compatibilidad de los materiales. Una vez transcurrido el tiempo de aplicación del producto desinfectante, según las indicaciones del fabricante, repase las superficies con un paño seco que desprenda poca pelusa.



KARL STORZ ha demostrado que las superficies cumplen los requisitos de resistencia a la desinfección por frotado con el producto Dr. Schumacher - Cleanisept Wipes.

- **Este documento no reemplaza el manual de usuario, cualquier duda debe referirse a dicho manual.**