

GUIA RAPIDA CABEZAL DE CAMARA TH100

PARTES:

- ① Acoplamiento para instrumentos
- ② Anillo/rueda de enfoque
- ③ Anillo de zoom
- ④ Botón de control: desplazamiento en el menú (hacia abajo) o activación de una función de la cámara
- ⑤ Botón de control: desplazamiento en el menú (hacia arriba) o activación de una función de la cámara
- ⑥ Botón de control: llamada del menú/selección



H3-Z

Conexión y puesta en funcionamiento:

- Conecte el cabezal de cámara en la consola de cámara
- Conecte el lente en el cabezal de cámara, girando el mecanismo de aseguramiento.
- Conecte la fibra de luz en el lente.
- Desde el menú lleve a cabo los ajustes de los parámetros de usuario según el manual.
- Ajuste el enfoque y el zoom.
- Ajuste la intensidad de la luz.
- Realice el balance de blancos desde el cabezal o desde la consola de video.



TC300



LIMPIEZA Y DESINFECCION

 KARL STORZ—ENDOSKOPE	Pflege und Reinigung	Care and cleaning	Limpieza y conservación
	7.2 Referenztafel für zugelassene Sterilisations- und Desinfektionsverfahren	7.2 Reference chart for approved sterilization and disinfection methods	7.2 Tabla de referencia sobre procedimientos autorizados de esterilización y desinfección
Überblick Aufbereitung (empfohlene Verfahren)/Preparation Overview (recommended procedures)/Vista general – Preparación (procedimientos recomendados)			
Produkt/ Product/ Producto	Reinigung/Desinfection Cleaning/Disinfection Limpieza/Desinfección		Sterilization/ Sterilization/ Esterilización
	Wärmedesinfektion/ Wärmedesinfektion/ Desinfección por fricción	manuell/ manual/ manual	Reinigung/ Reinigung/ Wärmedesinfektion/ Wärmedesinfektion/ Limpieza/Desinfección automática
			Thermische Desinfektion 93 °C Thermal disinfection 93 °C Desinfección térmica 93 °C
			Dampf/Sterilization Steam/Sterilization Esterilización
			Gasformaldehyd Gasformaldehyde Formaldehído
			Plasma/A Plasma/A Plasma/A
			Plasma/B Plasma/B Plasma/B
			Chemisch/chemisch/Química Chemical/chemical/Química
TH100 H3-Z Kamerakopf mit Partocal-Zoom-Objektiv/ Camera head with Partocal Zoom Lens/Cabezal de la cámara con objetivo Partocal-Zoom	-	✓	-
TH101 H3-Z Inline Kamerakopf mit Partocal-Zoom-Objektiv/ Inline Camera head with Partocal Zoom Lens/ Cabezal de la cámara inline con objetivo Partocal-Zoom	-	✓	-
TH103 H3-P Pendulum Kamerakopf mit Partocal-Zoom-Objektiv/ Pendulum camera head with Partocal Zoom Lens/ Cabezal pendular de la cámara con objetivo Partocal-Zoom	-	✓	-
TH104 H3-ZA Kamerakopf mit Partocal Zoom, autolavierbar/ H3-ZA camera head with partocal zoom, autoclavable/ Cabezal de la cámara con zoom Partocal, esterilizable en autoclave	-	✓	-

- Este documento no reemplaza el manual de usuario, cualquier duda debe referirse a dicho manual.