

FOTO DEL EQUIPO



	FORMATO HOJA DE VIDA Y CONTROL USO DE EQUIPOS	VERSIÓN: 00
		CÓDIGO: FOR-HV-10
		EMISION: 18-mayo-2023
		PÁGINA: 2 DE 4

INFORMACION GENERAL	
Nombre del equipo: Balanza Analítica Boeco Standart Bas 31	Código: PPBA-002
Marca: Boeco Germany	Modelo: Bas 31
Número de serie: AS444205035	Ubicación: Lab FQ – Cuarto de balanzas 2
Fecha de recepción: 16 de enero de 2019	Fecha puesta en servicio: febrero 2019
Nombre del fabricante: Boeco Germany	Condiciones de Instalación: 110 v
Condiciones o advertencias del fabricante: <p>No desatornille nunca las dos mitades de la carcasa.</p> <p>Verificar que la burbuja este centrada. Seque cualquier posible derrame de líquido inmediatamente.</p> <p>No lo exponga a vibraciones potentes, gases corrosivos, humedad atmosférica superior al 80 %, temperaturas inferiores a 5 °C y superiores a 40 ° C.</p> <p>Realizar mantenimiento preventivo y calibración según cronograma.</p> <p>Realizar la verificación de la calibración con los con las masas patrón y diligenciar el formato FOR-HV-10 “Hoja de vida y Control Uso de Equipos”</p>	Limpieza <ul style="list-style-type: none"> • Apagar la balanza antes de realizar la limpieza. • Retirar el platillo y otros elementos de la balanza, los pasos deben hacerse con mucho cuidado para no dañar el mecanismo. • Con un paño humedecido con alcohol al 70%, limpiar la superficie de la balanza, el plato de pesaje y los vidrios interiores para eliminar residuos de pesadas anteriores. Permitir que el Alcohol se evapore y cerrar las puertas laterales. • Limpiar las superficies exteriores de la balanza con un paño humedecido con Alcohol al 70%. • Ajustar la burbuja de nivel con el tornillo de nivelación hasta que esta quede en el centro del círculo. • Encienda la balanza

INFORMACIÓN DE MANTENIMIENTO	
Clasificación del equipo: Equipo de medición	Mecanismo de trabajo: Electrónico
Limpieza: Aplica a diario	

	FORMATO HOJA DE VIDA Y CONTROL USO DE EQUIPOS	VERSIÓN: 00
		CÓDIGO: FOR-HV-10
		EMISION: 18-mayo-2023
		PÁGINA: 3 DE 4

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO	
Voltaje: N/A	Corriente: <u>N/A</u> Amperios: <u>N/A</u>
Rango de temperatura de trabajo: 0°C a 40°C	Rango de Humedad relativa %: Máximo 80%
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN DEL FABRICANTE (MANUALES) Disponible	
OBSERVACIONES: Software y firmware: N/A.	

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS			
CARACTERIZACIÓN DE LA VARIABLE A MEDIR		CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	
Denominación	Unidades de peso	Denominación	Unidades de pH
Unidades	Mg, g.	Unidades	Mg, g.
Rango	0.01g a 220.00g	Rango	0.01g a 220.00g
Mínimo	N/A	Mínimo	N/A
Máximo	N/A	Máximo	N/A
Condiciones ambientales	N/A	Condiciones ambientales	N/A
Observaciones: N.A			

DATOS DEL PROVEEDOR	
Lugar de fabricación:	Alemania
Año de fabricación:	2018
Contacto:	Vanesa Villegas
Email:	info@boeco.com
Garantía:	5 años
Teléfono:	+49 (40) 325627-0

