



GERMAR GMG S.A.S.
Equipos Médicos e Insumos
www.germarmedical.com
Nit: 900.081.215-8

Electrocardiógrafos
 Ecocardiografos
 Desfibriladores
 Pruebas de Esfuerzo
 Holter ECG
 Monitores
 Mesa Tilt Test
 Papelería Médica

Espirómetro MIR
 Alcohólimetros
 Oxímetros
 Telemetría ECG
 Electroencefalógrafos
 Electromiografos
 Cables y Sensores
 Chupas y Clamps

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
10	01	2020

REPORTE DE SERVICIO MANTENIMIENTO No. 6373

ENTIDAD: <i>Fundación Salud</i>	UBICACIÓN: <i>Bogotá D.C.</i>
RESPONSABLE: <i>Ing. Cristhian Castillo</i>	REPORTADO POR: <i>Ing. Cristhian C.</i>

SOLICITUD DE SERVICIO

DIAGNOSTICO	☐ CONTRATO	☐ PREVENTIVO	☒ GARANTIA	☐ CORRECTIVO
-------------	-----------------------------------	-------------------------------------	--	-------------------------------------

Mantenimiento preventivo programado.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:

Mantenimiento preventivo programado

EQUIPO	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ID	HORA
<i>Holter Cardíaco</i>	<i>DIMS</i>	<i>300-3A</i>	<i>3A-14561</i>	<i>N 6482</i>	☒

LISTA DE CHEQUEO PARA MANTENIMIENTO

Verificaciones y pruebas de funcionamiento pre-mantenimiento:		Prueba de impresión.	☒
Estado físico externo del equipo.	☒ B ☐ R ☐ M	Verificación de componentes eléctricos	☒
Encendido normal del equipo (Chequeo de LEDs, o pitidos característicos).	☒	Limpieza de los cables a paciente ECG.	☒
Transferencia de datos -Interface equipo medico Pc.	☒	Limpieza externa del equipo.	☒
Toma de mediciones de presión arterial.	☒	Lubricación de Tornillo sinfín para inclinación y rodamientos.	☒
Adquisición de señales ECG usando simulador de paciente.	☒	Verificación de parámetros de simulador: ☐ MV ☒ PPM ☐ PA ☐ J ☐ SPO ₂	☒
Prueba de teclado.	☒	Verificación de continuidad entre los terminales de los cables a paciente.	☒
Pruebas de velocidad.	☒	Verificación de obstrucciones o fugas en el circuito neumático.	☒
Pruebas de inclinación.	☒	Depuración de errores y/o fallas en el software.	☒
Prueba parada de emergencia.	☒	Pruebas de funcionamiento post-mantenimiento:	
Estado físico interno del equipo.	☒	Encendido normal del equipo (Chequeo de LEDs, o pitidos característicos).	☒
Verificación de errores en el software.	☒	Carga de información de paciente usando comunicación PC-Holter.	☒
Backup de la información.	☒	Muestreo de datos.	☒
Sincronización de la base de datos.	☒	Adquisición de señales ECG usando simulador de paciente.	☒
Verificación de configuraciones del software.	☒	Verificación modo prueba de PA	☒
Verificación de espacio suficiente en Disco Duro.	☒	Descarga de la información usando comunicación Holter-PC.	☒
Realización del mantenimiento del equipo:	☒	Prueba de velocidad e inclinación.	☒
Limpieza interna de la carcasa del equipo, contactos, tarjetas electrónicas	☒	Verificación de sensor SpO ₂ y sensor de temperatura.	☒
Ajuste de conectores y verificación del circuito de alimentación.	☒	Comprobación de funcionamiento normal del Software.	☒
	☒	Asignación de Adhesivo ST.	No. <i>8737</i>

DESCRIPCIÓN:

Se efectuó revisión técnica y funcional, limpieza interna y externa, verificación de componentes electrónicos y accesorios OK, análisis funcional, pruebas de funcionamiento con simulador de ECG, sin variaciones importantes. Equipo operativo.

<i>Alejo Cubillos S</i> FIRMA INGENIERO	_____ FIRMA CLIENTE	PRUEBA DE DOSIMETRÍA SI ☐ NO ☐
--	------------------------	--

Bogotá, Diagonal 115A #70B-17 – PBX 6135499-CEL:3102117586

germarmedical@gmail.com