



GERMAR GMG S.A.S.
Equipos Médicos e Insumos
www.germarmedical.com
Nit: 900.081.215-8

Electrocardiógrafos
Ecocardiografos
Desfibriladores
Pruebas de Esfuerzo
Holter ECG
Monitores
Mesa Tilt Test
Papelería Médica

Espirómetro MIR
Alcoholímetros
Oxímetros
Telemetría ECG
Electroencefalógrafos
Electromiógrafos
Cables y Sensores
Chupas y Clamps

FECHA

DÍA
03

MES
AGOSTO

AÑO
2020

REPORT DE SERVICIO MANTENIMIENTO No. 6797

ENTIDAD: Hospital SANTA CLARA / SAHANA
RESPONSABLE: Dr VACA

UBICACIÓN: BOGOTÁ
REPORTADO POR:

SOLICITUD DE SERVICIO

DIAGNOSTICO

☐ CONTRATO

☐ PREVENTIVO

☒ GARANTIA

☐ CORRECTIVO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:

Equipo PARA MANTENIMIENTO

EQUIPO	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ID	HORA
GRABADORA HOLTER	CARDIO SCAN	DRS 3003A	34 14012	6276	

LISTA DE CHEQUEO PARA MANTENIMIENTO

Verificaciones y pruebas de funcionamiento pre-mantenimiento:		Prueba de impresión.		N
Estado físico externo del equipo.	☒ B ☐ R ☐ M	Verificación de componentes eléctricos		L
Encendido normal del equipo (Chequeo de LEDs, o pitidos característicos).	☒	Limpieza de los cables a paciente ECG.		L
Transferencia de datos - Interface equipo medico Pc .	☒	Limpieza externa del equipo.		L
Toma de mediciones de presión arterial.	NA	Lubricación de Tornillo sinfin para inclinación y rodamientos.		N
Adquisición de señales ECG usando simulador de paciente.	☒	Verificación de parámetros de simulador : ☐ MV ☒ PPM ☐ PA ☐ J ☐ SPO2		L
Prueba de teclado.	☒	Verificación de continuidad entre los terminales de los cables a paciente.		L
Pruebas de velocidad.	NA	Verificación de obstrucciones o fugas en el circuito neumático.		L
Pruebas de inclinación.	NA	Depuración de errores y/o fallas en el software.		N
Prueba parada de emergencia.	NA	Pruebas de funcionamiento post-mantenimiento:		
Estado físico interno del equipo.	☒	Encendido normal del equipo (Chequeo de LEDs, o pitidos característicos).		L
Verificación de errores en el software.	NA	Carga de información de paciente usando comunicación PC-Holter.		L
Backup de la información.	NA	Muestreo de datos.		L
Sincronización de la base de datos.	NA	Adquisición de señales ECG usando simulador de paciente.		L
Verificación de configuraciones del software.	NA	Verificación modo prueba de PA _____		N
Verificación de espacio suficiente en Disco Duro.	NA	Descarga de la información usando comunicación Holter-PC.		L
Realización del mantenimiento del equipo:	☒	Prueba de velocidad e inclinación.		L
Limpieza interna de la carcasa del equipo, contactos, tarjetas electrónicas	☒	Verificación de sensor SpO2 y sensor de temperatura.		L
Ajuste de conectores y verificación del circuito de alimentación.	☒	Comprobación de funcionamiento normal del Software.		L
	NA	Asignación de Adhesivo ST .		
				No. 8860

DESCRIPCION: Se realiza revisión técnica y función limpieza general
cables tarjeta electrónica cable de paciente se hacen
pruebas con simulador de ECG y se descarga
datos en el software y el equipo apto para
uso

SOPORTE TÉCNICO

GERMAR GMG S.A.S.

NIT. 900.081.215-8

FIRMA CLIENTE

PRUEBA DE DOSIMETRÍA

SI ☐

NO ☐

Bogotá, Diagonal 115A #70B-17 – PBX 6135499-CEL:3102117586

germarmedical@gmail.com