



GERMAR GMG S.A.S.
Equipos Médicos e Insumos
www.germarmedical.com

Nit: 900.081.215-8

Electrocardiógrafos
Ecocardiografos
Desfibriladores
Pruebas de Esfuerzo
Holter ECG
Monitores
Mesa Tilt Test
Papelería Médica

Espirómetro MIR
Alcoholímetros
Oxímetros
Telemetría ECG
Electroencefalógrafos
Electromiografos
Cables y Sensores
Chupas y Clamps

FECHA

DÍA

09

MES

01

AÑO

2020

REPORTE DE SERVICIO MANTENIMIENTO No. 6043

ENTIDAD: *Fundación Salud* UBICACIÓN: *Bogotá DC*
RESPONSABLE: *Ing Angelica V.* REPORTADO POR: *Ing Angelica V.*

SOLICITUD DE SERVICIO

DIAGNOSTICO

☐

CONTRATO

☐

PREVENTIVO

☒

GARANTIA

☐

CORRECTIVO

Mantenimiento preventivo

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:

Mantenimiento preventivo

EQUIPO	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ID	HORA
<i>Holter Cordis</i>	<i>DNR</i>	<i>300-3A</i>	<i>3A-14020</i>	<i>6284</i>	<i>/</i>

LISTA DE CHEQUEO PARA MANTENIMIENTO

Verificaciones y pruebas de funcionamiento pre-mantenimiento:

Estado físico externo del equipo.

☒ B ☐ R ☐ M

Encendido normal del equipo (Chequeo de LEDs, o pitidos característicos).

☒

Transferencia de datos - Interface equipo medico Pc.

☒

Toma de mediciones de presión arterial.

☒

Adquisición de señales ECG usando simulador de paciente.

☒

Prueba de teclado.

☒

Pruebas de velocidad.

☒

Pruebas de inclinación.

☒

Prueba parada de emergencia.

☒

Estado físico interno del equipo.

☒

Verificación de errores en el software.

☒

Backup de la información.

☒

Sincronización de la base de datos.

☒

Verificación de configuraciones del software.

☒

Verificación de espacio suficiente en Disco Duro.

☒

Realización del mantenimiento del equipo:

☒

Limpieza interna de la carcasa del equipo, contactos, tarjetas electrónicas

☒

Ajuste de conectores y verificación del circuito de alimentación.

☒

Prueba de impresión.

Verificación de componentes eléctricos

Limpieza de los cables a paciente ECG.

Limpieza externa del equipo.

Lubricación de Tornillo sinfin para inclinación y rodamientos.

Verificación de parámetros de simulador: MV PPM PA J SPO2

Verificación de continuidad entre los terminales de los cables a paciente.

Verificación de obstrucciones o fugas en el circuito neumático.

Depuración de errores y/o fallas en el software.

Pruebas de funcionamiento post-mantenimiento:

Encendido normal del equipo (Chequeo de LEDs, o pitidos característicos).

Carga de información de paciente usando comunicación PC-Holter.

Muestreo de datos.

Adquisición de señales ECG usando simulador de paciente.

Verificación modo prueba de PA

Descarga de la información usando comunicación Holter-PC.

Prueba de velocidad e inclinación.

Verificación de sensor SpO2 y sensor de temperatura.

Comprobación de funcionamiento normal del Software.

Asignación de Adhesivo ST.

No. 8109

DESCRIPCIÓN:

Se efectuó revisión técnica funcional, limpieza interna y externa, verificación de componentes electrónicos y accesorios, análisis funcional de pruebas funcionamiento OK con simulador de ECG 60bpm. Equipo operativo.

Arley Cobillos
FIRMA INGENIERO

Angelica V.
FIRMA CLIENTE

PRUEBA DE DOSIMETRÍA

SI ☐

NO ☐

Bogotá, Diagonal 115A #70B-17 - PBX 6135499-CEL:3102117586

germarmedical@gmail.com