

ELECTROCARDIOGRATO
CONTEC 3006 -06

Capítulo 15 Mantenimiento y Limpieza:

15.1 El cliente no tiene permitido abrir el instrumento, en el archivo de cualquier descarga electrónica.

Cualquier mantenimiento o actualización debe ser realizado por profesionales capacitados y autorizados de Contec. El mantenimiento debe realizarse con los accesorios originales de Contec Medical Systems Company Limited.

15.2 La integralidad de los cables conductores debe verificarse de forma periódica. el daño de cualquier cable puede causar el cable correspondiente o no todos los cables. Los cables de plomo se pueden limpiar con agua y jabón, se pueden desinfectar con alcohol al 75%.

15.3 El electrodo debe almacenarse adecuadamente y desinfectarse con alcohol al 75%. Para el electrodo que se ha utilizado durante mucho tiempo, sustitúyalo.

15.4 Utilice el limpiador neutro para limpiar el dispositivo. No sumerja el dispositivo en el limpiador.

15.5 Desconecte el cable de alimentación cuando haya una falla eléctrica. Para el dispositivo que no se usa por mucho tiempo, colóquelo en un lugar seco y con sombra y electrifíquelo cada 3 meses.

15.6 El mantenimiento regular es necesario para este dispositivo. Por favor verifíquelo cada 6 meses como mínimo y mídalo cada año. Para el dispositivo que se ha utilizado / almacenado durante más de un año, mídalo antes de volver a utilizarlo.