

	FICHA TECNICA	Fecha: 2 de septiembre de 2018
	INHALOCAMARA PEDIATRICA Y ADULTO	Especificaciones técnicas.

	<p>Fabricante: Plastionce.</p> <p>Registro sanitario: 2018DM-0018692</p> <p>Tipo de registro: fabricar y vender.</p> <p>Clasificación de riesgo: I</p> <p>Presentación comercial: Unidad, caja por 105 unidades.</p> <p>Nombre comercial: Inhalocamara adulto y pediátrica.</p> <p>Nombre genérico: Inhalocamaras adulto y pediátrica.</p> <p>Vida útil: (5 años).</p> <p>Referencia: 1012, 1011.</p> <p>Marcas comerciales: Plastionce,</p>
---	--

Descripción.

Dispositivo médico no estéril, para uso individual mascarilla elaborada en látex y PVC independiente de la cámara, cámara inhalocámara elaborada en plástico grado médico puerto estándar adaptable a cualquier inhalador tamaño pediátrico y adulto unidad. Dispositivo medico diseñado para optimizar el rendimiento de los inhaladores de dosis medida. Su propósito es ampliar el trayecto entre el dispositivo presurizado y la boca del paciente, reduciendo la rapidez de las partículas y el impacto orofaríngeo, con el fin de impedir los efectos secundarios locales.

Composición.

Mascara	PVC blando y latex.
Cámara	PP.

Condiciones de almacenamiento:

- Se recomienda conservar el producto en un lugar fresco y libre de humedad.
- Se debe colocar el producto sobre estibas o estanterías y se recomienda evitar poner elementos pesados sobre el producto.

Características.

- Añaden un volumen o espacio entre la válvula y la boca del paciente.

	FICHA TECNICA	Fecha: 2 de septiembre de 2018
	INHALOCAMARA PEDIATRICA Y ADULTO	Especificaciones técnicas.

- Disminuyen la velocidad con que sale el aerosol del dispositivo medico.
- Permite la reducción del tamaño de las partículas.
- Reduce la cantidad de medicamentos que impacta en la región orofaringea optimizando los efectos esperados y las dosis requeridas.
- Reduce la necesidad de coordinar la activación con la inspiración.
- Poseen una mascara como interface entre la cámara y el paciente, la cámara y el adaptador para el inhalador de dosis medida.

Indicaciones de uso

Todo paciente que requiera el uso de inhaladores de dosis medida debe contar con una inhalocamara para su administración. Por que asegura que la dosis suministrada llegue a su mayoría al bronquio obteniendo los efectos esperados.

- Agite el inhalador durante 30 segundos.
- Remueva la tapa protectora del inhalador.
- Conecte el inhalador a la inhalocamara.
- Coloque la mascara cubriendo nariz y boca.
- Dispare en inhale lenta y profundamente.
- Repita el procedimiento según indicación medica.

Precauciones.

- Para la elección del dispositivo debe tenerse en cuenta la edad y tamaño del paciente. Hay referencias especificas para pacientes adulto y pediátrico.
- Adicionalmente debe evaluarse la seguridad de la mascara, es decir que se adapte ergonómicamente al paciente minimizando la presencia de fugas.
- Nos utilice el dispositivo medico si el empaque esta dañado o abierto.

Recomendaciones de uso.

1. Los dispositivos médicos de uso respiratorio son de uso único por paciente, no deben ser reutilizados.

	FICHA TECNICA	Fecha: 2 de septiembre de 2018
	INHALOCAMARA PEDIATRICA Y ADULTO	Especificaciones técnicas.

2. Se debe asegurar que se dieron las instrucciones al paciente para el uso correcto de la inhalocamara, con el fin de asegurar que le medicamento sea suministrado de manera correcta.
3. Se recomienda que se realice limpieza periódica de la inhalocamara. Generalmente se recomienda que el paciente utilice en su casa agua tibia y jabón, se enjuague con abundante agua y se deje secar al aire.

Inhalocamaras.

Plastionce, cuenta con un diseño único que mejora la efectividad y rendimiento de los inhaladores, reduciendo los esfuerzos respiratorios secundarios.