

FICHA TECNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO: **Mascarilla para Oxígeno**

MARCA: Global Healthcare

DESCRIPCION: Dispositivo medico desechable usado para administrar oxígeno y fármacos directamente a los pulmones del ser humano, elaborada de forma anatómica, cubre la nariz la boca por debajo de la barbilla del paciente, con banda elástica y clip para nariz que aseguran un mejor ajuste, vienen sencillas, alargadas.

COMPOSICION: 100% vinilo suave transparente, sin látex, banda elástica, tira de aluminio ajustable, tubo para Oxígeno en PVC de grado medico extra suave, 2.1 m.

PRESENTACIONES COMERCIALES: Por unidad en bolsa de plástico transparente, sellada 15 x 22 cm. 50 unidades/caja de cartón corrugado.

Ítem	Descripción	Empaque	Dimensión	Kg.	Código UCC-12
63-405	Mascarilla para Oxígeno Pediátrica	50und/caja	60x78x56	6.0	872237005420
63-406	Mascarilla para Oxígeno Pediátrica alargada	50und/caja	60x78x56	6.0	872237005437
63-407	Mascarilla para Oxígeno Mediana	50und/caja	60x78x56	6.0	872237005529
63-408	Mascarilla para Oxígeno Adulto	50und/caja	60x78x56	6.0	872237005534
63-409	Mascarilla para Oxígeno Adulto alargada	50und/caja	60x78x56	6.0	872237005444

TIPO DE CONSERVACION: Almacenar en ambiente seco, evitar la luz solar directa, temperaturas extremas y gran humedad

TIPO DE TRATAMIENTO: Procedimientos de oxigenoterapia, aerosolterapia, humidificación, kinesioterapia del tórax, cuidado de la vía aérea artificial, terapia de hipersuflación.

Instrucciones de uso: 1.- Conecte la mascarilla a la fuente de oxígeno. 2.- Seleccione en el dispositivo de la mascarilla la FiO_2 que desea administrar 3.- Sitúe la mascarilla sobre la nariz, la boca y el mentón del paciente. 4.- Pase la cinta elástica por detrás de la cabeza del paciente y tire de sus extremos hasta que la mascarilla quede bien ajustada en la cara. 5.- Adapte la tira metálica al contorno de la nariz del paciente. Con ello se evitan fugas de oxígeno hacia los ojos y hacia las mejillas. 6.- Seleccione en el caudalímetro el flujo de oxígeno prescrito.

Cuidados posteriores. Controle regularmente que la mascarilla está en la posición correcta. Compruebe que la cinta no irrita el cuero cabelludo ni los pabellones auriculares. Vigile que no haya fugas de oxígeno por fuera de la mascarilla (especialmente hacia los ojos). Valore las mucosas nasal y labial y lubríquelas si es necesario.

INDICACIONES. El uso adecuado del equipo evita riesgos de hiperhidratación. Al seleccionar un flujo de Oxígeno es importante considerar las reservas disponibles en relación con el tiempo de traslado. Por ejemplo: Si disponemos de un tubo de Oxígeno de 0,5 m3 que contiene 500 litros de oxígeno y graduamos el flujo a 15 l/minuto, consumiremos la carga en 33 minutos.

OBSERVACIONES: Descartar luego de usar, **No usar** si el paquete esta abierto o dañado (producto desechable)



MASCARILLA PARA OXIGENO