



**INSPIRÓMETRO INCENTIVO RSB®  
ESTIMULADOR RESPIRATORIO**

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DESCRIPCIÓN</b>    | <p>La respiración profunda es sumamente importante para su bienestar general. Expande los pequeños sacos aéreos de sus pulmones y ayuda a mantener sus pulmones y vías aéreas libres de secreciones.</p> <p>Inconscientemente el individuo realiza muchas respiraciones profundas cada hora. Estas respiraciones profundas ocurren en forma de suspiros y bostezos y son espontáneas y automáticas. En ciertos momentos el patrón respiratorio normal puede cambiar. Esto sucede cuando se experimenta dolor de pecho continuo o se le ha practicado una cirugía considerable; así, la respiración tiende a volverse más superficial y poco profunda, pues el evitar las respiraciones profundas es una respuesta para minimizar dolor.</p>                                                                             |
| <b>PROPIEDADES</b>    | <p>El <b>ESTIMULADOR RESPIRATORIO RSB®</b> ayuda al paciente a recuperar la respiración normal después de haber sufrido una intervención quirúrgica abdominal o torácica, ya que ha sido desarrollado para estimular la respiración profunda periódica. Éste se diseñó para imitar el suspiro o bostezo naturales, estimulando lentas y profundas inspiraciones.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>MODO DE EMPLEO</b> | <p>Después de armado el <b>ESTIMULADOR RESPIRATORIO RSB®</b>, deslice la columna indicadora de presión verticalmente, y ponga su borde a nivel (1) de las escala. Luego, inhale, profunda, sostenida y fuertemente, tomando la boquilla con los labios. Observe que el estímulo (bolita) asciende al nivel indicado y sosténgalo por algunos segundos. Finalmente, exhale el aire contenido en forma normal, retirando la boquilla. Repita el ejercicio en la misma posición, sosteniendo el estímulo en suspenso el tiempo que más pueda. De esta manera ha realizado un ejercicio respiratorio consciente. El cambio a la escala siguiente debe hacerse lentamente y se obtiene movilizandó la columna indicadora de presión a la escala (2). El ejercicio respiratorio en ningún momento tiene contraindicación.</p> |
| <b>CONSERVACIÓN</b>   | <p>Por ser un dispositivo plástico, se puede desarmar fácilmente y es lavable con agua y cloro al 5%.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FABRICACIÓN</b>    | <p>Los elementos que componen el <b>ESTIMULADOR RESPIRATORIO RSB®</b> están fabricados con los siguientes materiales:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) <u>Base Inferior, Superior, boquilla y terminales</u> del tubo indicador de presión: Polietileno de alta para inyección.</li><li>b) <u>Manguera</u>: Polietileno para extrusión.</li><li>c) <u>Tubo Principal</u>: Poliestireno Cristal.</li><li>d) <u>Bolita de Ping Pong</u>: Poliestireno de alto impacto.</li><li>e) <u>Tubo Indicador de Presión</u>: PVC atóxico, por extrusión.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                     |

**Nota:** El **ESTIMULADOR RESPIRATORIO RSB®** en ningún momento constituye un alimento o medicamento y no tiene contraindicación alguna. Sólo es de uso fisioterapéutico.