



FICHA TÉCNICA
PASTA PROTECTORA DE PIEL STOMAHESIVE®

PROVEEDOR: BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA.

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO A CALIFICAR

PRODUCTO	
Nombre Genérico	Pasta protectora de piel
Nombre Comercial	Pasta protectora de piel Stomahesive®
Descripción	Pasta protectora y niveladora de la piel peri y paraostomal con hidrocoloides
Marca	ConvaTec
Fabricante	ConvaTec Inc - USA
Composición del Producto	La pasta Stomahesive® está elaborada en sustancias naturales hidrocoloides: gelatina, pectina y carboximetilcelulosa sódica. Otros componentes: trihidroxiestearato de glicerilo, triacetato de glicerilo, alcohol etílico, ester monobutílico del copolímero de metil vinil eter y anhídrido maleico en etanol (Grantrez ES-425)
Características y Acciones del Producto	Adhesividad: La pasta Stomahesive® facilita la adhesión de las barreras protectoras de piel Stomahesive® en zonas irregulares del abdomen, asegurando una mayor duración de la misma. Moldeabilidad: La pasta Stomahesive® permite rellenar y nivelar irregularidades del abdomen para evitar filtraciones del efluente. Se utiliza sobre la piel peri y paraostomal o cualquier otra zona del abdomen que se requiera nivelar para poder colocar la Barrera protectora de piel Stomahesive® y así evitar que el drenaje del estoma lesione la piel. Sustancias Hipoalergénicas: no se han reportado casos de sensibilidad a los componentes de la pasta Stomahesive, lo que permite utilizarla en pacientes con piel sensible.
Usos	La pasta se usa como relleno, sellante y barrera dérmica protectora para el uso alrededor de estomas de colostomía, ileostomía o urostomía. También puede usarse para proteger la piel alrededor de fístula, entre la base de un estoma y la abertura de la barrera dérmica, y como relleno para pliegues de piel, superficies dérmicas desiguales y cicatrices.
Recomendaciones de Uso	Se recomienda leer el instructivo de aplicación disponible en el empaque antes de su aplicación. <ul style="list-style-type: none">• Lavar la piel circundante al estoma con agua limpia y jabón de PH neutro (sin utilizar soluciones antisépticas) y enjuagando muy bien hasta eliminar los residuos• Aplicar la Pasta Stomahesive®, directamente sobre la piel sana cuando sea necesario rellenar pliegues o irregularidades peri o paraostomales, también se puede aplicar un círculo en el borde interno de la barrera protectora de piel para mejorar el sello en el caso de estomas urinarios o digestivos con drenajes líquidos que puedan causar irritación de la piel.• Aplicar la barrera protectora de piel Stomahesive® según la técnica indicada• Repetir el procedimiento cuando se presenten filtraciones de los drenajes.• NO aplicar directamente sobre el lecho de una herida o piel irritada. Solo se debe aplicar sobre piel sana. ----• Tapar el tubo de la pasta rápidamente después de usarla para evitar que se seque• Al aplicarla manipularla directamente del tubo o con dedo húmedo.
Registro Sanitario	INVIMA 2017DM-0016718. VIGENCIA AGOSTO 25 DE 2027
Presentación	Tubo x 56,7 g Caja x 1 Tubo



**FORMATO DE CALIFICACIÓN
PASTA PROTECTORA DE PIEL STOMAHESIVE®**

Calificación de 1 a 5

5= Excelente

1= Malo

PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LA INSTITUCIÓN

Concepto Técnico					
Facilidad de Aplicación:	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Capacidad de Adhesividad:	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Adaptabilidad a Zonas Irregulares:	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Facilidad para la Aplicación de la Barrera Protectora de Piel:	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Reducción de la Frecuencia de Cambios de Barrera Protectora de Piel:	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Protección de la piel	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Comodidad para el Paciente:	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Empaque:	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Presentación:	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Calidad:	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Servicio Post-Venta: Asesoría educativa y Servicio al Cliente:	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Otros:					
Observaciones:					
Calificación:					
Nombre del Calificador:					
Cargo:					
Fecha:					
Firma:					