



FICHA TÉCNICA

REOXCARE® Apósito antioxidante	
Nombre genérico	Apósito antioxidante
Nombre comercial	Reoxcare®
Descripción	Reoxcare® es un apósito primario estéril no adherente, compuesto por una matriz absorbente y una solución de hidratación antioxidante. La matriz hidratada absorbe el exudado y neutraliza los radicales libres de oxígeno (ROS), causantes del estrés oxidativo, al mismo tiempo que limpia el lecho de la herida sin macerar la piel perilesional. Reoxcare® proporciona un ambiente húmedo que permite la eliminación del tejido esfacelado o necrótico y favorece el proceso natural de cicatrización, apropiado para heridas crónicas, particularmente efectivo en la fase inflamatoria gracias a su capacidad antioxidante.
Marca	HISTOCELL
Composición	<p>Reoxcare® Se compone de: una matriz absorbente (9x4 cm) y 1 vial de 10 ml de solución de hidratación antioxidante.</p> <p><u>Solución antioxidante:</u></p> <p>Agua</p> <p>Acetilcisteína: 8.2 mg</p> <p>Cúrcuma: 0.13 mg</p> <p><u>Matriz absorbente:</u> 100% vegetal</p> <p>Galactomanano en polvo</p>
Características	<p>La matriz hidratada de Reoxcare® tiene las siguientes propiedades:</p> <p>Antioxidante: Neutraliza el exceso de ROS en el entorno de la herida.</p> <p>Detoxifica la herida para permitir que avance en sus etapas hacia la cicatrización.</p> <p>Desbridamiento: potente capacidad de desbridamiento autolítico cuando hay tejidos no viables presentes en el lecho de la herida (Biofilm, esfacelos, tejido fibrinoso).</p> <p>Manejo del Biofilm y evita el depósito de uno nuevo en el lecho de la herida.</p> <p>Tejido de Granulación: mantiene un lecho de herida sano y promueve la formación de nuevo tejido de granulación.</p> <p>Gestiona el nivel de exudado: Capacidad de absorción 20 veces su peso seco.</p> <p>Antiinflamatorio, secundario a su acción antioxidante.</p> <p>Alivia el dolor.</p>

	Adaptable , fácil de aplicar y retirar. No se adhiere al lecho de la herida.
Indicaciones	Reoxcare® está indicado para todo tipo de heridas, en fase inflamatoria del proceso de cicatrización, tanto en heridas agudas como crónicas,



como: heridas vasculares, isquémicas, pie diabético, úlceras por presión, traumáticas, dehiscencias quirúrgicas.

Reoxcare® puede utilizarse en combinación con una terapia compresiva en úlceras venosas.

Instrucciones de uso	<p>La matriz absorbente puede utilizarse por ambos lados.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hidratar la matriz utilizando toda la solución antioxidante. Para absorber toda la solución la matriz necesita cerca de 1 minuto, quedando parcialmente hidratada. 2. Limpiar la herida de acuerdo al protocolo institucional. 3. Recortar Reoxcare® de acuerdo a las dimensiones de la lesión y colocarlo en contacto directo con el lecho de la herida. 4. Cubrir Reoxcare® con un apósito secundario apropiado a la localización y carácter exudativo de la herida, asegurando un medio ambiente húmedo. 5. Desechar el producto sobrante. <p>Reoxcare® se retira fácilmente y no se adhiere al lecho de la herida.</p>
Frecuencia de cambios	Se recomienda el cambio de Reoxcare® cada 3-4 días. En heridas muy exudativas, revisar la herida más frecuentemente para verificar su estado.
Contraindicaciones y Advertencias	<p>Reoxcare® es un producto diseñado para utilizar sus componentes conjuntamente.</p> <p>Este producto contiene acetilcisteína, cúrcuma y galactomanano. No utilizar en caso de hipersensibilidad conocida a alguno de los componentes</p> <p>Reoxcare® es de un solo uso y no debe reutilizarse. En caso de síntomas de infección en la herida durante el uso de Reoxcare®, debe iniciarse el tratamiento de acuerdo a la indicación médica.</p>
Presentaciones	Caja por unidad que contiene: 1 blíster con la matriz absorbente de 9 x 4 cms y un frasco o vial de 10 ml de solución hidratante antioxidante.
Embalaje	Caja por unidad

Vida útil	2 años
Esterilización	Estéril: Solución hidratante a vapor y la matriz por irradiación.
Condiciones de almacenaje	Mantener a temperatura ambiente en lugar seco.
Regulación	En cumplimiento de dispositivos médicos de la Directiva 93/42 / CEE del Consejo: ISO 13495 - 21 CFR 820
Hecho en	España
Fabricado por	Histocell
Soportes clínicos	<p>Castro, Begoña, Palomares Teodoro, Iker Azcoitia, Bastidas Félix y otros. 2015. Development and preclinical evaluation of a new galactomannan based dressing with antioxidant properties for wound healing. Histocell Histopathol (2015) 30:1499-1512</p> <p>B. Castro, F.D. Bastida, T. Segovia, P. López Casanova, J.J. Soldevilla, J. Verdú-Soriano, The use of an antioxidant dressing on hard-to-heal</p>



wounds: a multicentre, prospective case series. Journal of wound care. Vol 26, N° 12, december 2017

EWMA. 2018. Juan Francisco Jiménez García; José M.ª Porras Pastor, José M.ª Zarco Martín; Encarnación M.ª García Romera; Mª Ángeles Sánchez Escandell; Begoña Castro Feo. Novel antioxidant treatment that improves the healing of chronic wounds

Clasificación del Riesgo	Clase II B
Registro Sanitario	INVIMA: 2018DM-0018451

