

PROTOCOLO DE LIMPIEZA V-PRO 1 PLUS

Utilice detergentes no abrasivos para limpiar el esterilizador , humedezca un paño con agua, limpie frotando hacia delante y hacia atrás (en la misma direccion de la veta de la superficie). Los productos de limpieza abrasivos pueden dañar el acero inoxidable y el aluminio.

CAMARA



1. abra la puerta del esterilizador
2. Extraiga las regillas hacia adelante hasta el tope, acontinuacion inclime la parte frontal de la regilla hacia arriba y hale hacia afuera.
3. Repita el procedimiento con la regilla inferior. Extraigalas de la camara.
4. Con un paño humedo, haga movimientos que vallan en el mismo sentido de la veta de la camara de adentro hacia afuera hasta que retire la posible suciedad.
5. limpie las regillas con un paño humedo.
6. Coloque las regillas en el inetrior de la camara.
7. Si el protocolo de limpieza lo hace semanalmente realice prueba de escape, luego de la limpieza.

CABINA



1. Para la estructura externa del esterilizador se recomienda utilizar productos STERIS Coverage Spray.
2. Este producto se aplica con un paño
3. Enjuagar con agua limpia para volver a limpiar la superficie externa.