

	PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL	Código: E – PID – FR - 004
	ACTA DE REUNIÓN	Versión 05
		Fecha de Aprobación: 11/09/24

OBJETIVO DE LA REUNION:	FECHA:	ACTA No.
Fortalecer los conocimientos en la toma de pruebas de diagnóstico rápido para el tamizaje para leishmaniasis visceral en humanos para el proceso de plan de eliminación de acuerdo a la línea técnica del instituto nacional de salud y ministerio de protección social	07/10/2025	001

LUGAR:	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN
IPS CLINICA JUNICAL – GIRARDOT	09:00AM	11:30AM

ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida y saludo inicial
2. Capacitación teórica de las pruebas de diagnóstico rápido para el tamizaje para leishmaniasis visceral en humanos y pruebas rápidas de Dengue.
3. Practica
4. Conclusión

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

<p>Siendo las 09:00 a.m., se dio inicio a la capacitación y entrenamiento de las pruebas de diagnóstico rápido para el tamizaje para leishmaniasis visceral en humanos y pruebas rápidas de Dengue al equipo ejecutor participando las auxiliares de enfermería, enfermera profesional y la coordinadora de la ESE Centro de salud Ricaurte, la referente del departamento brinda un cordial saludo y procede a explicar que Las pruebas rápidas para leishmaniasis visceral humana (LVH) son ensayos inmunocromatográficos diseñados para el tamizaje y diagnóstico presuntivo de la enfermedad en personas con sospecha clínica (fiebre prolongada, hepatoesplenomegalia, pérdida de peso, pancitopenia).</p> <p>Características principales</p> <ul style="list-style-type: none">• Tipo de prueba: Inmunocromatográfica (flujo lateral).• Principio de funcionamiento: detectan anticuerpos IgG específicos contra <i>Leishmania donovani</i> o <i>Leishmania infantum</i>, mediante antígenos recombinantes, especialmente el rK39 (y en algunos casos rK28).• Tipo de muestra: sangre total, suero o plasma.• Tiempo de resultado: entre 10 y 20 minutos.• Utilidad: tamizaje rápido en campo o servicios de salud para apoyar el diagnóstico clínico en zonas endémicas. <p>Existen muchas casas comerciales pero la que esta manejando el departamento es InBios es el Kalazar Detect es un kit de diagnóstico rápido que detecta anticuerpos contra Leishmania en suero humano para ayudar a presumir el diagnóstico de leishmaniasis visceral (LV). La prueba es un ensayo inmunocromatográfico de tiras, el cual proporciona resultados en 10-20 minutos y es para uso profesional in vitro.</p> <p>Resultado positivo: presencia de anticuerpos anti-Leishmania; indica exposición o infección actual.</p>
--

 Gobernación de Cundinamarca	PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL	Código: E – PID – FR - 004
	ACTA DE REUNIÓN	Versión 05
		Fecha de Aprobación: 11/09/24

Resultado negativo: descarta infección activa si el paciente no tiene inmunosupresión ni infección reciente.

No distingue infección activa de pasada.

Puede tener falsos negativos en etapas tempranas o en inmunodeprimidos.

Requiere confirmación de laboratorio mediante:

- ELISA o IFI (anticuerpos específicos).
- PCR (detección molecular del parásito).
- Observación directa del parásito en médula ósea o bazo (diagnóstico confirmatorio).

Pruebas de diagnóstico rápido (PDR) para dengue

Las pruebas rápidas para dengue son ensayos inmunocromatográficos que permiten detectar antígenos o anticuerpos específicos del virus del dengue (DENV). Se utilizan tanto para el tamizaje rápido como para apoyar el diagnóstico clínico en fases aguda y de convalecencia.

- Tipos de pruebas y su utilidad
- Prueba rápida de antígeno NS1
- Detecta: el antígeno NS1 del virus del dengue, presente en sangre durante los primeros 1 a 5 días de la enfermedad.
- Uso: diagnóstico temprano, antes de la aparición de anticuerpos.
- Muestra: sangre total, suero o plasma.
- Resultado: en 15–20 minutos.
- Interpretación: positivo indica infección activa reciente.
- Prueba rápida de anticuerpos IgM/IgG
- Detecta: anticuerpos producidos por el organismo en respuesta al virus.
- IgM: indica infección reciente (aparece desde el día 5).
- IgG: indica infección pasada o reinfección.
- Resultado: 15–20 minutos.

Existe varia casas comerciales pero la que esta manejando el departamento es AD-BIO Duo Dengue Ag IgG IgM Rapid Test Caja x 30 es una prueba de diagnóstico rápido que detecta simultáneamente el antígeno NS1 y los anticuerpos IgG e IgM del virus del dengue en sangre entera, suero o plasma. Este formato de caja contiene 30 kits y permite un diagnóstico rápido (15-20 minutos) y completo de la infección por dengue en cualquier etapa.

Se procede a realizar la practica entre las mismas compañeras del grupo recordado que siempre se debe de verificar el instructivo.

CONCLUSIONES

La capacitación permitió fortalecer los conocimientos del equipo executor de la ESE Centro de Salud Ricaurte sobre el uso e interpretación de las pruebas de diagnóstico rápido (PDR) para leishmaniasis visceral humana y dengue, mediante la explicación teórica de sus principios inmunocromatográficos, utilidad diagnóstica, tipo de muestra, tiempos de resultado y criterios de interpretación, resaltando la importancia de la confirmación de resultados mediante pruebas de laboratorio.

Durante la práctica, se aplicaron los kits Kalazar Detect™ (InBios) y AD-BIO Duo Dengue Ag IgG/IgM, reforzando el correcto procedimiento y verificación del instructivo. La jornada permitió

 Gobernación de Cundinamarca	PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL	Código: E – PID – FR - 004
	ACTA DE REUNIÓN	Versión 05
		Fecha de Aprobación: 11/09/24

fortalecer las competencias del personal en el tamizaje, diagnóstico oportuno y notificación de casos sospechosos, contribuyendo a mejorar la vigilancia en salud pública y el control de enfermedades transmitidas por vectores.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
Aplicar correctamente las pruebas rápidas de leishmaniasis visceral y dengue siguiendo los lineamientos técnicos y el instructivo del fabricante.	A demanda	Equipo ejecutor de la concurrencia de arbovirosis
Promover la educación comunitaria sobre la importancia del diagnóstico temprano y la prevención de las enfermedades transmitidas por vectores.	Permanente	Equipo ejecutor de la concurrencia de arbovirosis



REGISTRO N° 001

LUGAR: IPS CLINICA JUNICAL

EVENTO: Taller teórico práctico toma de pruebas de diagnóstico rápido para el tamizaje para leishmaniasis visceral en humanos y dengue.

FOTO N° 001 de
Fecha de toma (07/10/2025):

PROVINCIA: Alto Magdalena



Observaciones:

Taller teórico práctico de toma de pruebas de diagnóstico rápido para el tamizaje para leishmaniasis visceral en humanos para el proceso de plan de eliminación de acuerdo a la línea técnica del instituto nacional de salud y ministerio de protección social.



Gobernación de
Cundinamarca

CULTURA ORGANIZACIONAL Y MEJORA CONTINUA

CONTROL DE ASISTENCIA

Código: E - COMC - FR - 005

Versión: 05

Fecha de Aprobación: 5/09/2025

Páginas: 1 de 2

TEMA: Capacitación Teórico - Práctica Módulo de Pruebas Dengue y Leishmania inmunocromatográficas

FECHA: 2025-10-07

LUGAR: Clínica Juncal Girardot

HORA INICIO: 9:00 a.m.

DEPENDENCIA QUE COORDINA: Subdirección Laboratorio de Salud Pública

HORA FIN: 11:30 a.m.

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	ENTIDAD	MUNICIPIO	TELÉFONO	E-MAIL	FIRMA
Rolando Andres Acosta Nieto	1.069.714.729	Aux Enfermera	ESE Ricardo	Niño	3175528074	daniblasa0514@gmail.com	
Diana Patricia Montiel	20876.451	coordinadora ESE Rtc	ESE Ricardo	Niño-Nariño	3102744737	montielmartinezdiana7@gmail.com	
Karim Giselle Ortega	107064335	Aux Enfermera	ESE Ricardo	Niño	3222476191	Karim.ortega05@hotmail.com	KARIM ORTEGA BARRA
Jannin Stefani Buitrago	1033369440	Aux Enfermera	ESE Ricardo	Nariño	3134622066	janninbuitrago7@gmail.com	
Caral Andea Catteret	1010165412	enfermera	ESE Ricardo	Niño, Guataquí	3125466939	CaralAndeaCatteret987@gmail.com	
KATERINE FLORIDO	1003776948	Aux Enfermera	ESE Ricardo	Nariño	3213223940	K.F.1993@hotmail.com	
INGRID ORTIZ	39579538	AUX ENFERMERA	ESE RICARDO	BEITRAN	3213362726	INGRID65@HOTMAIL.ES	
Estefani Gonzalez	7003555254	AUX ENFERMERA	ESE Ricardo	Guataquí	3112011283	estefani9170@gmail.com	Estefani G.
Martha J. Ceballos	1069.177903	Aux Enfermera	ESE Ricardo	Picavite	3103644679	enfermera ceballos@gmail.com	

«Por medio de la firma del presente formato, autorizó a la Gobernación de Cundinamarca a utilizar mis datos personales para fines necesarios relacionados con este trámite de conformidad con las disposiciones de la Ley 1581 de 2012, ley de protección de datos y el Decreto 1377 de 2013 que la reglamenta parcialmente»



Gobernación de
Cundinamarca

CULTURA ORGANIZACIONAL Y MEJORA CONTINUA

CONTROL DE ASISTENCIA

Código: E – COMC – FR - 005

Versión: 05

Fecha de Aprobación: 5/09/2025

Páginas: 1 de 2

TEMA: Capacitación Teórica Práctica Manejo Puntos de Atención y Lecciones inmunocromatografía

FECHA: 2025-10-07

LUGAR: Clínica Junca Girardot.

HORA INICIO: 9:00 am

DEPENDENCIA QUE COORDINA: Subdirección Laboratorio de Salud Pública

HORA FIN: 11:30 am

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	ENTIDAD	MUNICIPIO	TELÉFONO	E-MAIL	FIRMA
Yennifer Caterin Gutierrez Acosta	CC 1069179458	Auxiliar de enfermería	ESE Centro de Salud Ricaurte	Ricaurte	3137936840	yennifer.gutierrez2715@gmail.com	
Faiber Méndez	1.070.589.316	Bacteriologo	Junical Medical	Girardot	3142855645	faiber.mendez@junicalmedical.com.co	
Mayerly Alejandra Hoyos Montiel	1069179483			Ricaurte	3228423921	dlehajmontiel@gmail.com	Alejandra.

«Por medio de la firma del presente formato, autorizó a la Gobernación de Cundinamarca a utilizar mis datos personales para fines necesarios relacionados con este trámite de conformidad con las disposiciones de la Ley 1581 de 2012, ley de protección de datos y el Decreto 1377 de 2013 que la reglamenta parcialmente»