

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										Versión: 002						
	HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS, MÁQUINAS Y EQUIPOS										Paginas: 2						
DATOS GENERALES																	
SEDE:		CASA LA ESPERANZA				SEDE		CAJICA									
NOMBRE DEL EQUIPO:		oxímetro															
MARCA:		homelife				MODELO:		fs10c									
NÚMERO DE SERIE:		NO REGISTRA				No INVENTARIO		NO APLICA									
EQUIPO BIOMEDICO:		aplica															
MAQUINAS Y EQUIPOS:																	
CLASIFICACIÓN SEGÚN RIESGO		CLASE I				TECNOLOGÍA PREDOMINANTE		ELÉCTRICO									
		CLASE IIA		x				ELECTRÓNICO									
		CLASE IIB						HIDRÁULICO									
		CLASE III						ÓPTICO									
FORMA DE ADQUISICIÓN		COMPRA		X		TIPO		DIAGNÓSTICO		x							
		DONACIÓN						QUIRÚRGICO									
FECHA DE ADQUISICIÓN:		17-08-2020						IMAGENOLÓGIA									
								OTRO									
FOTOGRAFIA																	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS																	
PARÁMETROS ELÉCTRICOS		VOLTAJE				CONSUMIBLES		BRAZALETE				ELECTRODOS				OBSERVACIONES	
		CORRIENTE						PERA				BATERÍAS		x			
		POTENCIA						MEMBRANA				PAPEL					
		FRECUENCIA						OTRO									
CUENTA CON MANUAL DE USUARIO								SI		x		NO					
DATOS FABRICANTE																	
Nombre del Proveedor:		home medical group															
DIRECCION:		calle 57-35 piso 6 bogota				Nombre del Fabricante:		nomelife									
TELEFONO:		NO REPORTA				E-MAIL:		NO REPORTA									
ESPECIFICACION TECNICA																	
VIDA UTIL:		método de medición: precisión 2% resolución 1% perfusión baja <0.4% rango de medición: 25 bpm 250 precisión 1 bpm tiempo de medición: 8 segundos resolución - precisión: 1% 1 segundo ambiente de operación: humedad: 10-95% sin condensación fuente de poder: dc 1.5 v (2 AAA batería) aviso de potencia: aviso de batería baja apagado automático: si no se utiliza, apagado automático en 8 segundos clasificación por tipo de protección contra choque eléctrico: poder interna grado de protección contra descargas eléctricas: componente tipo bf modo de operación: operación continua															
INSTRUCCIONES Y CARACTERÍSTICAS DE USO																	
sostener el oxímetro con la pantalla hacia usted, deslice el dedo en la sonda del dispositivo hasta que la punta del dedo toca la guía de parada incorporada, para tener mejor resultado asegurarse que el dedo este centrado presione el botón para activar el oxímetro, luego aparece la interfaz de medición en 3 segundos. el resultado de la medición se debe leer directamente de la pantalla. el oxímetro se convierte en modo de dormir automáticamente en 8 segundo																	
FUNCION																	
toma de nivel de oxígeno en la sangre de las personas mayores																	
ELEMENTOS DE PROTECCION																	
cordón para colgar																	

[illegible]