



CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL FUNDACIÓN SOLIDARIDAD POR COLOMBIA

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

seca 354 Pesabebés electrónica de fina graduación, con plataforma para pesaje de niños pequeños	
Nombre del equipo	Pesabebés electrónica
Tipo de equipo	En unos pocos instantes, es capaz de convertirse en una báscula de plataforma con una capacidad de 20 kg, para el pesaje de niños pequeños. La artesa y la base, que sirve de báscula de plataforma, están unidas firme y sólidamente, ofreciendo absoluta seguridad para el pesaje del bebé.
Marca	Seca
Modelo	Seca 354
Serial o lote	8354310150796
Ubicación	CDI – Primer piso, enfermería
Fecha de calibración	Junio 19 2019 – SH19-28991 / Mayo 12 2022 – SH22- 47541 / Abril 22 2023 – SH23-55157
Responsable del equipo	Coordinadora CDI y/o nutricionista
Fecha de ingreso	Octubre 2016
Instrucciones de uso	<p>Montar la báscula:</p> <ul style="list-style-type: none">- Retirar todos los elementos del embalaje e introducir las baterías conforme a lo descrito a continuación.- Instalar la báscula sobre una base firme y plana.- Colocar a continuación la bandeja según la figura sobre la parte inferior de la báscula y tirar de ella hacia delante, hasta que se oiga el enclavamiento de esta y hasta que el botón de desenclavamiento se encuentre en la posición superior. De esta forma, la bandeja queda fijamente enclavada con la parte inferior.- Para retirar la bandeja, pulsar simplemente el botón de desenclavamiento con fuerza y empujar la bandeja hacia atrás. <p>Pesaje correcto:</p> <ul style="list-style-type: none">- Para una lectura segura, la báscula está equipada con una función "AUTOHOLD" para los pesos superiores a 500 gr.- Conectar la báscula apretando la tecla verde. En la indicación debe aparecer ahora "0". El tono de señalización indica que la báscula está preparada para pesar. – Al pesar bebés: Colocar al bebé en la artesa. Cuidar de que el niño se quede lo más quieto posible- Leer el peso en la indicación. ¡No cargar la báscula por encima de la carga máxima indicada! – Con la ayuda de la función TARA integrada, es posible tarar objetos situados encima de la báscula como mantas, pañales, etc. Su peso será descontado automáticamente del peso total determinado: Colocar primero el objeto a tarar sobre la báscula. Después apretar la tecla TARE. La indicación de la báscula se repone de nuevo a "0" y se puede comenzar una pesada normal.



CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL FUNDACIÓN SOLIDARIDAD POR COLOMBIA

	- La báscula puede ser desconectada pulsando el pulsador START.
Datos técnicos	Capacidad: 20 kg / 44 lbs División: 10 g < 10 kg > 20 g, 0.5 oz < 22 lbs > 1 oz Dimensiones (AxAxP): 552 x 156 x 332 mm / 21.7 x 6.1 x 13.1" Dimensiones/superficie de pesaje (AxAxP): 525 x 80 x 250 mm / 20.7 x 3.1 x 9.8" Dimensiones/plataforma (AxAxP): 280 x 65 x 235 mm / 11 x 2.6 x 9.3" Peso: 2.3 kg / 5 lbs Alimentación: batería Funciones: TARA, BMIF, auto-HOLD, conmutación kg/lbs, desconexión automática Opcional: Bolso de transporte seca 414 y seca 413
Sensibilidad	10 g.
Capacidad	20 kg, 40 lbs.

TRAZABILIDAD VERIFICACIÓN INTERMEDIA

No.	FECHA	RESULTADO	OBSERVACIONES
1	06-03-24	CUMPLE	MASAS PATRON CZ KENNEDY
2	28-05-24	CUMPLE	MASAS PATRON CZ KENNEDY
3	27-08-24	CUMPLE	MASAS PATRON CZ KENNEDY
4	05-11-24	CUMPLE	MASAS PATRÓN CZ KENNEDY
5	28-02-25	CUMPLE	MASAS PATRÓN CZ KENNEDY
6	27-05-25	CUMPLE	MASAS PATRON CZ KENNEDY

TRAZABILIDAD INSPECCIONES

No.	FECHA	RESULTADO	OBSERVACIONES
1	08-03-24	EN BUEN ESTADO	
2	08-04-24	EN BUEN ESTADO	
3	08-05-24	EN BUEN ESTADO	
4	05-06-24	EN BUEN ESTADO	
5	08-07-24	EN BUEN ESTADO	
6	06-08-24	EN BUEN ESTADO	
7	10-09-24	EN BUEN ESTADO	
8	08-10-24	EN BUEN ESTADO	
9	01-11-24	EN BUEN ESTADO	
10	03-12-24	EN BUEN ESTADO	
11	10-02-25	EN BUEN ESTADO	
12	04-03-25	EN BUEN ESTADO	
13	02-04-25	EN BUEN ESTADO	
14	07-05-25	EN BUEN ESTADO	
15	04-06-25	EN BUEN ESTADO	
16	08-07-25	EN BUEN ESTADO	