

DTE®



LUX.E

LAMPARA DE FOTOCURADO
DATOS TECNICOS

GUILIN WOODPECKER MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD.

INFORMACION GENERAL DEL PRODUCTO Y EL FABRICANTE

■ NOMBRE DEL PRODUCTO	LUX.E (LAMPARA DE FOTOCURADO)
■ MODELO	LUX.E
■ CLASE DE DISPOSITIVO	IIA
■ FABRICANTE	GUILIN WOODPECKER MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD. Information Industrial Park, National High-Tech Zone, Guilin , Guangxi , P.R China 541004 Tel: +86-773-5855350 (Servicio en Ingles por 24 horas) Fax: +86-773-5855350 E-mail: woodpecker@mailgl.cn sales@glwoodpecker.cn http://www.glwoodpecker.com
■ DESCRIPCION PRODUCTO	DEL Lámpara LED de uso dental que emite una luz azul con longitud de onda entre 420nm – 480nm, que endurece o activa los materiales odontológicos según las instrucciones de uso suministradas por sus fabricantes.
■ APLICACIONES	La lámpara de polimerización LUX.E utiliza el principio de la radiación de la luz para que la resina o cualquier otro material dental que sea de alta sensibilidad a la radiación de rayos solidifiquen o se active rápidamente.
■ ESTRUCTURA COMPONENTES PRODUCTO	Y DEL La lámpara de fotocurado dental se compone principalmente de: (1) Unidad principal (1) LED de alta potencia (1) Fibra óptica (1) Lente protector de luz (1) Batería recargable de litio (1) Adaptador de poder (1) Base / Pedestal
■ CARACTERISTICAS	-Inalámbrica. La batería puede ser reemplazada. -Tres modos de trabajo: Poder full, rampa y pulso. -Tiempo de ajuste: 5s, 10s, 15s y 20s. -Larga capacidad de la batería: Con carga completa puede ser usada más de 400 veces continuamente bajo 10s de tiempo de trabajo. -Bajo consumo de energía de reserva con cuarenta días en espera. -Salida de luz estable, el efecto de solidificación no es afectado por el consumo de energía restante. -Liviana solo 141 grs de peso.

- Mandos de operación digitales.
- Medidor en la base para validar la carga de la unidad.
- Alta intensidad hasta 1600 mW/cm², 3 segundos para curado

■ CONTRAINDICACIONES

- Pacientes que tiene historia de reacción biológica están prohibidos para usar este equipo.
- Pacientes o doctores con marcapasos están prohibidos para usar este equipo.
- Pacientes con enfermedad cardiaca, mujeres embarazadas y niños deben usar este equipo con precaución.

■ PRECAUCIONES

- Durante operación clínica, haga que la fuente de luz este enfocada directamente sobre la resina que necesite la solidificación, evitando apuntar a una posición incorrecta y afecte el efecto de solidificación.
- Pacientes que tiene historia de reacción biológica están prohibidos para usar este equipo.
- Está prohibido apuntar la luz azul a los ojos.
- Por favor use el adaptador de poder y batería de litio suministrados por nuestra compañía. Se podría causar daño potencial al operador y paciente por el uso de adaptadores de poder y baterías de litio suministradas por otros fabricantes.
- Está prohibido el uso de metal u otros conductores al tacto de la unidad principal y el punto de carga del pedestal porque esto podría causar que se quemen los circuitos internos o corto circuito con la batería de litio.
- Por favor cargue la batería en un lugar frio y ventilado. Durante la carga, que el equipo se encuentre lejos del paciente.
- Está prohibido desmontar la batería, esto podría causar corto circuito o fuga de electrolito.
- Está prohibida la extracción, choque o vibración de la batería. Está prohibido hacer coroto circuito con la batería. Está prohibido colocar la batería junto con algún metal.
- Si no es usado por largo tiempo, la batería debe ser retirada para ahorrar.
- Este equipo tiene interferencia electromagnética. No use este equipo en pacientes con marcapasos o alrededor de operación electromagnética. Se debe tener cuidado de usar este equipo en ambientes con interferencia electromagnética fuerte, ya que será interferida por otros equipos.

■ ALMACENAMIENTO TRANSPORTE

- Y
- El equipo debe ser manejado cuidadosamente, mantenido fuera de fuentes de agitación, instalados o almacenados en lugares oscuros, secos, frescos y ventilados.
 - No almacene el equipo junto con artículos que sean combustibles, venenosos, cáusticos y explosivos.
 - Este equipo debe ser almacenado en un ambiente en donde la humedad relativa sea $\leq 80\%$, la presión atmosférica sea 75Kpa~106Kpa y que la temperatura sea (-)10°C ~ 55°C.
 - Impacto o agitación excesiva debe ser prevenida durante el transporte. Maneje con cuidado. No ubique el equipo al revés.
 - No ponga el equipo junto con elementos peligrosos durante el transporte.
 - Mantenga fuera del alcance del sol, lluvia o nieve durante el transporte.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO

■ FUENTE ALIMENTACION	DE Batería recargable de Litio -Capacidad y voltaje nominal de la batería: 3.7V 1400mAh -Modelo de la batería: ICR18490 Adaptador de poder -Potencia de entrada: AC100V~240V 50Hz/60Hz -Potencia de salida: DC5V/1A, con un fusible protector de 250V/1A. -Modelo del adaptador: PRS-C13050 100VE
■ FUENTE DE LUZ	1) LED de luz azul de alta potencia 5W. 2) LED de larga duración: hasta 30.000 horas de trabajo. 3) Longitud de onda: 420nm ~ 480nm 4) Intensidad de luz: 1600mW/cm ² ~ 1800mW/cm ²
■ CONDICIONES TRABAJO	DE 1) Temperatura ambiente: (-)10°C ~ 55°C 2) Humedad relativa: ≤ 80% 3) Presión atmosférica: 75Kpa~ 106Kpa
■ DIMENSIONES	40mm x 50mm x 260mm
■ PESO NETO	141 gr
■ PODER DE CONSUMO	≤8W
■ SEGURIDAD ELECTRICA	-Protección contra choque eléctrico: Clase II -Grado de protección contra choque eléctrico: Tipo B -Protección contra ingreso dañino de agua o asunto particular: equipo ordinario (IPX0) -Seguridad en presencia de mezcla de anestésicos inflamables con aire, oxígeno u óxido nítrico: No adecuado bajo esta condición.

GUILIN WOODPECKER MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD.

Information Industrial Park, National High-Tech

Zone, Guilin , Guangxi , P.R China 541004

Tel: +86-773-5855350 (Servicio en Inglés por 24 horas)

Fax: +86-773-5855350

E-mail: woodpecker@mailgl.cn sales@glwoodpecker.cn

<http://www.glwoodpecker.com>

La información contenida en este documento es una fiel copia de lo declarado por el fabricante en el idioma de origen y corresponde a su traducción al idioma español