



DTE®

LUX.E

LAMPARA DE FOTOCURADO

GUIA RAPIDA

OPERACION

- 1) Presione el botón de modo para seleccionar el modo de trabajo, el indicador correspondiente se encenderá en el modo seleccionado.
 - a. Poder Alto: La luz azul irradia el máximo poder 1400-1600 mw/cm².
 - b. Poder Medio: La luz azul irradia el máximo poder 1000-1200 mw/cm².
 - c. Poder Bajo: La luz azul trabaja en la condición de pulso 800-1000 mw/cm².
- 2) Presione el botón de tiempo y seleccione el tiempo de solidificación.
- 3) Cuando se opera, dirija la fibra óptica en la posición correcta, presione el botón de encendido para iniciar o detener a emitir la luz azul.
- 4) Durante la operación, la luz azul puede ser detenida presionando el botón de poder en cualquier momento.
- 5) Un circuito detector de batería está fijado en el interior de la unidad principal, cuando se detecta baja potencia, el indicador de la unidad principal parpadeará, por favor, cargue en el momento.
- 6) Conecte la fuente de alimentación y el dispositivo de carga correctamente, coloque la unidad principal dentro del dispositivo de

carga, el indicador amarillo se iluminara, cuando la carga finalice, el indicador verde se encenderá y el amarillo se apagará. La luz verde es el indicador de poder de la carga finalizada. Si un error de batería es detectado, el indicador del dispositivo de carga parpadeará.

- 7) Cuando la operación finalice, por favor limpie la fibra óptica con calicó para evitar infectar la intensidad de luz.
- 8) Este equipo se apagará automáticamente si no tiene ninguna acción durante 2 minutos, se encenderá presionado cualquier botón.
- 9) La intensidad de luz efectiva de este equipo es mucho más mayor que una lámpara halógena, la profundidad solidificada de las resinas de fotocurado por 10 segundos no será menos de 4 mm.
- 10) Este equipo tiene la función de medida de intensidad de luz. Conecte el suministro de energía del dispositivo de medida de intensidad de luz correctamente, apunte la parte superior de la fibra óptica al sensor, encienda la unidad principal para emitir la luz azul, El indicador verde del dispositivo de medida de intensidad de luz indicará el valor de la intensidad de luz.
- 11) La fibra óptica puede ser esterilizada en condición de 135°C y 0.22Mpa.



GUILIN WOODPECKER MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD

By:

GUILIN WOODPECKER MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD.

Information Industrial Park, National High-Tech

Zone, Guilin , Guangxi , P.R China 541004

Tel: +86-773-5855350 (Servicio en Ingles por 24 horas)

Fax: +86-773-5855350

E-mail: woodpecker@mailgl.cn

sales@glwoodpecker.cn

<http://www.glwoodpecker.com>

La información contenida en este documento es una fiel copia de lo declarado por el fabricante