

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

TAMPONES HIGIÉNICOS CON APLICADOR

Línea de Cuidado Personal e Higiene Femenina | Formato Pack x16 Unidades

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Nombre del Producto:	Tampones Higiénicos con Aplicador Compacto Plástico
Marca:	o.b.®
Categoría:	Higiene y Cuidado Femenino
Presentación / Empaque:	Caja x 16 Unidades (Pack x16 / Contenido 2 bloques de 8 unidades)
Nivel de Absorción:	Medio / Flujo Regular (Adecuado para flujo regular, abundante o superabundante)
Tipo de Aplicador:	Aplicador Plástico Compacto y Suave

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y COMPOSICIÓN

Composición Material:	Mezcla homogénea de Algodón y Rayón de alta calidad absorbente.
Cubierta Exterior:	Cubierta de textura suave (SilkTouch / Soft Cover) proyectada para facilitar la inserción.
Sistema de Absorción:	Sistema de multicanales curvos/longitudinales para direccionar la absorción eficiente y prevenir derrames.
Compatibilidad con Piel:	Apto para piel sensible y piel normal. Hipoalergénico y testado ginecológicamente.
Mecanismo de Colocación:	Aplicador compacto de plástico que permite una colocación segura, cómoda, precisa e higiénica.
Remoción:	Cordón de extracción resistente de alta seguridad integrado al núcleo absorbente.

3. MODO DE USO Y RECOMENDACIONES

Modo de Uso:	<div><div>1. Lavar bien las manos antes de manipular.</div><div>2. Extraer el aplicador de su envoltorio individual.</div><div>3. Colocar el tampón suavemente guiado por el aplicador compacto.</div><div>4. Retirar el aplicador de plástico y desecharlo en la caneca.</div></div>
--------------	---

Frecuencia de Cambio:	Cambiar cada 4 a 8 horas según la densidad del flujo menstrual. No exceder 8 horas de uso continuo.
Almacenamiento:	Conservar en un lugar fresco, seco y limpio, alejado de la luz directa y la humedad.
Advertencias y Precauciones:	Usar solo para la menstruación. Leer el folleto adjunto sobre el Síndrome de Shock Tóxico (SST), una afección poco común pero grave. Mantener fuera del alcance de los niños.

4. IMAGEN DE REFERENCIA

