

Hogar

Ver todos los productos

Molecular Biology Reagents and Kits

Nucleic Acid Controls

RNaseZap™ RNase Decontamina...



Q

Certificados

Hoja de datos de seguridad

Invitrogen™

Solución de descontaminación de ARNasa RNase Zap™

La solución de descontaminación de ARNasa RNase Zap™ es una solución que destruye las ARNasas al contacto. Simplemente rocíe la solución RNase Zap™ sobre la superficie a descontaminar y enjuague con agua libre de ARNasas.

¿Tienes preguntas? [Contáctanos](#)

Cambiar de opinión



Número de catálogo	Cantidad	Tipo de producto
AM9780	250 ml	ARNasa
AM9782	6 x 250 ml	ARNasa
AM9784	4 L	ARNasa
3 opciones		

Número de catálogo AM9780

Precio (USD)

-

Contáctanos

Descripción General Del Producto

 Consulta a nuestra IA sobre este producto.

Preguntas Frecuentes

Figura

La solución de descontaminación de RNasa RNase Zap™ es una solución de descontaminación de superficies que destruye las RNasas al contacto. Simplemente rocíe la solución RNaseZap™ sobre la superficie a descontaminar y enjuague con agua libre de RNasa.

Características de la solución de descontaminación de RNasa RNase Zap™:

- Elimina completamente la contaminación por RNasa de superficies de vidrio y plástico
- Destaca por eliminar altos niveles de contaminación por RNasa donde productos similares fallan
- Eficacia comprobada para eliminar altas concentraciones de RNasa A seca
- Ideal para limpiar superficies de trabajo, pipetas y equipos que deben estar libres de RNasa

Uso de la solución RNase Zap™

Trabajar con ARN requiere que se tomen medidas especiales para garantizar un entorno libre de RNasa. Incluso cantidades traza de RNasa pueden provocar rendimientos más bajos en reacciones de transcripción *in vitro* , degradación durante protocolos de purificación de ARN y resultados variables en RPA y Northern. RNaseZap™ contiene tres ingredientes activos contra la RNasa y ha demostrado ser extremadamente eficaz para eliminar la contaminación por RNasa de material de vidrio, superficies de plástico, encimeras y pipetas. También se ha demostrado que es eficaz para eliminar la contaminación por RNasa de tubos de microcentrífuga sin inhibir las reacciones enzimáticas posteriores. Se suministra en una botella de 250 ml.

Contaminación por RNasa en tubos de microcentrífuga

Si bien la preocupación por la contaminación por RNasa del material de laboratorio de uso frecuente es común y prudente, los investigadores a menudo no se preocupan por la contaminación por RNasa en productos preparados comercialmente, como los tubos de microcentrífuga. Sin embargo, en un estudio de seis tubos de microcentrífuga estándar de 1,5 ml en los que tres fueron prelavados con RNaseZap™ y agua y tres se dejaron sin tratar, todos los tubos sin tratar tenían al menos niveles marginales de contaminación por RNasa, mientras que ninguno de los tubos prelavados con RNaseZap™ exhibió contaminación. Además, al analizar tubos de microcentrífuga comerciales "libres de RNasa", aproximadamente el 10 % presentaba contaminación por RNasa (datos no mostrados). Esto podría explicar los resultados erráticos que los investigadores experimentan periódicamente al realizar ensayos basados en ARN.

Solo para fines de investigación. No apto para procedimientos de diagnóstico.

Presupuesto

Tipo de producto	ARNasa
Cantidad	250 ml
Tipo de reactivo	Reactivo de control de RNasa
Condiciones de envío	Temperatura ambiente
Línea de productos	Ambion, RNase Zap
Tamaño de la unidad	Cada

Contenido y almacenamiento

Conservar a temperatura ambiente.

