

Bowie y Dick paquete de un solo uso de pruebas -ISO 11140-4



El mayor desafío para su esterilizador

Sistemas para prueba Bowie y Dick

Con la capacidad de funcionamiento correcta del esterilizador, el resultado del trabajo depende de la central de esterilización.

Una alteración en el funcionamiento del esterilizador puede tener consecuencias imprevisibles. La prueba Bowie y Dick diaria tiene un significado fundamental en el control del funcionamiento y en la garantía de la calidad.

El desarrollo de los sistemas de prueba Bowie y Dick por Stericlin® se ajustan al compás marcado por la ineludible obligación de revelar cualquier fallo y no permitir abrigar ningún tipo de sensación equivocada de seguridad. Pues bien: hemos logrado este objetivo. Con nuestros sistemas de prueba en los formatos A 4, A 5 y el paquete de prueba de una sola vez.

Sistema de prueba Bowie y Dick DIN A 5

El sistema de Bowie y Dick pone a prueba DIN A 5 que tiene como objetivo comprobar el vapor rendimiento de penetración de sus esterilizadores de vapor mientras ejecuta el diario Bowie y Prueba Dick. El sistema de prueba es adecuado para el uso con el Bowie y Dick – test programa (temperatura: 134 ° C / hora a 3,5 minutos) provisto de vapor esterilizadores con pasos previos a la evacuación. El sistema de prueba consta de 3 componentes: La hoja de prueba, el equipo de prueba y el marco de ensayo de acero inoxidable.

El formato de hoja de prueba Bowie y Dick DIN A 5 se imprime con indicador extensamente con el fin de simplificar la indicación de errores dentro de la esterilización proceso.

El indicador está libre de metales pesados. El color inicial es de color azul, la transición color es rosado. Después de la transición de color del indicador se mantienen sin cambios. Su documentación es absolutamente seguro.

El paquete de ensayo está hecho de papel de filtro especial que es reutilizable para 15 veces. La hoja anterior se imprime con tinta estable esterilización, el patrón de impresión proporciona una orientación adecuada para la documentación. Una indicación adicional del centro del equipo de prueba a través de los bordes de corte hace que la colocación y la sustitución de la hoja de prueba muy simple.