

|                                                                                   |                                                                                          |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | EUROCARES S.A.S                                                                          | Fecha de Aprobación:<br>21/08/2020 |
|                                                                                   | FICHA TECNICA TAPABOCAS TERMOSELLADO DE<br>TRES CAPAS DESECHABLE DE USO MEDICO<br>ADULTO | Versión No. 1                      |

| FICHA TECNICA |                                                                            |  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Fabricante:   | EUROCARES SAS                                                              |                                                                                     |
| Dirección:    | Carrera 53 # 78 - 59                                                       |                                                                                     |
| Ciudad:       | Bogotá - Colombia                                                          |                                                                                     |
| e-mail:       | <a href="mailto:comercial@eurocares.com.co">comercial@eurocares.com.co</a> |                                                                                     |
| Teléfono:     | 6406053 - 3102456178                                                       |                                                                                     |

#### IDENTIFICACION DE PRODUCTO

| NOMBRE DE PRODUCTO | TAPABOCAS TERMOSELLADO DE TRES CAPAS DESECHABLE DE<br>USO MEDICO                                                                                                 | CODIGO | TAP001-A |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| DESCRIPCION        | Los tapabocas tienen la finalidad de evitar el contacto con la salpicadura de fluidos y además, sirve de barrera de protección frente a gotículas en el ambiente |        |          |
| USOS               | Este producto es de uso médico, laboratorios, profesionales de la belleza                                                                                        |        |          |
| PRESENTACION       | Caja que contiene 50 unidades                                                                                                                                    |        |          |

| COMPOSICION          |                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMPONENTE           | FUNCION                                                                                                                                                                 |
| CUERPO DEL TAPABOCA  | Dos capas de polipropileno de 25 gramos y entre ellas una capa de filtro Meltblown de 25 gramos con tres pliegues para mayor cobertura facial y varilla de ajuste nasal |
| ELASTICO DE SUJECION | Para asegurar la protección del usuario, el tapabocas incluye dos tiras elásticas que se ajustan alrededor de las orejas del usuario actuando como sello facial         |
| SOPORTE NASAL        | Ajuste a la nariz suave y liviano, para una perfecta adaptabilidad y confort                                                                                            |

| PROPIEDADES FISICAS |                |       |                             |         |                                                   |
|---------------------|----------------|-------|-----------------------------|---------|---------------------------------------------------|
| MATERIAL            | Tela no tejida | COLOR | Azul, blanco Y<br>combinado | GRAMAJE | Polipropileno de 25 G<br>Filtro Meltblown de 25 G |
|                     |                |       |                             |         |                                                   |
| OTROS               |                |       |                             |         |                                                   |

|                                                                                   |                                                                                          |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | EUROCARES S.A.S                                                                          | Fecha de Aprobación:<br>21/08/2020 |
|                                                                                   | FICHA TECNICA TAPABOCAS TERMOSELLADO DE<br>TRES CAPAS DESECHABLE DE USO MEDICO<br>ADULTO | Versión No. 1                      |

| PRESENTACION |                    |          |             |                                                     |
|--------------|--------------------|----------|-------------|-----------------------------------------------------|
| EMPAQUE      | DESCRIPCION        | MATERIAL | DIMENSIONES | TOTAL DE UNIDADES                                   |
| Comercial    | Display por 50 und | N/A      | N/A         | 50 tapabocas en empaque individual y empaque por 50 |

| INSTRUCCIONES DE USO                                                                                                                                                                                                            | ADVERTENCIAS                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Lavar las manos antes de ponerlo y después de quitarlo                                                                                                                                                                       | Lavar las manos antes de ponerla                                                                   |
| 2. El tapabocas debe cubrir desde el tabique de la nariz hasta la barbilla cubriendo completamente nariz y boca                                                                                                                 | Durante todo el tiempo la mascarilla debe cubrir la boca, nariz y barbilla bien ajustada a la cara |
| 3. Coloque las tiras elásticas alrededor de las orejas                                                                                                                                                                          | Evita tocar la mascarilla mientras la lleva puesta                                                 |
| 5. Coloque los dedos de ambas manos sobre el soporte nasal (tira de metal en la parte superior del cuerpo del tapabocas). Moldee el ajustador alrededor de su nariz mediante el movimiento de los dedos a ambos lados del metal | Por comodidad e higiene se recomienda usar la mascarilla por 4 máximo 6 horas                      |
|                                                                                                                                                                                                                                 | en caso de humedecer la mascarilla, se deteriore sustituirla por otra                              |
| 6. El tapabocas es de un solo uso y debe colocarse lo más ajustado posible                                                                                                                                                      | no reutilice la mascarilla                                                                         |

| ALMACENAMIENTO                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Almacenar en un lugar limpio, fresco y libre de contaminación a temperatura ambiente. No almacenar cerca de fuentes de calor ni de olor |

| CUALIDADES DEL PRODUCTO                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uso medico                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Alta resistencia a fluidos, con la finalidad de evitar el contacto con salpicadura de fluidos y/o sangre                                                                                                                                                     |
| No produce partículas, evitando así problemas alérgicos al contacto con la piel, brindando suavidad                                                                                                                                                          |
| Sellado con ultrasonido, garantizando alta resistencia y protección                                                                                                                                                                                          |
| Diseño que brinda comodidad y protección con un mínimo peso, que no causa malestar en el usuario                                                                                                                                                             |
| Permite respiración normal                                                                                                                                                                                                                                   |
| Prácticos empaques que generan mayor asepsia facilitando el manejo y uso del producto, display resistente que garantiza protección al producto y cuenta con sistema que facilita la extracción de los tapabocas sin tocar ni ensuciar el resto del contenido |
| Eficaz protección frente a la emisión de fluidos bucales                                                                                                                                                                                                     |
| No es toxico                                                                                                                                                                                                                                                 |