FICHA TECNICA

PRODUCTO	ENZIGER®
DESCRIPCION	Detergente enzimático para instrumental
COMPOSICION	Cada 100 c.c. de ENZIGER® garantizan: ACTIVIDAD PROTEOLÍTICA (UAP / ml)…. Mínimo 22 ACTIVIDAD LIPOLÍTICA (UAL / ml)…… Mínimo 2.5 ACTIVIDAD AMOLÍTICA (UAA / ml)….. Mínimo 20000 Contiene además detergente no iónico, estabilizantes, amortiguadores de pH, preservantes
ESPECIFICACIONES TECNICAS	**DESCRIPCION:** Líquido, color naranja, olor cítrico, libre de partículas o materia extraña en suspensión. **GRAVEDAD ESPECIFICA (20°C):** 1.0037 - 1.0094 **pH (20ºC):** 8.3 - 8.9 **RECUENTO AEROBIOS (UFC / g)**: < 10 (las enzimas son de origen microbiano)
INDICACIONES DE USO	Es un detergente polienzimático concentrado, predescontaminante indicado para el lavado y remoción de sangre, grasa, carbohidratos y proteínas de todo tipo de instrumental quirúrgico, micro-quirúrgico, odontológico, endoscopios y equipos médicos
PRECAUCIONES DE USO	Evite el contacto con piel o membranas mucosas, emplee elementos de protección para personal para evitar el contacto con aerosoles.
CONTRAINDICACIONES	Solo debe ser empleado en instrumental o dispositivos médicos
REGISTRO SANITARIO	No requiere. Certificación INVIMA 2010003172
CLASIFICACION DEL RIESGO (RES. 4725 / 05), DISP. MED.	No aplica: No es Dispositivo Médico.
BIODEGRADABILIDAD	Moderada (Relación DBO / DQO = 60%).
VIDA DE ANAQUEL	Dieciocho (18) meses a partir de la fecha de fabricación
VIDA UTIL DESPUES DE APERTURA	90 días en condiciones óptimas de manejo y almacenamiento. Producto sin diluir. En dilución: 8 horas (No está indicado el reuso)
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Almacenar a temperatura no mayor a 30°C en su envase y empaque originales.
PRESENTACION	Galón x 3750 cc Frasco x 1000 cc

Q.F. CLARA S. MEDINA T.
Directora Técnica / Jefe Aseguramiento de Calidad
T.P. 04009062609860865