RESUCITADOR MANUAL ADULTO - PVC

REF: GC - 6141

GOLDEN CARE

IMPORTADO POR:
QUIRÚRGICOS LTDA.
BOGOTA - COLOMBIA

FABRICANTE
Xiamen Compower Medical Tech. Co Ltd - China

:

:

Lote:

FICHA TÉCNICA

ITEM	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN
VÁLVULA PACIENTE	SILICONA, PC	W/POP-OFF VÁLVULA 60 CMH2O
VÁLVULA PEEP	PC, SILICONA, ACERO INOXIDABLE	5-20 CM H2O
BALON	PVC	VOLUMEN 1650 ml
RESERVORIO	EVA	VOLUMEN 2000 ml
MASCARA	PVC	No. 5
TUBO DE OXIGENO	PVC	LONGITUD 2 METROS
TEMPERATURA DE OPERACIÓN -18ºC A 50ºC		
TEMPERATURA DE ALMACENAJE -40ºC A 50ºC SIN RECIBIR LUZ DIRECTA NI HUMEDAD		
RESISTENCIA DE INSPIRACIÓN <5 CM H2O @ 50LPM		
RESISTENCIA DE EXPIRACIÓN <5CM H2O @ 50LPM		
VÁLVULA PEEP 3,6 KG / CM @ 50LPM; 60X5 CMS DE AGUA		

INSTRUCCIONES DE USO

1. HALE EL RESUCITADOR DE LOS DOS LADOS CON LA MANO
2. ENSAMBLE ADECUADAMENTE LA VÁLVULA DE PACIENTE Y LA BOLSA DE RESERVORIO AL RESUCITADOR
3. CONECTE LA MASCARA EN LA VÁLVULA DEL PACIENTE
4. CONECTE EL TUBO DE OXIGENO A LA FUENTE DE OXIGENO REGULADO
5. AJUSTE EL FLUJO DE OXIGENO PARA PROBAR EL RESERVORIO COMPLETAMENTE DURANTE LA INSPIRACIÓN Y LA EXHALACIÓN
6. ANTES DE CONECTAR A PACIENTE, REVISE EL FUNCIONAMIENTO DE EL RESUCITADOR Y LA MASCARA, ASEGURE POR OBSERVACIÓN QUE TODAS LAS CONEXIONES ESTÉN EN LA POSICIÓN ADECUADA. LA VÁLVULA DE ENTRADA, LA BOLSA RESERVORIO Y LA VÁLVULA DE PACIENTE DEBEN PERMITIR TODAS LAS FASES DE VENTILACI ÓN, SIN FUGAS.
7. HALE Y PRUEBE LA VÁLVULA PARA REVISAR SI SE PEGA, PRUEBE EL FUNCIONAMIENTO.
8. COLOQUE LA MASCARA EN LA CARA DEL PACIENTE, PARA CUBRIR DESDE LA NARIZ HASTA EL MENTÓN.
9. PRESIONE CON EL PULGAR Y EL DEDO INDICE EN LA MASCARA, REVISE CON LA OTRA MANO QUE LA MASCARA ESTE SEGURA Y ADECUADAMENTE FIJA EN LA CARA DEL PACIENTE.
10. OPRIMA EL BALÓN PARA RESPIRAR, OBSERVE QUE EL TÓRAX DEL PACIENTE SE ELEVA PARA CONFIRMAR LA INSPIRACIÓN.
11. LIBERE LA PRESIÓN EN EL BALÓN PARA PERMITIR LA EXHALACIÓN, OBSERVE QUE EL TÓRAX CAE PARA CONFIRMAR LA EXHALACIÓN
12. SI HAY CONTAMINACIÓN DURANTE EL PROCEDIMIENTO, DESCONTAMINE INMEDIATAMENTE

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

* DEBE SER USADO POR PERSONAL CALIFICADO Y ENTRENADO
* PRUEBE EL FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO ANTES DE USAR EN UN PACIENTE
* NO USE EL PRODUCTO EN ATMÓSFERAS TOXICAS
* NO USE ACEITE, GRASA O UNA SUSTANCIA BASADA EN HIDROCARBON EN NINGUNA PARTE DEL PRODUCTO
* NO DESARME LA VÁLVULA W / POP / OFF
* PARA MEJOR DESEMPEÑO DE ESTE PRODUCTO, USELO DENTRO DE LOS TRES AÑOS SIGUIENTES A LA FECHA DE LA FABRICACIÓN

PROCEDIMIENTOS PARA LA DESCONTAMINACIÓN

SI LA VÁLVULA DEL PACIENTE SE CONTAMINA CON VOMITO, SANGRE, O SECRECIONES DURANTE LA VENTILACIÓN, DESCONECTE EL DISPOSITIVO Y LIMPIE LA VÁLVULA ASÍ:

A. DESARME LA PARTE CONTAMINADA.
B. RÁPIDAMENTE OPRIMA EL BALÓN PARA QUE PARA QUE VARIAS VENTILACIONES SAQUEN EL CONTAMINANTE.
C. ENJUAGUE LA VÁLVULA DEL PACIENTE CON AGUA Y RÁPIDAMENTE OPRIMA EL BALÓN PARA QUE VARIAS VENTILACIONES EXPELAN EL CONTAMINANTE.
D. SI EL CONTAMINANTE AUN NO ESTA LIMPIO, DESECHE EL RESUCITADOR.

Registro sanitario Nº INVIMA 2013 DM - 0010036
Validez: 04 Julio de 2023

CE 0123 +40°c -10°c LATEX SOLO Rx

7 707342 652050