FICHA TECNICA

B-345



NOMBRE: Desincrustante Surgistain de 4 Litros

DESCRIPCIÓN:
Desincrustante a base de ácido fosfórico que elimina manchas y puntos de corrosión sobre el instrumental quirúrgico en acero inoxidable, restaura el instrumental y prolonga la vida útil del mismo.

INDICACIONES DE USO:
Solo utilizar para desincrustar instrumental en acero inoxidable. Diluir 1 parte de Surgistain en 7 partes de agua caliente. Sumergir las piezas y dejar actuar de 20 a 30 minutos, simultáneamente cepillar en áreas críticas y posteriormente enjuagar

BENEFICIOS DEL PRODUCTO:
Revitaliza y restaura el instrumental quirúrgico, porque elimina manchas y puntos de corrosión. Aumenta la vida útil del instrumental.

PRECAUCIONES:
Usar elementos de protección. Solo utilizar en instrumental quirúrgico en acero inoxidable.

CONTRAINDICACIONES:
No utilizar en instrumental quirúrgico en titanio, aluminio o con recubrimientos especiales.

MATERIAL:
Ácido Fosfórico

CONDICIONES DE REPROCESAMIENTO:
No rehusar la preparación.

METODO:	Ninguno
DISPOSICIÓN FINAL:	Otro
REGISTRO INVIMA:	NO REQUIERE 2010022484
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	-
PRESENTACIÓN:	GALON X 4.000ml.
FABRICANTE:	The Ruhof Corporation
MARCA:	RUHOF CORPORATION

"Este documento pertenece a LM Instruments S.A. Se prohíbe reproducirlo total o parcialmente, o guardarlo en un sistema electrónico sin previa autorización de la gerencia de la compañía."

INFORMACIÓN ADICIONAL:
ESPECIFICACIONES

SURGISTAIN, Desincrustante , solucion revitalizadora, segura y rapida, empleada para remover puntos de corrosion y manchas en el instrumental quirurgico en acero inoxidable. No es corrosivo

Composicion: Acido Fosforico, Detergente no ionico, Propil glicor eter y agua destilada.

Beneficios:
- Aumenta la vida util del instrumental
- Restaura el instrumental de manera rapida y segura

Uso:
Solo esta indicado para desincrustar instrumental quirurgico en ACERO INOXIDABLE.
Utilizar los elementos de proteccion

- Diluir 1 parte de Surgistain en 7 partes de agua caliente.
- Usar preferiblemente un recipiente en acero o vidrio con tapa.
- Sumergir las piezas de instrumental abiertas y dejar actuar de 20 a 30 minutos .
- Durante el tiempo de inmersion realizar cepillado en areas criticas con un cepillo de cerdas suaves.
- Enjuagar con abundante agua
- En caasi de que sea necesario repita el procedimiento.

Recomendaciones:
Implementar protocolo de mantenimiento preventivo del instrumental quirurgico.

Contraindicaciones:
No rehusar la solucion
Realizar el proceso en instrumental de titanio, aluminio o con recubrimientos de tugsteno.

. "Este documento pertenece a LM Instruments S.A. Se prohíbe reproducirlo total o parcialmente, o guardarlo en un sistema electrónico sin previa autorización de la gerencia de la compañía."