INFORMACIÓN GENERAL		COMPONENTES DEL PRODUCTO	
Nombre:	FIJADOR PARA CITOLOGIA, EN AEROSOL	**PIEZAS**	
Fabricante:	BIOPLAST S.A.	1. Fijador Citológico.	
Marca:	BIOLIFE		
Vida Útil:	2 Años		
Procedencia:	Colombia		
Registro Sanitario INVIMA:	No requiere.		
Vigencia:	No Aplica.		
Clasificación de Riesgo:	I		
Método de Esterilización	No Aplica.		
Descripción General del Producto:	Fijador Citológico, solución para recubrimiento de la muestra celular. Película transparente de secado rápido. No afecta la muestra y no interfiere sobre las técnicas de evaluación estándar de tejido. Hidrosoluble (base acuosa), desodorizado. Válvula aerosol para alta disipación.		
Uso y/o Funcionalidad	Aplicar el aerosol sobre la muestra una distancia moderada de forma uniforme. Se debe dejar secar cerca de 5 minutos y almacenar en un lugar seco para su análisis posterior.		
Indicaciones, Recomendaciones y Precauciones de uso	• Uso bajo supervisión de un profesional del área médica. • Mantenga fuera del alcance de los niños. • Conserve en un lugar fresco y seco. • En ningún caso perfore o incinere el recipiente		
Contraindicaciones	Evitar contacto con los ojos, dado el caso, enjuagar generosamente con agua. No inhalar los vapores de la solución.		
Número de Re-usos	Un solo uso. Producto Descartable al terminar su contenido.		

MATERIALES		
PIEZAS	**TIPO**	**CARACTERISTICAS**
Fijador Citológico	Laca Fijadora para fijación de muestras.	• Solubilidad en agua. • Poder de fijación.

PRESENTACIÓN / ACONDICIONAMIENTO	
Presentación	Fijador en recipiente de hojalata de 160 cc., aprox. Empaque por 100 unidades en caja de cartón corrugado. Válvula tipo aerosol
Identificación	Etiqueta Autoadhesiva y/o impresión flexo gráfica con descripción y especificaciones generales del producto (lote, fecha de vencimiento) precauciones, información técnica y datos del fabricante, código de barras.

Condiciones de Almacenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.
Disposición Final	**Residuos No Peligrosos. Reciclable** Depositarse en una bolsa Gris, identificada con el nombre del residuo (hojalata) y el símbolo de reciclaje. Disponer de acuerdo con las regulaciones locales y nacionales. Si el producto no ha sido usado puede tratarse como un Residuo No Peligroso Reciclable. Se debe depositar en una bolsa gris. Pasada la fecha de vencimiento del producto, debe ser devuelto a BIOPLAST S.A. Las laminillas y demás utensilios de laboratorio en los que fue utilizado para fijar muestras biológicas, se deberán tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se deben depositar en una bolsa roja, para luego ser llevado al sitio de almacenamiento temporal y posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.