MEDITEC S.A.	**ESPECIFICACIONES TECNICAS SONDA NASOGÁSTRICA ET-DP03-21**	Rev. # 7 Fecha de Vigencia: 2019-07-31

Fecha de Actualización: julio/2019

NOMBRE	SONDA NASOGÁSTRICA

MARCA	MEDEX	**CLASIFICACION DEL RIESGO**	IIa	**VIDA UTIL**	5 Años
REG SANITARIO	INVIMA 2018DM-0001686-R3	**VIGENCIA**	15-ene-2028	**MODALIDAD**	Fabricar y vender
FABRICANTE	MEDITEC SA	**INVASIVO**	SI	**USO**	CORTO PLAZO

RECOMENDACIONES DE USO	Se introduce vía oral o a través de las fosas nasales para practicar lavados estomacales y recolección del jugo gástrico, para succionar en casos de pacientes intoxicados. Los cuatro (4) orificios aseguran un máximo flujo tanto en alimentación como en aspiración o irrigación a la vez que reducen el riesgo de bloqueo. **TECNICA** * Ubicar al paciente en posición de Fowler . * Escoger la fosa nasal más amplia * Introducir * Fijar
INDICACIONES	Se utilizan para practicar lavados gástricos, succión y drenaje de líquidos o fluidos gástricos, pulmonares y en la administración de alimentos en forma líquida en pacientes que lo requieran.
COMPOSICION	Plástico (PVC: cloruro de polivinilo) grado médico. Libre de látex, biocompatible, antiadherente. **Libre de DEHP.**
FORMA	Sonda transparente de 85 cm con un embudo verde en su parte superior. Extremo inferior cerrado y suave con cuatro (4) orificios en forma alterna y marcaciones que indican el nivel de introducción de la sonda.

REFERENCIAS/ CALIBRE(Fr)	4-5-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24	**MARCACIONES**	11" - 18" - 22" (28-46-56cm) del extremo distal
		LÍNEA RADIOPACA	SI/NO
PRESENTACION COMERCIAL	Empacados en unidades estériles.	**METODO DE ESTERILIZACIÓN**	Gas óxido de etileno

PRECAUCIONES	No utilizar si el empaque se encuentra abierto, roto o vencido.
RESTRICCIONES	Desechar el producto una vez utilizado. Un solo Uso
VENTAJAS	Proceso de esterilización a concentraciones bajas de óxido de etileno (10%).

ESPECIFICACIONES DE CALIDAD	No citotóxico Esteril Apirógeno	**ANALISIS**	**FISICOS**	Textura, ensamble, fugas.
			BIOLOGICOS	Citotoxicidad, pirógenos.
			MICROBIOLOGICOS	Prueba de esterilidad.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	En locales cubiertos, protegidos de: * Exposición directa a los rayos del sol	* Lluvia * Vapores * Fuentes de calor
METODOLOGÍA	Basado en la USP 42	

VIVIAN LORENA RODRÍGUEZ RIAÑO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PRODUCCIÓN
T.P. 18671

AMPARO REINOSO BENITEZ
REPRESENTANTE LEGAL

COPIA CONTROLADA MEDITEC S.A.