DESCRIPCION	Detergente líquido, concentrado, neutro y biodegradable, para superficies y elementos de uso hospitalario
COMPOSICION	Cada 100 mL de QUINEUTRIM ® contienen: Glucósidos de alcoholes grasos, Dietanol amida de coco (COCOAMIDA DEA), Óxido de Lauramina, Monododecil éter sulfato sódico, Preservante, Regulador de acidez, Colorante y Agua.
ESPECIFICACIONES TECNICAS	**DESCRIPCION:** Líquido viscoso, color salmón, olor característico, sin precipitados ni partículas en suspensión. **VISCOSIDAD:** 140 – 340 csp **pH:** 6,5 – 7,5 (Neutro) **GRAVEDAD ESPECÍFICA:** 1,017 – 1,027 **SOLUBILIDAD:** Soluble en agua, insoluble en alcohol. **INFLAMABILIDAD:** Ninguna **MICROBIOLOGIA:** Recuento total de Mesófilos aerobios.....<200 UFC /mL Recuento total de Mohos y levaduras.....<20 UFC /mL Patógenos.....Ausentes
INDICACIONES DE USO / MODO DE EMPLEO	Detergente concentrado, neutro para superficies. MODO DE EMPLEO: Mida en la tapa dosificadora el volumen requerido para preparar la dilución de QuineutriM®, conforme a la siguiente tabla:

Volumen QuineutriM® concentrado (mL)	Complete con agua hasta (L):
12,5	1
25	2
50	4 (1 Gal)
125 (2 tapas y media)	10
250 (5 tapas)	20

Impregne un paño limpio y friccione las superficies a limpiar, retire con agua potable.
Para lavar elementos prepare la dilución, sumerja los elementos, friccione con cepillo si es necesario, retire y enjuague con agua potable.

PRECAUCIONES DE USO	• Antes de usar el producto, lea las indicaciones de uso. • Manténgase fuera del alcance de los niños. • En caso de contacto con la piel o con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua corriente y consulte al médico si persisten las molestias. • Evite mezclar con otros detergentes. • No ingiera el producto.
CONTRAINDICACIONES	Solo debe ser empleado en superficies.

COPIA NO CONTROLADA
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

	Evite el contacto con la piel o membranas mucosas.
REGISTRO SANITARIO	INVIMA NO REQUIERE (Certificación expedida por INVIMA No. 2019004719 en 21 de febrero de 2019)
CLASIFICACION DEL RIESGO (RES. 4725 / 05), DISPOSITIVOS MEDICOS	No Aplica: No es dispositivo Médico
BIODEGRADABILIDAD	Biodegradable (74%, producto concentrado)
VIDA DE ANAQUEL	Dos (2) años a partir de la fecha de fabricación
VIDA UTIL DESPUES DE APERTURA	90 días en condiciones óptimas de manejo y almacenamiento. En dilución: 24 horas (No está indicado el reuso).
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Almacenar a temperatura no mayor a 30°C en su envase original.
PRESENTACION	Frasco x 240 mL + tapa dosificadora; Frasco x 500 mL + tapa dosificadora; frasco x 1000 mL + tapa dosificadora; galón x 3750 mL + tapa dosificadora; garrafa x 20 litros + tapa dosificadora

QUIRUMEDICAS LTDA
COPIA NO CONTROLADA
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD