FICHA TÉCNICA

CELSTAT





Descripción
Hemostático de celulosa oxidada no regenerada constituida por polisacáridos vegetales.

NOMBRE GENERICO DE PRODUCTO:
Preparado hemostático con polisacáridos vegetales

PRINCIPIO ACTIVO COMPOSICION:
Celulosa oxidada.

Indicaciones

Celstat se utiliza para detener la hemorragia capilar, venosa y las hemorragias arteriales pequeñas así como para prevenir hemorragias en la primera etapa postoperatoria. Celstat es un producto único para ser utilizado en todas las áreas donde es necesario detener hemorragias difusas, por ejemplo, en áreas de resección del parénquima de un órgano, músculos o cavidades corporales confinadas (por ejemplo, pelvis menor). Celstat está indicado para ser utilizado en cirugía general y digestiva, cirugía plástica, cirugía vascular, torácica, neurocirugía, ortopédica, ginecología, urología, estomatología y otras cirugías similares. Su amplio rango de aplicación permite utilizar el producto en cirugías tradicionales o laparoscópicas, en cirugía robótica y En procedimientos endoscópicos, así como también en cirugías ambulatorias.

FICHA TÉCNICA

Contraindicaciones y Advertencia

Celstat no está indicado para detener hemorragia arterial abundante. Este producto está fabricado para un solo uso. Celstat se presenta como un producto estéril y no puede volver a esterilizarse. Se deben desechar los envases dañados o abiertos de Celstat. Aunque Celstat tiene un efecto antimicrobiano, no está indicado como un sustituto de los agentes antimicrobianos administrados sistémicamente con fines terapéuticos o profilácticos. El producto no puede volver a esterilizarse. Celstat no está indicado ni como sustituto de una técnica quirúrgica meticulosa ni para la aplicación correcta de ligaduras u otros procedimientos convencionales para lograr la hemostasia. La actividad hemostática de Celstat es más eficaz cuando se aplica seco; por lo tanto, no se debe humedecer con agua ni suero fisiológico antes de la aplicación.

Factor de embalaje:
Caja por 10 unidades

VIDA UTIL:
3 años

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:
Conservar en el envase original, en un lugar seco a temperatura entre 2 °C y 30 °C.

Registro Invima:

INVIMA 2015DM-0013998

Presentación comercial:

CELSTAT FIBRILAR	CELSTAT KNITTED
0600146 2.5 X 5 cm	**0600129** 1.5 x 5 cm
0600147 5 x 10 cm	**0600130** 7.5 x 5 cm
0600148 10 x 10 cm	**0600132** 35 x 5 cm
	0600133 20 x 10 cm

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA