SIEMENS

CE

Solución tampón de imidazol

IMIDAZOLE BUFFER

Uso Previsto

La solución tampón de imidazol se utiliza como diluyente para diferentes ensayos de coagulación.

Reactivo

Materiales suministrados

Solución tampón de imidazol, REF *OQAA33*

6 x 15 mL IMIDAZOLE BUFFER, Solución tampón de imidazol

Composición

Solución tampón de imidazol: Imidazol (3,4 g/L), pH 7,5 ± 0,5

Advertencias y Medidas de Seguridad

Sólo para uso diagnóstico *in-vitro*.

Estabilidad y Condiciones de Almacenaje

Almacenamiento entre 2 y 8 °C:

La fecha de caducidad está indicada en la etiqueta.

Estabilidad una vez abierto:

8 semanas entre 2 y 25 °C.

La información sobre la estabilidad en cada instrumento se especifica en las Guías de Referencia (Hojas de Aplicación) para los distintos analizadores de coagulación.

Materiales necesarios pero no suministrados

Analizador de coagulación

Reactivos y materiales utilizados con la *Solución tampón de imidazol,* según las correspondientes Instrucciones de uso de las pruebas de coagulación REF *OQAA33*.

Preparación del reactivo

- La Solución tampón de imidazol está lista para su uso
- La Solución tampón de imidazol se añade automáticamente en los analizadores de coagulación automáticos o, manualmente, en los analizadores de coagulación manuales, según las correspondientes Guías de Referencia (Hojas de Aplicación).
- Consulte las Instrucciones de Uso y las Hojas de Aplicación de las pruebas en las que se va a utilizar la Solución tampón de imidazol.

Definición de símbolos

	No reutilizar		Fecha de caducidad
LOT	Código de lote	REF	Número de catálogo
	Atención, ver instrucciones de uso		Fabricante
EC REP	Representante autorizado en la Comunidad Europea		Contenido suficiente para <n> ensayos
	Riesgos biológicos	IVD	Producto sanitario para diagnóstico *in vitro*
	Límite de temperatura		Consulte las instrucciones de uso
	No estéril	CE	Marca CE
CONTENTS	Contenido		Volumen de reconstitución
LEVEL	Nivel		Mantener protegido de la luz solar y del calor

© 2010 Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH.

Reservados todos los derechos.


Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH
Emil-von-Behring-Str. 76
35041 Marburg/Germany

Siemens Healthcare Headquarters
Siemens Healthcare GmbH
Henkestraße 127
91052 Erlangen/Germany
Phone: +49 9131 84-0
siemens.com/healthcare