GERMAR GMG S.A.S.

Equipos Médicos e Insumos
www.germarmedical.com
Nit: 900.081.215-8

Electrocardiógrafos · Ecocardiógrafos · Desfibriladores · Pruebas de Esfuerzo · Holter ECG · Monitores · Mesa Tilt Test · Papelería Medica
Espirómetro MIR · Alcoholímetros · Oxímetros · Telemetría ECG · Electroencefalógrafos · Electromiógrafos · Cables y Sensores · Chupas y Clamps

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
09	01	2020

REPORTE DE SERVICIO MANTENIMIENTO No. 5945

ENTIDAD: Fundacion Salud — UBICACIÓN: Bogota DC
RESPONSABLE: Ing Angelica Vera — REPORTADO POR: Ing Angelica V.

SOLICITUD DE SERVICIO — DIAGNOSTICO ☐ · CONTRATO ☐ · PREVENTIVO ☑ · GARANTIA ☐ · CORRECTIVO ☐

Mantenimiento preventivo

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:

Mantenimiento preventivo

EQUIPO	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ID	HORA
Desfibrilador	Mindray	BeneHeart D3	EZ94018664	N.T	

LISTA DE CHEQUEO PARA MANTENIMIENTO

Verificaciones y pruebas de funcionamiento pre-mantenimiento:			
Estado físico externo del equipo.	B ✓	R	M
Encendido normal del equipo (Chequeo de LEDs, o pitidos característicos).	✓		
Transferencia de datos - Interface equipo medico Pc .	NA		
Toma de mediciones de presión arterial.	NA		
Adquisición de señales ECG usando simulador de paciente.	✓		
Prueba de teclado.	✓	NA	
Pruebas de velocidad.	NA		
Pruebas de inclinación.	NA		
Prueba parada de emergencia.	NA		
Estado físico interno del equipo.	✓		
Verificación de errores en el software.	NA		
Backup de la información.	NA		
Sincronización de la base de datos.	NA		
ficación de configuraciones del software.	✓		
Verificación de espacio suficiente en Disco Duro.	NA		
Realización del mantenimiento del equipo:	✓		
Limpieza interna de la carcasa del equipo, contactos, tarjetas electrónicas			
Ajuste de conectores y verificación del circuito de alimentación.	✓		
	NA		

Prueba de impresión.	✓
Verificación de componentes eléctricos	✓
Limpieza de los cables a paciente ECG.	✓
Limpieza externa del equipo.	✓
Lubricación de Tornillo sinfín para inclinación y rodamientos.	NA
Verificación de parámetros de simulador : MV PPM PA J SPO_2	✓
Verificación de continuidad entre los terminales de los cables a paciente.	✓
Verificación de obstrucciones o fugas en el circuito neumático.	NA
Depuración de errores y/o fallas en el software.	✓
Pruebas de funcionamiento post-mantenimiento:	
Encendido normal del equipo (Chequeo de LEDs, o pitidos característicos).	✓
Carga de información de paciente usando comunicación PC-Holter.	NA
Muestreo de datos.	✓
Adquisición de señales ECG usando simulador de paciente.	✓
Verificación modo prueba de PA	NA
Descarga de la información usando comunicación Holter-PC.	NA
Prueba de velocidad e inclinación.	NA
Verificación de sensor SpO2 y sensor de temperatura.	NA
Comprobación de funcionamiento normal del Software.	✓
Asignación de Adhesivo ST . No.	0111

DESCRIPCION:

Se efectúa revisión técnica y funcional, limpieza general, prueba de usuario de fabrica "Periódicos, Energia, Controles" Ok. Se encera impresión, verificacion de accesorios, Con simulador de ECG ok Adquisicion ok asi como de palas con simulador de prueba, desfibrilacion ok, descargas 200 Joules ok. Bateria ok asi como controles, pantalla ok. Equipo Operativo, alarmas audibles y visuales ok, funcion Marcapasos ok

SOPORTE TÉCNICO GERMAR GMG S.A.S. NIT. 900.081.215-8

FIRMA INGENIERO | FIRMA CLIENTE | PRUEBA DE DOSIMETRÍA SI ☐ NO ☐