Promedco

Ref: FP016
Version 1
Pagina 1 de 2

Fecha: 27-02-2020	Cliente: Fundación Salud	NIT/C.C
Ciudad: Bogota	Dirección: Cra 145# 1-45 Sur	
Servicio: Ecocardiografia	Telefono:	
Equipo: Ecografo	Serie: CC1-95001143	
Marca: Mindray	Inventario:	
Modelo: M9	Versión SW actual: 04.04.00	

REVISION DEL EQUIPO

DESCRIPCION	Optimo	Deficiente	No aplica	Observaciones
1. Pruebas de funcionamieto en modo B.	✓			
2. Pruebas de funcionamieto en modo M.	✓			
3. Pruebas de funcionamieto en modo doppler pulsado.	✓			
4. Pruebas de funcionamieto en modo doppler color.	✓			
5. Pruebas de funcionamieto en modo CW.	✓			
6. Pruebas de funcionamieto en modo 3D.			✓	
7. Pruebas de funcionamieto en modo 4D.			✓	
8. Prueba de funcionamiento con batería.	✓			
9. Pruebas de funcionamiento de pantalla táctil.			✓	
10. Condiciones fisicas y funcionamiento de transductores.	✓			
11. Condiciones fisicas y funcionamiento del teclado.	✓			
12. Condiciones fisicas y funcionamiento de pantalla.	✓			
14. Condiciones fisicas y funcionamiento de impresión.			✓	
15. Condiciones fisicas y funcionamiento de ruedas y frenos.			✓	
16. Condiciones fisicas y funcionamiento de brazos mecanicos.			✓	
17. Condiciones fisicas y funcionamiento deL I/O Panel.			✓	
18. Conexión del equipo con UPS.		✓		
19. Revisión de accesorios.	✓			

OBSERVACION: Equipo funciona de manera normal conectado a baterías, al conectar a Toma de pared hay interferencia
Espacio de disco duro tiene 1% usado. Se recomienda hacer back up y eliminar pacientes de istation y papelera de reciclaje

Mantenimiento preventivo ☐	Mantenimiento preventivo (G) ☑	Mantenimiento correctivo ☐	Mantenimiento correctivo (G) ☐	Instalación ☐	Revisión ☐

TRABAJO REALIZADO

Descripción	CHECK	Observaciones
1. Verificación de voltajes en toma de corriente.	✓	120V estable, frecuencia varía 80 a 200Hz
2. Ajuste y limpieza de contactos electrónicos.	✓	
3. Actualizacion de software	✓	
4. calibración de pantalla	N/A	
5. Condiciones fisicas y funcionamiento de transductores.	✓	
6. Condiciones fisicas y funcionamiento del teclado.	✓	
7. Condiciones fisicas y funcionamiento de pantalla.	✓	
8. Condiciones fisicas de pantalla tactil	N/A	
9. Condiciones fisicas y funcionamiento de impresión.	N/A	
10. Condiciones fisicas y funcionamiento de ruedas y frenos.	N/A	
11. Condiciones fisicas y funcionamiento de brazos mecanicos.	N/A	

Repuestos/Accesorios

DESCRIPCION	INSTALADO	REQUERIDO	CANTIDAD

Equipo operativo Si ☑ No ☐

HORA INICIO: 02:00 pm

HORA FINALIZACION: 03:20 pm.

COMENTARIOS

Se hizo pruebas de funcionamiento con transductores sectoriales en diferentes modos de trabajo, PW, CW, color, 2D. Equipo trabaja de manera normal, solo cuando está trabajando con batería.

« Equipo Operativo

Recibe a satisfación:

Nombre: Cristhian Ospina

Firma:

Cargo: Ing Biomedico

Entrega:

Nombre: Leidy Lopez

Firma: Leidy Lopez

Cargo: Tecnico

INVIMA: RH/2014-01