

FICHA TECNICA

REFERENCIA:	RECIPIENTE DE EXUDADO DESECHABLE (CANISTER)	**MARCA:**	SIMEX Medzintechnik GmbH
DESCRIPCION DEL PRODUCTO	RECIPIENTE DE EXUDADO DESECHABLE (250 ML) CON ADAPTADOR MACHO DE GRAN DIÁMETRO		
REGISTRO INVIMA:	2020DM-0021385	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	04 / 03 / 2030
CLASIFICACION DE RIESGO:	II A	**TITULAR:**	SUPLESALUD SAS
PRESENTACION:	UNIDAD NO REUSABLE	**FABRICANTE:**	SIMEX Medzintechnik GmbH
ESTERILIZACION:	NA	**IMPORTADOR:**	SUPLESALUD SAS
TIEMPO DE ESTERILIDAD:	NA	**TIPO DE EMPAQUE:**	EMPAQUE INDIVIDUAL, DISPOSITIVO POR UNIDAD DE USO.
PRESENTACION Y DIMENSIONES:	250 ml ; 1000 ml	**ORIGEN:**	ALEMANIA
CONTENIDO:	UN CANISTER POR EMPAQUE		
MATERIAL Y PROPIEDADES:	El recipiente de exudado desechable (canister) consiste en un recipiente con un tubo de succión conectado. El recipiente de exudado desechable (canister) tiene un filtro bacteriano integrado, un filtro de carbón y un solidificador. El filtro bacteriano hidrofóbico integrado en el recipiente de exudado desechable es 99.999% efectivo contra bacterias y virus. Este filtro integrado evita un desbordamiento en caso de un error operacional. Si el líquido llega a este filtro, la aspiración ya no es posible y en la pantalla aparece el mensaje de error "Sistema cerrado". El proceso de aspiración se interrumpe. El recipiente de exudado desechable debe ser reemplazado. El filtro de carbón activado en el recipiente de exudado desechable reduce la propagación del olor.		

PRECAUCIONES:	Si el recipiente de exudado desechable (canister) está lleno, el dispositivo activa la alarma "Sistema cerrado" a través de un sistema integrado de protección contra desbordamiento y detiene la bomba. Asegúrese de que el recipiente de exudado desechable (canister) de SIMEX 200 y SIMEX 300 se reemplace con regularidad. Si el recipiente de exudado desechable está lleno, se activa el sistema de protección contra desbordamiento integrado. Esto interrumpe el proceso de aspiración. Apague el dispositivo cuando reemplace el recipiente de exudado desechable.
	Si el filtro interno de SIMEX 200 o DFS® de SIMEX 300 está bloqueado, el dispositivo debe ser procesado correctamente por simex Medizintechnik GmbH o por un socio de servicio autorizado de simex Medizintechnik GmbH.
CONTRAINDICACIONES:	• NO REUSE EL DISPOSTIVO • LOS DISPOSITIVOS SIMEX 200 Y SIMEX 300 SOLO DEBEN OPERARSE CON EL RECIPIENTE DE EXUDADO DESECHABLE SUMINISTRADO.
INDICACIONES:	El término exudado de la herida denota todos los líquidos y partículas de recolección que pueden formarse o estar presentes en una herida. El exudado de la herida se aspira de la herida utilizando los dispositivos SIMEX 200 y SIMEX 300 y se recoge en el recipiente de exudado desechable.