

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

VITAL TECNOLOGIA MEDICA - VITAL LIMITADA

NOMBRE PRODUCTO	Cubetas sensibilizadas para determinación de Hemoglobina Libre en Plasma, marca HemoCue®.
REFERENCIA	110302
PRESENTACION	Caja x 100 unidades.
MARCA	HemoCue®.
ESTERILIZACION	No Aplica.
FABRICANTE	HemoCue®.
DESCRIPCION	Cubetas sensibilizadas para determinación de Hemoglobina Libre en Plasma. Se toma una muestra de aproximadamente 20 µL y se introduce en la cavidad mediante capilaridad. La cubeta sirve como pipeta y como cubeta de medición (para un solo uso). Debe ser eliminada después de su uso.
PARTES	No Aplica.
MATERIAL	Fabricada con plástico de poliestireno. Reactivos: <3000 µg/g de desoxicolato sódico en microcubeta, <1500 µg/g de azida sódica en microcubeta, <1650 µg/g de nitrito sódico en microcubeta, <700 µg/g de ingredientes no reactivos en microcubeta. Es biodegradable, al incinerarse se convierte en agua y CO2.
INDICACIONES DE USO	Mantener los contenedores herméticamente sellados una vez estos estén abiertos. Para la toma y preparación de las muestras se pueden usar muestras de plasma o suero y soluciones acuosas que contienen hemoglobina, tales como líquido de irrigación para procedimientos quirúrgicos. Mezcle la muestra minuciosamente antes de usar. Se puede usar el líquido sobrenadante de los eritrocitos mediante procedimientos de laboratorio aceptados.
PRECAUCIONES EN EL MANEJO	No romper el empaque original. Las cubetas que no se hayan utilizado deben guardarse en su envase original. Siempre manipule las muestras de sangre con cuidado, ya que pueden ser infecciosas. Solo se usan para realizar diagnósticos in vitro.
VIDA UTIL	Un (1) año a temperatura ambiente.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Deben almacenarse en un lugar seco y a una temperatura de 15°C a 30°C (59°F - 86°F). No refrigerar. Mantenga el frasco cerrado de manera adecuada. Todas las microcubetas no utilizadas deben permanecer en el envase original.
REGISTRO INVIMA	2015RD-0003197
E-MAIL	admon.vital@gmail.com / admon@vitalmedics.com
IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR	VITAL TECNOLOGIA MEDICA - VITAL LIMITADA®
DIRECCION	Calle 94 No. 64 - 10 Barrio Los Andes (Bogotá)
PBX	6392144 / 45 • FAX: 2538349 Ext. 102 • Cel.: 3108504305 / 3153562632