

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

VITAL TECNOLOGIA MEDICA - VITAL LIMITADA

NOMBRE PRODUCTO	HemoCue Cleaner.
REFERENCIA	139001
PRESENTACION	Paquete x 5 Unidades.
MARCA	HemoCue®.
ESTERILIZACION	No Aplica
FABRICANTE	HemoCue®.
DESCRIPCION	El HemoCue Cleaner es útil para la limpieza de la unidad óptica de los analizadores HemoCue®.
PARTES	No Aplica.
MATERIAL	Aplicador especial con Etanol al 20%, preservado en empaque herméticamente sellado. El limpiador HemoCue está hecho de un material libre de pelusa y fibra que es altamente absorbente y humedecido con una solución de limpieza. Por lo tanto, va a limpiar con eficacia la lente óptica mediante la absorción de la sangre sin que se corra ella. * USO PROFESIONAL, NO PARA USO DOMÉSTICO. Esponja hecha de acetato de polivinilo, pre-humedecido con una solución de limpieza.
INDICACIONES DE USO	Apague el equipo y retire el portacubetas como se describe en el manual de instrucciones correspondiente. Saque el limpiador del paquete e insertelo en el equipo. Mueva el limpiador por toda la unidad óptica. Revise el limpiador. Si está sucio, repita el procedimiento con un nuevo limpiador. Espere 15 minutos antes de reemplazar el porta cubetas. Revise el sistema según sea necesario.
PRECAUCIONES EN EL MANEJO	Deseche el limpiador como residuos potencialmente infecciosos. No vuelva a usar el limpiador.
VIDA UTIL	Un (1) año.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Deben almacenarse a una temperatura de 15°-30°C (59°F - 86°F).
REGISTRO INVIMA	No Aplica
E-MAIL	admon.vital@gmail.com / admon@vitalmedics.com
IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR	VITAL TECNOLOGIA MEDICA - VITAL LIMITADA
DIRECCION	Calle 94 No. 64 - 10 Barrio Los Andes (Bogotá)
PBX	6392144 / 45 • FAX: 2538349 Ext. 102 • Cel.: 3108504305 / 3153562632