FICHA TÉCNICA

1. REFERENCIA: KAFG3526A/2



2. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre comercial	Guía Hidrofílica Angulada
Fabricante	Kimal Medical
Marca	Kimal
Distribuidor	Compañía de Representaciones Medicas CTP MEDICA S.A
Descripción	Guía hidrofílica angulada d 0.35 *260cm
Registro Sanitario	2017DM-0000123-R1 - Vence: 06/03/2027
Vida útil	3 años
Clasificación de riesgo	III
Factor de Empaque	Caja por 5 unidades
Numero de usos	Uso único por paciente
Método de Esterilización	Óxido de etileno

3. COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Níquel titanio, polímero radiopaco, recubrimiento hidrofílico. 1 Guía por unidad de empaque

4. INDICACIONES Y USOS

La guía Kimal de angiografía está diseñada para la punción percutánea de los vasos utilizando la técnica de Seldinger, facilitando la posterior introducción de un dispositivo intravascular.

5. PRECAUCIONES

- ❏ Deberá evitarse el uso de alcohol, soluciones antisépticas y otros disolventes, puesto que se puede afectar negativamente a la superficie hidrofílica de la guía.
- ❏ El exceso de sangre en la guía se puede limpiar repasando la superficie con una gasa humedecida con solución salina heparinizada. Nunca utilice gasa seca, ya que podría dañar la superficie de la guía y provocar una mayor resistencia durante su inserción.
- ❏ Si observa que está disminuyendo progresivamente el movimiento de la guía, retírela y reactive el recubrimiento hidrofílico repitiendo el procedimiento de purgado.
- ❏ Nunca proceda a extraer la guía a través de una aguja, ya que el borde afilado de esta puede dañar la guía o su recubrimiento.

- ❑ Nunca manipule la guía si encuentra resistencia. En este caso, interrumpa el procedimiento extraiga la guía o la guía y el dispositivo de una vez.

6. CONTRAINDICACIONES

No hay contraindicaciones conocidas.

7. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

No Requiere

8. ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz, a una temperatura entre 15°C y 25°C.

9. MANEJO DE DESECHOS

Disponer de acuerdo con las regulaciones legales, Decreto 2676/00 y Resolución 1164/02 sobre manejo de residuos hospitalarios.

10. REGULACIONES

El producto es regulado por El INVIMA

11. RECOMENDACIONES DE USO

- ❑ Asegure una jeringa llena de solución salina heparinizada al conector luer lock y purgue cuidadosamente el envase, llenando el dispensador y activando así el recubrimiento hidrofílico.
- ❑ Solamente deberían hacer uso de este dispositivo aquellos médicos con formación y con la técnica de la punción percutánea de vasos y familiarizados con las complicaciones de los productos angiográficos

12. VENTAJAS

- Navegación precisa.
- Visualización radiopaca.
- Longitudes largas para intercambio rápido.
- Facilidad en la navegación.

CTP MEDICA

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA COLOMBIA
KM 1.5 Siberia Cota, Parque empresarial Potrero Chico, San Miguel 6 A. Cota – COLOMBIA
Tel: +57 1 8773979
info@ctpmedica.com