FICHA TÉCNICA

1. REFERENCIA: AC-01-000282, AC-01-000276, AC-01-000292



2. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre comercial	Microcateter de acceso intracraneal
Fabricante	Acandis GMBH
Marca	Acandis
Distribuidor	Compañía de Representaciones Médicas CTP MEDICA S. A
Descripción	MICROCATETER DE ENTREGA NEUROSLIDER
Registro Sanitario	2016DM-0014968 Fecha de Vigencia: 25/07/2026
Vida útil	2 años
Clasificación de riesgo	III
Factor de Empaque	Caja por una unidad
Numero de usos	Único uso por paciente
Método de Esterilización	Óxido de Etileno

3. COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

COMPONENTES El NeuroSlider ® es un microcatéter flexible que se utiliza para el suministro seguro y de baja fricción de agentes terapéuticos y de diagnóstico, recubrimiento hidrofilico, recubrimiento interno PTFE Está disponible con diámetros internos de 0.0165 '', 0.021 '' y 0.027 '' y una longitud de 155 cm.
LONGITUD DE TRABAJO: 155CM
ZONA FLEXIBLE DISTAL: 3CM DIÁMETRO PROXIMAL: 2.1F, 2.5F, 3.1F
DIÁMETRO MEDIO: NA
DIÁMETRO DISTAL: 1.9F, 2.4F, 3.0F
DIÁMETRO INTERNO: 0.065 inch,0.021inch,0.027inch
COMPATIBILIDAD DE GUIAS: 0.010.0.012. 0.014.0.016.0.018

4. INDICACIONES Y USOS

Neuroslider se utiliza para entrega de dispositivos de embolización y estenosis cerebral estens y redirecionador de flujo, asi como la entrega de coils, cuenta con
dos marcas radiopacas distales que indican el punto de no retorno para los stens y redireccionador y coils de liberación controlable.

acandis	**FICHA TÉCNICA**

5. PRECAUCIONES

- ✓ Debe ser utilizado por médico especialista entrenado bajo guía Fluroscopica
- ✓ Dispositivo indicado para un solo uso
- ✓ No re-esterilizar ni reutilizar. La re-esterilización o reutilización puede producir la lubricación incorrecta del revestimiento del catéter. lo cual, a su vez, puede ocasionar un alta e impedir el acceso a la ubicación del sistema vascular de destino
- ✓ No usar dispositivos torcidos o dañados
- ✓ No usar si los envases están abiertos o dañados Úselo antes de la fecha de caducidad

6. CONTRAINDICACIONES

No existen contraindicaciones conocidas

7. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

No requiere

8. ALMACENAMIENTO

De 15 ºC a 25 ºC

9. MANEJO DE DESECHOS

Disposición de desechos según protocolo de la institución

10. REGULACIONES

El producto es regulado por la CE MARK e Invima

11. RECOMENDACIONES DE USO

- ✓ Debe ser utilizado por médico especialista entrenado bajo guía fluoroscópica
- ✓ Al extraer el catéter del embalaje se debe inspeccionar para comprobar que no existente daños ni
- ✓ defectos
- ✓ Mantener una infusión constante de solución de lavado apropiada en el microcateter
- ✓ No hacer avanzar ni retraer el dispositivo cuando se reproduzca resistencia sin realizar una evaluación cuidadosa de la causa mediante fluoroscopia.
- ✓ El movimiento o la torsión del dispositivo cuando se presenta resistencia puede dañar el vaso o el dispositivo

12. VENTAJAS

- ✓ Recubrimiento hidrofílico de doble capa para una larga durabilidad y buena lubricidad. Excelente capacidad de control y reducción significativa en la ovalización y elongación. Punta maleable para una buena navegación distal incluso en anatomías vasculares tortuosas
- ✓ Fusionar zonas de flexibilidad: desde una excelente estabilidad en el eje hasta la máxima flexibilidad en la punta
- ✓ Navegación precisa y efectiva
- ✓ El revestimiento interno de PTFE reduce la fricción y permite la entrega suave y segura de agentes terapéuticos y de diagnóstico.

axcandis®	**FICHA TÉCNICA**

Código: O1-E-01 Versión: 01 Fecha de vigencia: 21 Jul 2020	Versión: 01 Fecha de vigencia: 07 Dic. 2022

CTP MEDICA

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA COLOMBIA
Km 1.5 Siberia Cota, Parque empresarial Potrero Chico, San Miguel 6 A. Cota – Colombia
Tel: +57 1 8773979
info@ctpmedica.com