Ficha Técnica	Código – Referencia	
	NET2422-C4	
	Edición	1
	Fecha	2021-12-5



Inyector o aguja de Escleroterapia

Marca:
Endo-Flex

País de Fabricación:

Alemania

Registro INVIMA:

2015DM-0013461

Descripción

Una de las técnicas terapéuticas en la endoscopias es la esclerosis. Se introduce una aguja por el canal de trabajo y a través de ella se inyectan sustancias que ayudan en la hemostasia (cese del sangrado). Eso vale para úlceras o varices en el esófago, aunque en éstas últimas se prefiere la técnica de colocación de bandas que consiste en succionar la variz y colocar un "torniquete" en el cuello de la variz succionada.

Características

NET2422-C4 Inyectores o Agujas de Escleroterapia. Aguja Longitud 4 mm, Aguja Ø 0,5 mm/25 G, Catéter , 2.3mm Ø, para canal de trabajo de 2.8 mm en endoscopios Longitud 180 cm

Almacenamiento

Debe almacenarse a temperatura ambiente, en un lugar limpio y seco, no debe almacenarse a luz directa del sol, ni compromiso de objetos que afecten su integridad y su esterilidad

Prueba funcional

Los dispositivos médicos deben ser revisados antes de su uso con respecto a los siguientes aspectos:

- Fecha de caducidad
- Embalaje en buen estado
- Que no hayan daños en el producto (fisuras, torceduras, deformaciones)

Presentación

caja

5 Agujas de inyección SU (Singlestuse) empaquetado estéril individualmente

1 manual de instrucciones

ENDO-FLEX®
MANUFACTURED FOR LIFE

Cl. 49 N° 13 - 33 Of. 1302
Bogotá - Colombia
Tel: 3144024045 -
(601)7910502
info@innovid.com.co

Especificaciones

Las agujas de inyección que ofrece ENDO-FLEX consisten en una aguja distal de acero inoxidable que se conecta proximalmente a un conector Luer-Lock a través de un tubo de plástico interno.
Este conector Luer-Lock es móvil y está conectado al mango proximal del tubo exterior para extender la aguja distal fuera del tubo exterior de plástico en la dirección distal para estabilizar la aguja durante el tratamiento. El diámetro exterior del tubo es de 2,3 mm. Las agujas de acero inoxidable varían en longitud (4 a 6 mm) y diámetro (0,5 a 1,0 mm) según la aplicación. La longitud total de las agujas varía entre 160 y 230 cm para diferentes tipos de endoscopios. El conector Luer-Lock está conectado al mango por medio de un mecanismo de enganche. El catéter exterior tiene una punta metálica cónica distal. El mango está equipado con un dispositivo de seguridad para evitar que la aguja se extienda.

Vida Útil:

La vida útil del producto suele ser de 2 años a partir de la fecha de fabricación en condiciones normales

Precauciones:

Se recomienda el uso sólo por personal calificado

Observaciones:

El producto solo se puede utilizar una vez.

No se debe volver a esterilizar después de que haya expirado la vida útil, es decir,

el producto debe desecharse de acuerdo con las normas clínicas.

Instrucciones de Uso

Nota Importante: Las agujas de inyección solo se pueden insertar en el canal de trabajo del endoscopio utilizando la aguja introducida en el tubo de plástico. Por lo tanto, se debe observar el diámetro correspondiente de la aguja de inyección y del canal de trabajo (ver etiqueta del artículo).

- ¡Las agujas de inyección no deben doblarse!.

1. Coloque el extremo distal de la aguja de inyección frente al sitio de inyección. Coloque la jeringa de inyección llena en el conector Luer Lock.

2. Al empujar lentamente el conector Luer Lock hacia adelante, tire de la aguja completamente fuera del tubo de teflón para que el conector encaje.

3. Inserte la aguja en el tejido e inyecte el líquido lentamente aplicando una presión uniforme al émbolo de la jeringa.

4. Una vez completada la inyección, retraiga completamente la aguja nuevamente hasta que se enganche el conector Luer Lock.

ENDO-FLEX®
MANUFACTURED FOR LIFE

Cl. 49 N° 13 - 33 Of. 1302
Bogotá - Colombia
Tel: 3144024045 - (601)7910502
info@innovid.com.co

Características

Metal tip protection; needle lock mechanism (one hand).

Catalogue No.	Needle Diameter (mm/Gauge)	Needle Length (mm)	Sheath Outer Diameter (mm)	Working Length (cm)	Min. Accessory Channel (mm)
NET2422-C4	0.5/25	4	2.3	180	2.8
NET2422-G4	0.5/25	4	2.3	230	2.8
NET2422-G6	0.5/25	6	2.3	230	2.8
NET2518-C4	0.5/25	4	1.8	180	2.0
NET2522-B4	0.7/22	4	2.3	160	2.8
NET2522-B6	0.7/22	6	2.3	160	2.8
NET2522-C4	0.7/22	4	2.3	180	2.8
NET2522-C5	0.7/22	5	2.3	180	2.8
NET2522-C6	0.7/22	6	2.3	180	2.8
NET2522-G4	0.7/22	4	2.3	230	2.8
NET2522-G5	0.7/22	5	2.3	230	2.8
NET2522-G6	0.7/22	6	2.3	230	2.8
NET2622-B6	1.0/19	6	2.3	160	2.8
NET2622-C4	1.0/19	4	2.3	180	2.8
NET2622-C6	1.0/19	6	2.3	180	2.8
NET2622-G4	1.0/19	4	2.3	230	2.8
NET2622-G5	1.0/19	5	2.3	230	2.8
NET2622-G6	1.0/19	6	2.3	230	2.8

INNOVID Life Innovations
Cl. 49 N° 13 - 33 Of. 1302
Bogotá - Colombia
Tel: 3144024045 -
(601)7910502
info@innovid.com.co

Presentación	Empaque estéril sellado					
Tipo de Dispositivo	Descartable	X	Reusable		Clasificación	IIa



Símbolo para “Número de artículo”



Icono “Código de lote”


Icono de "fabricante"


Icono “Fecha de fabricación”


Símbolo para “observar las instrucciones de uso”



Símbolo de “esterilizado con óxido de etileno”


Icono de no reutilizar


No reesterilizar icono


No usar si el paquete está dañado símbolo


Usar por icono


Mantenga el icono seco


Proteger del símbolo de la luz solar


icono de precaución



No utilizar en el icono de campos de MR

Cl. 49 N° 13 - 33 Of. 1302
Bogotá - Colombia
Tel: 3144024045 -
(601)7910502
info@innovid.com.co