INNOVID
Life Innovations

Ficha Técnica

Código – Referencia	
NET 24 22-G4	
Edición	2
Fecha	2024-03-11



AGUJA DE INYECCION

Descripción

Las agujas de inyección que ofrece ENDO-FLEX constan de una aguja distal de acero inoxidable, que está conectado proximalmente a un conector Luer-Lock a través de un tubo de plástico interno. Este conector Luer-Lock es móvil y está conectado al mango proximal del tubo exterior para extender la aguja distal fuera del tubo exterior de plástico en la dirección distal para estabilizar la aguja durante el tratamiento. Diámetro de tubo exterior de 2,3 mm. Longitud 4 mm y diámetro 0,5 mm. La longitud total de la aguja es de 230 cm. El conector se acopla al mango mediante una conexión Luer-Lock. El mango está equipado con un dispositivo de seguridad para evitar que la aguja se exponga facilmente.

Marca:
Endo-Flex

País de Fabricación:

Alemania

Registro INVIMA:

2015DM-0013461

Prueba funcional

Los dispositivos médicos deben ser revisados antes de su uso con respecto a los siguientes aspectos:

- Fecha de caducidad
- Embalaje en buen estado
- Que no hayan daños en el producto (fisuras, torceduras, deformaciones)

Presentación

Unidad de Empaque: Caja por 5 unidades

ENDO-FLEX®
MANUFACTURED FOR LIFE

INNOVID
Life Innovations
Cl. 49 N° 13 – 33 Of. 1302
Bogotá - Colombia
Tel: 3144024045 - (601)7910502
info@innovid.com.co
WWW.INNOVID.COM.CO

Especificaciones

Las agujas de inyección se utilizan para la inyección endoscópica en la mucosa gastrointestinal, junto con un endoscopio.
La longitud de la aguja se utiliza para inyecciones profundas en la piel,

Vida Útil:

En condiciones normales, los productos tienen una vida útil de 3 años a partir de la fecha de fabricación

Precauciones:

Se recomienda el uso sólo por personal calificado.

Observaciones:

Las agujas de inyección están diseñadas para un uso continuo durante menos de 60 minutos en condiciones normales. (RL 93/42 CEE)

Instrucciones de Uso

Preparación / Aplicación

Inserción en el endoscopio

- Las agujas de inyección sólo se pueden insertar en el canal de trabajo del endoscopio. utilizando la aguja introducida en el tubo de plástico. La aguja de inyección correspondiente. Por lo tanto, se debe respetar el diámetro del canal de trabajo.
- ¡Las agujas de inyección no deben estar dobladas!

Implementación

- Colocar el extremo distal de la aguja de inyección delante del lugar de la inyección. Poner el jeringa de inyección llena en el conector Luer Lock.
- Empujar lentamente el conector Luer Lock hacia adelante, tirar de la aguja por completo. del tubo de teflón para que encaje el conector.
- Insertar la aguja en el tejido e inyectar el líquido lentamente aplicando presión uniforme al émbolo de la jeringa.
- Una vez completada la inyección, retraer completamente la aguja nuevamente hasta que se active el Luer Lock. el conector se engancha.
- Extraer el dispositivo del endoscopio.
- Desechar la aguja de inyeccion, de acuerdo a protocolo de la Institución.

ENDO-FLEX®
MANUFACTURED FOR LIFE

Cl. 49 N° 13 – 33 Of. 1302
Bogotá - Colombia
Tel: 3144024045 - (601)7910502
info@innovid.com.co
WWW.INNOVID.COM.CO

REF	Símbolo para "Número de artículo"
LOT	Icono "Código de lote"
	Icono de "fabricante"
	Icono "Fecha de fabricación"
	Símbolo para "observar las instrucciones de uso"
STERILE EO	Símbolo de "esterilizado con óxido de etileno"
	Icono de no reutilizar
	No reesterilizar icono
	No usar si el paquete está dañado símbolo
	Usar por icono
	Mantenga el icono seco
	Proteger del símbolo de la luz solar
	icono de precaución

INNOVID Life Innovations
Cl. 49 N° 13 – 33 Of. 1302
Bogotá - Colombia
Tel: 3144024045 - (601)7910502
info@innovid.com.co
WWW.INNOVID.COM.CO