ORDEN DE TRABAJO

N°: OT-48855-TM

Fecha: 2023-12-21

Generó: Luz Maryory Artunduaga Penagos

Responsable: Jose David Lopez Marquez

Duración estimada: 01:30:00

TECH - MEDICA Equipos Médicos S.A.S
CL 36 # 8 - 37
https://techmedica.co/
directortecnico@techmedica.com.co

NOTAS
El equipo funciona adecuadamente

ACTIVO MONITOR MULTIPARAMETRO { MMP-055 } EDAN M8B M8B30311310021LD

Ubicado en ó es Parte de:	// CLINICA OFTALMOLOGICA DE SUCRE/ CIRUGIA/ QUIROFANO/	**CLASIFICACIÓN 1:**	
CÓDIGO:	MMP-055	**CLASIFICACIÓN 2:**	
TIPO:	IIB	**CENTRO DE COSTO:**	
PRIORIDAD:	Alta		

TAREA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA PROGRAMADA:	2023-01-03	**FECHA Y HORA DE INICIO:**	2023-12-21 08:30
TIPO DE TAREA:	Preventivo	**FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN:**	2023-12-21 09:01
PRIORIDAD:	Alta	**DURACIÓN ESTIMADA:**	01:30:00
ACTIVADOR:	Fecha Cada 4 Meses	**TIEMPO DE EJECUCIÓN:**	00:31:00
CLASIFICACIÓN 1:	Contrato	**TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO:**	02:00:00
CLASIFICACIÓN 2:			

RECURSOS A UTILIZAR

Descripción	Cantidad	Costo	Cantidad Usada	Tipo	Fuente
INGENIERO DE SOPORTE TÉCNICO	1	---	1	Recursos Humanos	Roberto Mario Sierra Castro

Todos los derechos reservados

PROCEDIMIENTO

1		SE REALIZA INSPECCION GENERAL	☑ Si ☐ No ☐ N/A
2		LIMPIEZA EXTERNA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
3		LIMPIEZA DE TARJETAS	☑ Si ☐ No ☐ N/A
4		VERIFICACION DE SENSOR SPO2	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
5		VERIFICACION DE PANTALLA	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
6		VERIFICACION DE CABLE ECG	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
7		VERIFICACION DE MANGUERA NIBP Y BRAZALETE	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
8		VERIFICACION DE MOUSE ROTATORIO	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
9		VERIFICACION DE TECLADO	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
10		VERIFICACION DE BATERIA Y CABLE AC	☐ Aprobó ☐ Alerta ☑ Falló
11		VERIFICACION PRESION 80/40 MMHG	81/41
12		VERIFICACION PRESION 120/80 MMHG	121/81
13		VERIFICACION PRESION 180/120 MMHG	181/121
14		VERIFICACION SATURACION 80% SPO2	81
15		VERIFICACION SATURACION 90% SPO2	91
16		VERIFICACION SATURACION 97% SPO2	98
17		VERIFICACION FRECUENCIA 80 BPM	80
18		VERIFICACION FRECUENCIA 120 BPM	120
19		VERIFICACION FRECUENCIA 180 BPM	180
20		VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
21		OBSERVACIONES	El equipo funciona adecuadamente

Todos los derechos reservados

Adriana Puerta	Jorge Mario Galvis Arbelaez	Jose David Lopez Marquez
Aceptado Por	Validado Por	Realizado Por

Todos los derechos reservados