FICHA TÉCNICA
SUR FIT NATURA™ DURAHESIVE™ FLEXIBLE CUT-TO-FIT
BARRERA FLEXIBLE RECORTABLE

PROVEEDOR: BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA.

PRODUCTO	
Nombre Genérico	**Barrera Protectora Flexible Recortable**
Nombre Comercial	**SUR-FIT® Natura® Durahesive® Barrera Flexible Recortable**
Descripción	Las barreras cutáneas Durahesive están diseñadas para personas cuyas descargas de estoma es mayormente líquida. A diferencia de otras barreras que pueden desintegrarse al contacto con estomas líquidos, las barreras Durahesive® se expanden para proteger el estoma. Este efecto especial al que llamamos cuello de tortuga, ayuda a crear un sello mucho más seguro sin lastimar la piel. Adicionalmente, las barreras Durahesive® son fáciles de acoplar, aplicar y retirar y se mantendrán adheridas de forma segura a la piel en la piel al ducharse o nadar.
Marca	SUR-FIT® Natura®, Durahesive®, ConvaTec®
Fabricante	ConvaTec Limited – Reino Unido ConvaTec, Inc. – Estados Unidos de América ConvaTec Dominican Republic, Inc. – República Dominicana
Composición del Producto	La barrera adhesiva está compuesta de una pestaña ultrasónicamente adherida al centro de la masa adhesiva a un disco Durahesive que permite el paso del estoma. Un collar no tejido cuadrado se adhiere entre los bordes exteriores de la pestaña y el disco adhesivo Durahesive. El adhesivo de la barrera es una masa Durahesive compuesta de gelatina, carboximetilcelulosa de sodio, pectina, poli-isobutileno, caucho de butilo, caucho de estireno-isopropeno-estireno, tetrakis, ester pentaeritritol de una rosina, aceite mineral. La masa Durahesive está laminada con polietileno labrado y el collar es de poliéster no tejido que puede ser blanco o de un tono beige a bronceado.
Características y Acciones del Producto	• **Adhesión:** Las barreras Durahesive se mantienen firmemente adheridas a la piel mientras la protegen de las descargas irritantes; mantendrán su adhesión a la piel en actividades con una mayor exposición al agua como la ducha y la natación. • **Protección de la piel:** El efecto de cuello de tortuga, ayuda a que la barrera se ajuste de forma personalizada a cada estoma reduciendo la incidencia de fugas sin lesionar la piel. • **Adaptación:** Los sistemas recortables permiten que la barrera se adaptable a diferentes tamaños y formas de estoma. • **Flexibilidad**: Las barreras flexibles se adaptan a los diferentes tipos de abdomen
Usos	Para el manejo de las descargas del estoma
Recomendaciones de Uso	Se recomienda consultar el instructivo de uso de las barreras que es suministrado al interior del empaque, antes de la aplicación del mismo. • **Preparación de la piel** Antes de la aplicación, sus manos y la piel que rodea al estoma deben estar limpias, secas y libres de sustancias grasosas. • **Preparación del protector de la piel** a. Marque el contorno del estoma por las líneas del protector anti adhesivo del protector de la piel. b. Corte el protector de la piel por fuera del trazo marcado, dejando al menos ¼"(0,6 cm) del protector de la piel entre el borde del corte y el borde del protector. c. Alise la abertura del corte con sus dedos. • **Aplicación del protector de la piel**

	a. Retire el protector anti adhesivo del protector de la piel. b. Coloque la abertura del protector de la piel sobre el estoma. c. Aplique el protector de la piel presionando sobre la piel periestomal durante 30 segundos. d. En el caso de que haya algún borde de tela, retire el sobrante del protector anti adhesivo, alíselo y elimine las arrugas. e. Use el producto mientras le resulte cómodo y lo sienta f. seguro. El tiempo de uso puede variar. • **Remoción** Sostenga la piel con una mano y suavemente retire la barrera cutánea de la piel. Deseche la barrera
Registro Sanitario	INVIMA 2015DM-0012578 vigente hasta 10-Feb-2025
Presentaciones:	Están disponibles en color blanco y beige/bronceado en los siguientes tamaños: Pestaña de 32mm, caja por 10 barreras Pestaña de 38mm, caja por 10 barreras Pestaña de 45mm, caja por 10 barreras Pestaña de 57mm, caja por 10 barreras Pestaña de 70mm, caja por 10 barreras

FORMATO DE CALIFICACIÓN
SUR FIT NATURA™ DURAHESIVE™ FLEXIBLE CUT-TO-FIT
BARRERA FLEXIBLE RECORTABLE

Calificación de 1 a 5: 5= Excelente 1= Malo

PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LA INSTITUCIÓN

Concepto Técnico					
Facilidad de aplicación	5☐	4☐	3☐	2☐	1☐
Adhesión	5☐	4☐	3☐	2☐	1☐
Protección de la piel	5☐	4☐	3☐	2☐	1☐
Resistencia al efluente	5☐	4☐	3☐	2☐	1☐
Comodidad del *Accordion Flange*	5☐	4☐	3☐	2☐	1☐
Facilidad para amoldarse al estoma	5☐	4☐	3☐	2☐	1☐
Facilidad de remoción	5☐	4☐	3☐	2☐	1☐
Duración	5☐	4☐	3☐	2☐	1☐
Comodidad para el paciente	5☐	4☐	3☐	2☐	1☐
Empaques	5☐	4☐	3☐	2☐	1☐
Claridad de las instrucciones de uso	5☐	4☐	3☐	2☐	1☐
Presentación	5☐	4☐	3☐	2☐	1☐
Servicio postventa: Asesoría educativa y servicio al cliente	5☐	4☐	3☐	2☐	1☐
Otros:					
Observaciones:					
Calificación:					
Nombre del Calificador:					
Cargo:					
Fecha:					
Firma:					