DESCRIPCION	Esterilizante / Desinfectante de alto nivel para instrumental y superficies de equipos médicos. Contiene sustancias anticorrosivas.
COMPOSICION	Cada 100 mL de QUIRUGER® PLUS contienen: Formaldehído .....0,040 g Glutaraldehído .....0,100 g Cetrimida .....0,060 g
ESPECIFICACIONES TECNICAS	**DESCRIPCION:** Líquido traslúcido de color azul celeste (sin activación) o verde claro (activado), suave olor a limón, libre de partículas. **pH:** 3,9 - 4,1 (Sin activar) 7,9 – 8,1 (Activado) **GRAVEDAD ESPECÍFICA:** 0,990 – 1,010 **SOLUBILIDAD:** Soluble en agua, etanol. **INFLAMABILIDAD:** Ninguna **MICROBIOLOGIA:** Recuento total de Mesófilos aerobios.....<200 UFC /mL Recuento total de Mohos y levaduras.....<20 UFC /mL Patógenos.....Ausentes
INDICACIONES DE USO	Esterilizante y Desinfectante de alto nivel para instrumental y equipos médico-quirúrgicos, superficies de equipos biomédicos. Antes de aplicar, incorpore la Solución activadora a QUIRUGER® PLUS y agite. Registre la fecha de activación y la fecha máxima de uso (30 días después). Aplique el producto a necesidad: Inmersión, aplicación con paño o aspersión. **ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA**: ***Por inmersión:*** Bactericida en 5 minutos (*Pseudomonas aeruginosa* ATTC 15442; *Staphylococcus aureus* ATCC 6538; *Enterococcus hirae* ATCC 10541) Micobactericida 15 minutos (*Mycobacterium avium* ATCC 15769; *Mycobacterium terrae* ATCC 15755) Virucida en 5 minutos (Adenovirus tipo 5; Poliovirus tipo 1) Fungicida en 5 minutos (*Candida albicans* ATCC 10231; *Aspergillus niger* ATCC 16404) Esporicida en 20 minutos (*Bacillus cereus* CIP 7 803; *Bacillus subtilis* var. niger ATCC 9372; *Clostridium sporogens* ATCC 10541) Esterilizante en 30 minutos (*Clostridium sporogens* ATCC 3584; *Bacillus subtilis* var. niger ATCC 9372) conforme a la técnica requerida por 510K (FDA). ***Por aplicación con paño o compresa:*** Bactericida en 5 minutos (*Pseudomonas aeruginosa* ATTC 15442; *Staphylococcus aureus* ATCC 6538; *Enterococcus hirae* ATCC 10541) Bactericida frente a microorganismos multirresistentes de origen clínico en 5 minutos: *Pseudomonas aeruginosa 34740; Pseudomonas aeruginosa 34739; Klebsiella pneumoniae ATCC*

COPIA NO CONTROLADA
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

	1705; Klebsiella pneumoniae ATCC 2146; Klebsiella pneumoniae ATCC 10353; Klebsiella pneumoniae ATCC 103239; Klebsiella oxytoca INAS1; Enterococcus faecium 34742). Fungicida en 5 minutos (*Candida albicans* ATCC 10231; *Aspergillus brasiliensis* ATCC 16404). Fungicida en 5 minutos frente a *Candida auris* 29927 multiresistente de origen clínico. Esporicida en 15 - 30 minutos (*Bacillus cereus* CIP 7 803; *Bacillus subtilis* var. niger ATCC 9372; *Clostridium sporogens* ATCC 10541) ***Por aplicación en spray:*** Bactericida en 20 minutos (*Pseudomonas aeruginosa* ATTC 15442; *Staphylococcus aureus* ATCC 6538; *Enterococcus hirae* ATCC 10541) Micobactericida en 20 minutos (*Mycobacterium avium* ATCC 15769; *Mycobacterium terrae* ATCC 15755) Fungicida en 20 minutos (*Candida albicans* ATCC 10231; *Aspergillus brasiliensis* ATCC 16404). Esporicida en 20 minutos (*Bacillus subtilis* var. niger ATCC 9372)
PRECAUCIONES DE USO	Uso externo. Manténgase alejado de los niños. Durante su uso deben utilizarse elementos de protección personal (gafas, tapabocas, guantes). Si se presentan molestias de tipo respiratorio, ventilar el área o tomar aire fresco. Si hay contacto con la piel enjuagar con abundante agua.
CONTRAINDICACIONES	Evite el contacto con la piel o membranas mucosas. Solo debe usarse sobre superficies inertes.
REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2015DM-0014198
CLASIFICACION DEL RIESGO (RES. 4725 / 05), DISP. MED.	Riesgo IIA
BIODEGRADABILIDAD	Biodegradable (Relación DBO/DQO = 72%)
VIDA DE ANAQUEL	Dos (2) años a partir de la fecha de fabricación.
VIDA UTIL DESPUES DE APERTURA	Una vez activado el tiempo máximo de estabilidad es de 30 días.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Almacenar a temperatura no mayor a 30°C en su envase original.
PRESENTACION	Galón x 3650 mL + Frasco de solución activadora Frasco x 900 mL + Frasco de solución activadora

COPIA NO CONTROLADA
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD