FICHA TECNICA

Producto	Vendas de Yeso Premium
Referencias	3” X 5 YDS 4” X 5 YDS 5” X 5 YDS 6” X 5 YDS 8” X 5 YDS
Marca	VITAL MEDIC



Descripción	Venda de gasa blanqueada, de algodón puro, sin empates, impregnada con Sulfato de Calcio Hemihidratado, enrolladas sobre una varilla o núcleo de poliestileno.
Material/Composición	Gasa 100 % algodón. Masa de yeso compuesta por más de un 85 % de sulfato de calcio, Alcohol desnaturalizado, cloruro de Metileno, Polivinil Acetato, Metil Celulosa, Cloruro de Alquil Dimetil Bencil Amonio, Sulfato de Potasio y yeso.
Características	Impregnada uniformemente con yeso de calidad y de fraguado rápido que produce un molde uniforme y con un acabado excelente. Formula suave y cremosa permite un reparto uniforme de yeso y estéticamente agradable. Propiedades de moldeo mejoradas y excelente acabado Sus bordes en zigzag impiden que se deshilachen y queden hilos sueltos durante la aplicación. El vendaje se enrolla en un núcleo en forma de cruz que permite que el agua humecte las capas internas de la venda y proporciona una estabilidad superior durante el manejo. El embalaje resistente a la humedad mejora la protección de los vendajes y prolonga la vida útil

Características físicas	Venda de yeso de fraguado rápido con varilla interna. Tiempo de Inmersión……. 3 a 5 seg Cremosidad…….. Buena Tiempo de Fraguado a 12oc…….. 120 a 200 seg Pérdida de Yeso en la Inmersión (%): 12% Max
Indicaciones de Uso	No cubrir el molde. No use agua tibia, ni agua excesivamente fría. Si va a realizar varios vendajes, cambie frecuentemente el agua donde sumerge las vendas. Proteger la piel del paciente con guata o funda de algodón. No colocar la venda de yeso directamente sobre la piel del paciente.
Modo de Uso	Seleccione y prepare el número de vendas a utilizar, el sitio de trabajo, los materiales y equipos para la protección del paciente e instrumentos a utilizar en la elaboración del molde o enyesado. Coloque una funda de algodón (estoquineta) o un vendaje ortopédico protector (guata) sobre el área del cuerpo a inmovilizar Introduzca la venda en agua limpia sujetándola blicuamente (aproximadamente a 45° de inclinación) durante 2 segundos o hasta cuando deje de burbujear. Para localizar con facilidad el extremo de la venda cuando se saca del agua, se recomienda dejar un dedo separando la última media vuelta del vendaje. Exprima suavemente la venda escurriendo el exceso de agua de un extremo a otro utilizando el pulgar e índice para expulsar el exceso de humedad, cuanto más exceso de agua elimine más rápido secara el molde. Aplique el vendaje húmedo, desenrollándolo sobre la parte del cuerpo a inmovilizar, de manera uniforme, en vueltas circulares y espirales, presionando y alisando el vendaje, de manera que se adapte a su forma y asegurando la unión entre las capas sucesivas hasta obtener un molde sólido y bien laminado.

Precauciones de uso	No cubrir el molde. No use agua tibia, ni agua excesivamente fría. Si va a realizar varios vendajes, cambie frecuentemente el agua donde sumerge las vendas. Proteger la piel del paciente con guata o funda de algodón. No colocar la venda de yeso directamente sobre la piel del paciente.
Advertencia	Producto de uso único Desechar después de su uso No Reutilizar.
Método de desecho	No debe ser arrojada a fuentes de agua Depositar en recipientes indicados para desechos solidos
Contraindicaciones	No aplicar directamente sobre heridas abiertas
Condiciones para su uso	Verificar que el empaque de la venda a utilizar se encuentre sellado en todos sus extremos. Utilizar agua limpia con una temperatura entre 20°C y 25°C. Utilizar guata protectora sobre la piel del paciente previa la colocación del yeso
Condiciones de Almacenamiento	Consérvese en un lugar fresco y seco con temperaturas entre 10° a 35°C; Evitar contacto directo con la luz Almacenar sobre estibas
Registro Sanitario	2019DM-0020103
Presentación	Caja x 24 Unidades
Nivel de Riesgo	I
Vida del Producto	5 Años