FABRICANTE: DeROYAL INDUSTRIES INC
MARCA: DeROYAL
PAIS DE ORIGEN: ESTADOS UNIDOS
IMPORTADO POR: INDUSTRIAS CARDIOMED



MULTIDEX

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	Multidex es un apósito de llenado a base de Maltodextrina (Polisacárido de D-Glucosa) con 1% de acido ascórbico. Está disponible en gel o polvo. Multidex gel contiene adicionalmente glicerina y agua. La presentación en gel es apropiada para cualquier tipo de herida; el polvo es apropiado para heridas húmedas y con abundante exudado.

CARACTERISTICAS	Multidex agrega los nutrientes necesarios al sitio de la herida creando un ambiente propicio para que la herida sane naturalmente con los propios medios del organismo. Multidex llena la cavidad de la herida mezclándose rápidamente con el exudado, formando una barrera protectora y creando un ambiente húmedo propicio y beneficioso para el desarrollo de la granulación tisular y la proliferación epitelial. Multidex se mezcla con el exudado de la herida para ayudar a controlarlo y evitar la deshidratación. Es efectivo en heridas infectadas o no infectadas. Controla el olor producido dentro de 24 a 72 horas, mientras disminuye la cantidad de exudado presente. Multidex penetra en todas las irregularidades de la herida sin dejar espacios muertos. No es tóxico ni se absorbe sistémicamente. Multidex se utiliza como aposito primário. Multidex no absorbe el exudado producido por la herida. Se requiere un apósito secundario que cumpla esta función.

INDICACIONES	• Heridas Infectadas y No infectadas. • Ulceras dérmicas – estadíos II, III y IV. • Ulceras en miembros inferiores • Ulceras por presión. • Otras lesiones exudativas • Ulceras Diabéticas • Heridas Abdominales • Heridas Superficiales • Zonas Donantes • Cortes • Abrasiones • Laceraciones • Quemaduras de 2do grado

DESCRIPCION DE USO	**Preparación del área**: 1. El tejido necrótico debe ser desbridado de acuerdo al protocolo recomendado y a las indicaciones del médico tratante. 2. La herida y el área circundante deben ser irrigadas profusamente con una solución fisiológica estéril, como solución salina balanceada, Ringer o solución salina normal. **Aplicación** 1. Después de la irrigación, aplicar Multidex. a. Para heridas poco profundas, cubrir la herida con Multidex. b. Para heridas profundas aplique generosamente el Multidex asegurándose que llene todas las cavidades y las irregularidades de la herida. 2. Cubra la herida con un apósito no adherente, no oclusivo. 3. Cambie el apósito cuando sea necesario, usualmente una vez al día para heridas mínima o moderadamente exudativas, o dos veces al día para heridas altamente exudativas **Retiro de Multidex** 1. Retire con cuidado el apósito no adherente. Si el apósito está adherido a la herida, humedezca con solución salina por unos minutos y retire el apósito teniendo cuidado de no remover el tejido de granulación.

DESCRIPCION DE USO	2. Limpie la zona con abundante solución fisiológica para remover el tejido debridado. Esto preservará el tejido de granulación recién formado. 3. No es necesario remover la totalidad del Multidex para continuar el tratamiento. El Multidex que permanezca en la herida se mezclará con el de la próxima aplicación. 4. Disponga de los residuos de acuerdo al protocolo de la institución.

PRESENTACIONES	**Multidex polvo**: 46-704 Tubo x 6 gramos 46-703 Tubo x 12 gramos 46-702 Tubo x 25 gramos 46-701 Tubo x 45 gramos **Multidex Gel** 46-714 Tubo x 4.27 ml 46-711 Tubo x 7.47 ml 46-710 Tubo x 14.94 ml 0.5 oz. 46-712 Tubo x 89.67 ml 3 oz.

ALMACENAMIENTO	Almacenar en lugar cubierto protegido de la lluvia, rayos solares, fuentes de calor y vapores