Avalon
INNOVATION FOR A HEALTHIER LIFE



FICHA TÉCNICA	
REOXCARE® Apósito antioxidante	
Nombre genérico	Apósito antioxidante
Nombre comercial	**Reoxcare®**
Descripción	**Reoxcare®** es un apósito primario estéril no adherente, compuesto por una matriz absorbente y una solución de hidratación antioxidante. La matriz hidratada absorbe el exudado y neutraliza los radicales libres de oxígeno (ROS), causantes del estrés oxidativo, al mismo tiempo que limpia el lecho de la herida sin macerar la piel perilesional. **Reoxcare®** proporciona un ambiente húmedo que permite la eliminación del tejido esfacelado o necrótico y favorece el proceso natural de cicatrización, apropiado para heridas crónicas, particularmente efectivo en la fase inflamatoria gracias a su capacidad antioxidante.
Marca	HISTOCELL
Composición	**Reoxcare®** Se compone de: una matriz absorbente (9x4 cm) y 1 vial de 10 ml de solución de hidratación antioxidante. Solución antioxidante: Agua Acetilcisteína: 8.2 mg Cúrcuma: 0.13 mg Matriz absorbente: 100% vegetal Galactomanano en polvo
Características	La matriz hidratada de **Reoxcare®** tiene las siguientes propiedades: **Antioxidante:** Neutraliza el exceso de ROS en el entorno de la herida. **Detoxifica** la herida para permitir que avance en sus etapas hacia la cicatrización. **Desbridamiento**: potente capacidad de desbridamiento autolítico cuando hay tejidos no viables presentes en el lecho de la herida (Biofilm, esfacelos, tejido fibrinoso). **Manejo del Biofilm** y evita el depósito de uno nuevo en el lecho de la herida. **Tejido de Granulación**: mantiene un lecho de herida sano y promueve la formación de nuevo tejido de granulación. **Gestiona el nivel de exudado:** Capacidad de absorción 20 veces su peso seco. **Antiinflamatori**o, secundario a su acción antioxidante. **Alivia el dolor**. **Adaptable**, fácil de aplicar y retirar. No se adhiere al lecho de la herida.
Indicaciones	**Reoxcare®** está indicado para todo tipo de heridas, en fase inflamatoria del proceso de cicatrización, tanto en heridas agudas como crónicas,

	como: heridas vasculares, isquémicas, pie diabético, úlceras por presión, traumáticas, dehiscencias quirúrgicas. **Reoxcare®** puede utilizarse en combinación con una terapia compresiva en úlceras venosas.
Instrucciones de uso	La matriz absorbente puede utilizarse por ambos lados. 1. Hidratar la matriz utilizando toda la solución antioxidante. Para absorber toda la solución la matriz necesita cerca de 1 minuto, quedando parcialmente hidratada. 2. Limpiar la herida de acuerdo al protocolo institucional. 3. Recortar **Reoxcare®** de acuerdo a las dimensiones de la lesión y colocarlo en contacto directo con el lecho de la herida. 4. Cubrir **Reoxcare®** con un apósito secundario apropiado a la localización y carácter exudativo de la herida, asegurando un medio ambiente húmedo. 5. Desechar el producto sobrante. **Reoxcare®** se retira fácilmente y no se adhiere al lecho de la herida.
Frecuencia de cambios	Se recomienda el cambio de **Reoxcare®** cada 3-4 días. En heridas muy exudativas, revisar la herida más frecuentemente para verificar su estado.
Contraindicaciones y Advertencias	**Reoxcare®** es un producto diseñado para utilizar sus componentes conjuntamente. Este producto contiene acetilcisteína, cúrcuma y galactomanano. No utilizar en caso de hipersensibilidad conocida a alguno de los componentes **Reoxcare®** es de un solo uso y no debe reutilizarse. En caso de síntomas de infección en la herida durante el uso de **Reoxcare®,** debe iniciarse el tratamiento de acuerdo a la indicación médica.
Presentaciones	Caja por unidad que contiene: 1 blíster con la matriz absorbente de 9 x 4 cms y un frasco o vial de 10 ml de solución hidratante antioxidante.
Embalaje	Caja por unidad
Vida útil	2 años
Esterilización	Estéril: Solución hidratante a vapor y la matriz por irradiación.
Condiciones de almacenaje	Mantener a temperatura ambiente en lugar seco.
Regulación	En cumplimiento de dispositivos médicos de la Directiva 93/42 / CEE del Consejo: ISO 13495 - 21 CFR 820
Hecho en	España
Fabricado por	Histocell
Soportes clínicos	Castro, Begoña, Palomares Teodoro, Iker Azcoitia, Bastidas Félix y otros. 2015. Development and preclinical evaluation of a new galactomannan-based dressing with antioxidant properties for wound healing. Histocell Histopathol (2015) 30:1499-1512 B. Castro, F.D. Bastida, T. Segovia, P. López Casanova, J.J. Soldevilla, J. Verdú-Soriano, The use of an antioxidant dressing on hard-to-heal

	wounds: a multicentre, prospective case series. Journal of wound care. Vol 26, N° 12, december 2017 EWMA. 2018. Juan Francisco Jiménez García; José M.ª Porras Pastor, José M.ª Zarco Martín; Encarnación M.ª García Romera; Mª Ángeles Sánchez Escandell; Begoña Castro Feo. Novel antioxidant treatment that improves the healing of chronic wounds
Clasificación del Riesgo	Clase II B
Registro Sanitario	INVIMA: 2018DM-0018451