Ficha Técnica
FLEXI-DRESS™ VENDA ELÁSTICA ADHESIVA
FLEXI-DRESS ELASTIC UNNA BOOT / FLEXI-DRESS™ / VENDA ELÁSTICA

DESCRIPCIÓN

La venda elástica FLEXIDRESS™ está diseñada para el tratamiento ambulatorio de las úlceras vasculares venosas y del edema linfático. Consiste en un gasa extensible que contiene pasta de óxido de zinc no endurecido (óxido de zinc, acacia, glicerina, aceite de ricino, y vaselina). FLEXI-DRESS™ se adapta al contorno de la pierna, se extiende fácilmente y se mantiene flexible.



COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

Gasa elástica hecha de poliéster y fibras de algodón
Pasta de Oxido de Zinc no endurecido 26.7%
Composición de la pasta: glicerina 26.69 %, oxido de zinc 26.69%, Petrolato blanco, USP 18.82%, Agua Potable 16.54%, Acacia USP 6.32%, Aceite de Ricino 4.94%.

FABRICANTE AUTORIZADO EN EL REGISTRO
ConvaTec Inc. – Estados Unidos
ConvaTec Limited - Reino Unido

INSTRUCCIONES DE USO

Limpieza de la lesión
Limpiar la lesión de acuerdo con la práctica habitual, o con suero fisiológico, secar la piel periulceral antes de aplicar el vendaje.

APLICACIÓN DE LA VENDA ELÁSTICA ADHESIVA FLEXI-DRESS™

1. Iniciar el vendaje con FLEXIDRESS™ desde la punta del pie. Mantener el pie y el tobillo en el ángulo correcto durante la aplicación. FLEXI-DRESS™ debe envolver la pierna de forma suave evitando dejar huecos y pliegues.
2. Aplicar una capa de vendaje a toda la pierna para que la cubra hasta la rodilla. FLEXIDRESS™ se adapta al contorno de la pierna.
3. Aplicar un vendaje elástico compresivo. Mantener siempre la presión y cubrir completamente FLEXI-DRESS™.

CAMBIO DE LA VENDA ELÁSTICA ADHESIVA FLEXI-DRESS™
Levante el extremo libre del vendaje y desenrolle la venda de la pierna con cuidado; no es necesario cortar FLEXI-DRESS™ para cambiarlo.

USOS

Tratamiento ambulatorio de úlceras vasculares venosas y edemas linfáticos.

CARACTERÍSTICAS Y ACCIONES DEL PRODUCTO

Fabricada en gasa elástica. Se adapta al contorno de la pierna. Se estira suavemente y permanece flexible.
Se adapta mejor que una bota Unna estándar. Ahorra tiempo en la aplicación Flexi-Dress™ Elastic Unna's Boot está pensado para ser utilizado como un apósito de retención primaria de un solo uso en el que la gasa elástica está impregnada con una pasta de óxido de zinc que no se endurece, deja una película protectora en la superficie de la piel. Está diseñada para ser una barrera eficaz alrededor de la úlcera venosa de la pierna, susceptible de ser dañada por el exudado de la herida crónica, que tras su aplicación, puede puede cubrirse con un vendaje de compresión secundario adecuado.

PRECAUCIONES

El uso inicial de este producto debe realizarse bajo la dirección de un profesional sanitario. Si aparece enrojecimiento o irritación de la piel, se debe descontinuar la utilización de producto y consultar con un profesional sanitario. FLEXI-DRESS™ proporciona un tratamiento local de la insuficiencia vascular; la falta del adecuado reposo, así como el no mantener elevado el miembro afectado en pacientes con insuficiencia vascular puede aumentar el edema local y dificultar el posible proceso de cicatrización. Si aparecen signos de infección clínica, tales como olor no característico o cambio en el color del exudado, fiebre o celulitis (sensibilidad y eritema en la zona de la lesión), se debe realizar un cultivo del lecho de la lesión. En presencia de signos de infección, se debe iniciar el adecuado tratamiento médico.

ESTERILIDAD	REGISTRO SANITARIO	VIDA ÚTIL	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Producto no estéril	INVIMA 2020DM-0021491 VIGENCIA: 01-Abr-2031	2 años	Almacene a temperatura ambiente (10°C - 25°C) y humedad.

PRESENTACIONES

ICC	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRESENTACIÓN (UND/CAJA)
650940	FLEXI-DRESS BNDG 3"X10YD	Caja x 1
650941	FLEXI-DRESS BNDG 4"X10YD	Caja x 1