DURAFIBER® Ag, apósito de fibra absorbente gelificante con plata

Ficha Técnica



Características

- Absorbente y conformable, diseñado para formar rápidamente un gel transparente y fresco que absorbe el exceso de exudado al entrar en contacto con la herida.
- Barrera antimicrobiana, la plata iónica contenida en el apósito proporciona una barrera antimicrobiana contra un amplio espectro de patógenos comunes. Ayuda a reducir la biocarga bacteriana y el riesgo de infecciones.
- Ofrece un entorno húmedo, fomenta el desbridamiento autolítico y se adapta al lecho de la herida en cualquier zona anatómica.
- Alta resistencia a la humedad, facilita la retirada del apósito reduciendo al mínimo el trauma en la herida y en la piel, así como el dolor.
- Mantiene su integridad incluso en estado húmedo, permite su retirada de una sola pieza.
- Fácil de usar
- Mínimos cambios de apósito, puede permanecer en la herida hasta 7 días.

Descripción

DURAFIBER® Ag es un apósito absorbente antimicrobiano no tejido, c
contenida en el apósito proporciona una barrera antimicrobiana contr
a reducir la biocarga bacteriana y el riesgo de infecciones

Modo de Acción

®DURAFIBER Ag ha sido diseñado para formar rápidamente un gel trar
gel absorbe de manera vertical el exceso de exudado bloqueándolo e
la humedad libera el ion plata Ag+ del nitrato de plata, pasando a ser
El apósito ofrece un entorno húmedo que promueve el desbridamient
la humedad de DURAFIBER Ag facilita la retirada del apósito de una s
el trauma a la herida y el dolor ocasionado al paciente durante la retira
bajo elastocompresión.

Indicaciones

DURAFIBER Ag está indicado en heridas exudativas en fase de granulaci
úlceras de pierna; úlceras por presión; úlceras diabéticas; heridas quirú
heridas tuneladas y fístulas; heridas que cicatrizan por segunda intenció
mecánicamente. DURAFIBER Ag ha sido diseñado para permanecer aplic

DURAFIBER Ag puede utilizarse en heridas infectadas, en cuyo caso, la infección debe examinarse y tratarse según el protocolo clínico local. Puede utilizarse en combinación con otros productos de cura en ambiente húmedo.

Instrucciones de uso

1. Limpiar la herida según el protocolo clínico local.
2. Seleccionar el tamaño de apósito adecuado.
3. Retirar el apósito DURAFIBER® Ag del envase, Cortar el apósito para adaptarlo a la herida si es necesario.
4. Colocar el apósito sobre la herida y dejar que sobrepase 1 cm de los bordes de la herida.
5. Cuando se utiliza DURAFIBER® Ag en heridas cavitadas profundas, insertar el apósito de una pieza y dejar que sobrepase al menos 2,5 cm de los bordes de la herida para facilitar su retirada. Rellenar solamente las heridas profundas en un 80%, ya que el apósito DURAFIBER® Ag se expande hasta cubrir la herida al entrar en contacto con el exudado.
6. Fijar DURAFIBER® Ag con un apósito que retenga la humedad (p.ej. ALLEVYN® / OPSITE®) u otro apósito secundario apropiado.
7. El apósito puede adherirse si se utiliza en heridas con exudado ligero. Si el apósito no puede retirarse con facilidad, humedecer el apósito para ayudar a la retirada y evitar lesionar el lecho de la herida.
8. Cuando DURAFIBER® Ag se utilice en heridas infectadas, la infección debe tratarse según el protocolo clínico local. Léase detenidamente las instrucciones de uso contenidas en el envase antes de su aplicación.

Composición

Fibra de celulosa etil sulfonato: 80%
Fibras de celulosa: 20%
Nitrato de plata: 0,35 - 1,20 mg/cm2

Esp

Resi

Dire

Dire

Can

Inte

Cap

Cap
14 g/100 cm2

Capacidad de retención: 17 g/100 cm2

Resistencia a la tensión en mojado: mín. 0,02 kgfcm-1

DURAFIBER◇ Ag, apósito de fibra absorbente gelificante con plata

Presentación

Código Producto	Descripción	Unidades / Envase	Unidad mínima de venta	Código EAN
66800578	DURAFIBER◇ Ag 5 cm x 5 cm	10	10	5000223467630
66800579	DURAFIBER◇ Ag 10 cm x 10 cm	10	10	5000223467661
66800580	DURAFIBER◇ Ag 15 cm x 15 cm	5	5	5000223467692
66800581	DURAFIBER◇ Ag 20 cm x 30 cm	5	5	5000223467722

Re. San.: INVIMA 2019DM-0019635

Certificación	Composición	Esterilidad	Conservación	Fabricante
ON n° 0086 **CE n°** CE 00356 **Clase CE** III, estéril **Smith & Nephew, S.A.U** ISO 9001:2008	LATEX FREE	STERILE R	3 años	Smith & Nephew Medical Limited Hull HU3 2BN England. **Distribuidor** Smith & Nephew, SAU

Leyenda símbolos

LATEX FREE	No contiene látex	STERILE R	Producto esterilizado por irradiación
	Caducidad		No reutilizar
	Manténgase en lugar seco		Temperatura de almacenamiento
	No exponer el producto a la radiación solar		No utilizar si el envase está abierto o dañado
	Fabricante		

Smith&Nephew Colombia SAS
Calle 100 N° 7-33 Torre 1 Piso 3, Bogotá
Tel: 57 (1) 605 7373
www.smith-nephew.com

◇Marca registrada Smith&Nephew