FICHA TÉCNICA
STOMAHESIVE® POLVO PROTECTOR

PROVEEDOR: BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA.

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO A CALIFICAR

PRODUCTO	
Nombre Genérico	**Polvo Protector**
Nombre Comercial	**STOMAHESIVE® Polvo Protector**
Descripción	Polvo protector de piel peri y paraostomal con hidrocoloides para la regeneración de piel
Marca	ConvaTec
Fabricante	ConvaTec Limited – Reino Unido
Composición del Producto	Protector cutáneo compuesto de hidrocoloides: Carboximetil Celulosa Sódica – Pectina – Gelatina.
Características y Acciones del Producto	Absorción: las sustancias naturales hidrocoloides del Polvo Stomahesive®, tienen capacidad de absorber la humedad presente en la superficie de la piel excoriada o irritada, permitiendo la fácil adhesión de la barrera protectora de piel. Regeneración de Tejido: los hidrocoloides han demostrado gran capacidad para regenerar el tejido dañado. Sustancias Hipoalergénicas: no se han reportado casos de sensibilidad a los componentes del polvo Stomahesive®, lo que permite utilizarlo en pacientes con piel sensible.
Usos	Polvo para protección de la piel. Piel excoriada o irritada alrededor de estomas, fístulas enterocutáneas, heridas que drenan.
Recomendaciones de Uso	Se recomienda leer el instructivo de aplicación disponible en el empaque antes de su aplicación. • Limpiar la piel circundante con agua limpia y jabón suave, (sin utilizar soluciones antisépticas) enjuagando muy bien hasta eliminar los residuos y exceso de humedad. • Aplicar el Polvo Stomahesive®, en una capa muy delgada cubriendo toda el área irritada o escoriada. • Retirar el exceso de polvo Stomahesive® • Aplicar la barrera protectora de piel Stomahesive® según la técnica indicada • Repetir el procedimiento cuando se presenten filtraciones hasta que la piel se recupere completamente
Registro Sanitario	INVIMA 2015DM-001389-R2 VIGENCIA: 10 de Julio de 2025
Presentaciones:	Frasco x 28.3 g

FORMATO DE CALIFICACIÓN
STOMAHESIVE® POLVO PROTECTOR

Calificación de 1 a 5 5= Excelente 1= Malo

PARA SER DILIGENCIADO UNICAMENTE POR LA INSTITUCION

Concepto Técnico					
Facilidad de Aplicación:	□ 5	□ 4	□ 3	□ 2	□ 1
Capacidad de Absorción:	□ 5	□ 4	□ 3	□ 2	□ 1
Capacidad de Regeneración de la piel o irritada o escoriada	□ 5	□ 4	□ 3	□ 2	□ 1
Alivio del Dolor:	□ 5	□ 4	□ 3	□ 2	□ 1
Facilidad para la Aplicación de la Barrera Protectora de Piel:	□ 5	□ 4	□ 3	□ 2	□ 1
Reducción de la Frecuencia de Cambios de Barrera Protectora de Piel:	□ 5	□ 4	□ 3	□ 2	□ 1
Comodidad para el Paciente:	□ 5	□ 4	□ 3	□ 2	□ 1
Empaque:	□ 5	□ 4	□ 3	□ 2	□ 1
Presentación:	□ 5	□ 4	□ 3	□ 2	□ 1
Calidad:	□ 5	□ 4	□ 3	□ 2	□ 1
Servicio Post-venta: Asesoría Educativa y Servicio al Cliente	□ 5	□ 4	□ 3	□ 2	□ 1
Otros:					
Observaciones:					
Calificación:					
Nombre del Calificador:					
Cargo:					
Fecha:					
Firma:					