









Tensiómetro digital De Brazo Omron HEM-7142 + Adaptador de corriente: HHP-AM01 L

Tensiómetro digital de brazo Omron HEM-7142, ofrece mediciones precisas con su guía de ajuste y detector de errores. Compatible con la app OMRON connect, almacena hasta 14 lecturas y alerta sobre latidos irregulares. Compacto, confiable y fácil de usar para el monitoreo de la salud cardiovascular.

DESCRIPCIÓN | INFORMACIÓN ADICIONAL

Descripción

Tensiómetro digital de brazo Omron (HEM-7142)

El Tensiómetro digital de brazo Omron HEM-7142, es un dispositivo fácil de usar y altamente confiable que brinda precisión y comodidad en la medición de la presión arterial y el pulso. Con su pantalla digital LCD, proporciona lecturas claras y detalladas para una fácil interpretación.

Sus especificaciones técnicas sólidas, como el método oscilométrico de medición, clasificación IP 21 para resistencia al agua, y un rango de medición amplio, el HEM-7142 es una herramienta confiable y precisa para el monitoreo regular de la presión arterial en el hogar. Con su construcción robusta y características avanzadas, este monitor se posiciona como una opción ideal para aquellos que buscan un dispositivo de calidad para el cuidado de la salud cardiovascular.

CARACTERISTICAS:

- **Fácil Ajuste del Brazalete:** La guía de ajuste del brazalete asegura una colocación correcta para mediciones precisas.
- **Compatibilidad con OMRON Connect:** Permite almacenar datos de mediciones en el smartphone y compartir la información con médicos o familiares.
- **Detector de Error de Movimiento:** Alerta sobre posibles lecturas incorrectas debido a movimientos excesivos del usuario durante la medición.
- **Detector de Latido Irregular:** Advierte al usuario sobre la presencia de latidos irregulares, identificando potencialmente problemas cardíacos.

- **Memoria de 14 Lecturas:** Almacena hasta 14 mediciones, facilitando el seguimiento a lo largo del tiempo, pero usando la conectividad omron connect tendrás memorias ilimitadas.
- 5 años de garantía para el dispositivo y 1 año para el brazalete

ESPECIFICACIONES DEL TENSIÓMETRO DIGITAL:

Característica	Descripción
Modelo	HEM-7142
Pantalla	Pantalla digital LCD
Rango de medición	Presión: 0 a 299 mmHg, Pulso: 40 a 180 latidos/min.
Precisión	Presión: ±3mmHg, Pulso: ±5% de la lectura mostrada
Inflado	Automático por bomba eléctrica
Desinflado	Válvula de liberación automática de presión
Método de medición	Método oscilométrico
Clasificación IP	IP 21
Fuente de alimentación	4 pilas “AA” de 1.5 V o un adaptador de CA
Vida útil de las pilas	Aproximadamente 500 mediciones (con pilas alcalinas nuevas)
Pieza aplicada	Tipo BF
Circunferencia del brazalete	De 17 a 42 cm (se incluye el brazalete de brazo: de 22 a 42 cm)
Memoria	Hasta 14 lecturas

MODO DE USO DEL TENSIÓMETRO:

1. Siéntese cómodo con el brazo apoyado a la altura del corazón.
2. Retire la ropa ajustada del brazo.
3. Envuelva el brazalete en el brazo desnudo (ajuste cómodo)
4. Presione el botón de encendido/apagado.
5. Permanezca quieto mientras el tensiómetro se infla automáticamente.
6. Espere a que el tensiómetro muestre la presión arterial y el pulso en la pantalla.
7. Presione el botón de encendido/apagado para apagar el tensiómetro.

INCLUYE:

- 1 Monitor de presión arterial automático de brazo
- 1 Adaptador de corriente: HHP-AM01 L
- 1 Brazalete universal HEM-RML31-B (se adapta a brazos de 22 a 42 cm)
- 1 Manual de instrucciones
- 1 Guía de OMRON connect
- 4 Pilas “AA

Preguntas frecuentes:

1. ¿Cómo puedo saber si el brazalete está colocado correctamente?

El brazalete debe ajustarse cómodamente alrededor del brazo desnudo, sin estar demasiado apretado. Debe poder introducir dos dedos entre el brazalete y la piel. El indicador de ajuste del brazalete le ayudará a asegurarse de que el brazalete esté colocado correctamente.

2. ¿Qué debo hacer si el tensiómetro muestra un error?

Si el tensiómetro muestra un error, consulte el manual de usuario para obtener información sobre cómo solucionar el problema. Si no puede solucionar el problema, comuníquese con el servicio de atención al cliente de OMRON.

3. ¿Con qué frecuencia debo medir mi presión arterial?

La frecuencia con la que debe medir su presión arterial depende de su salud y de las recomendaciones de su médico. En general, se recomienda que las personas con presión arterial alta midan su presión arterial al menos una vez al día.