
KORPUS 200

BALANZA DIGITAL DE PESO CORPORAL



MANUAL DE USUARIO

GMD®

TABLA DE CONTENIDO

Antes de usar el dispositivo:

- Descripción general 4
- Información de seguridad 4
- Componentes del KORPUS 200 6
- Accesorios incluidos 6
- Indicadores en la pantalla LCD 7

Instrucciones de funcionamiento:

- Instalación de la batería 8
- Seleccione la unidad de medida 9
- Inicializando la balanza 10
- Empezar a medir 10

Información de usuario:

- Mantenimiento 11

Solución a problemas

- Guía para solución de problemas 12
- Especificaciones técnicas 13
- Política de garantía 14
- Servicio al cliente 14
- Información importante acerca de compatibilidad electromagnética (EMC) 15

GRACIAS

Por seleccionar la balanza digital **KORPUS 200**. Por favor conserve y lea cuidadosamente este manual y siga las instrucciones para un uso seguro de este producto.

Por favor complete la siguiente información para futuras referencias en caso de tener algún inconveniente:

FECHA DE COMPRA: _____

NÚMERO DE SERIE: _____

*Registre su producto en **www.gmd.com.co** (hasta máximo 15 días después de la fecha de la compra), para obtener **dos (2) años de garantía** adicionales.*

ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Descripción general:

La balanza digital **KORPUS 200** aplica la tecnología SENSE ON. No es necesario encenderla o apagarla, simplemente párese sobre ella para empezar a medir. Su uso es delicado, moderno y conveniente.

Información de seguridad

Las señales y los símbolos de advertencia son esenciales para garantizar un uso correcto y seguro de este producto y protegerlo a usted y a otras personas de lesiones. Por favor, busque el significado de las señales y símbolos de advertencia, que puede encontrar en la etiqueta y el manual del usuario, de la siguiente manera:

Símbolo	Descripción	Símbolo	Descripción
	Leer el manual de usuario		Fabricante
	Corriente directa		Protección del medio ambiente - desechos de productos eléctricos no deben ser puestos con los desechos domésticos. Por favor recicle donde existan instalaciones. Verifique con las autoridades locales o el distribuidor para consejos de reciclaje
	Cumple con los requisitos de la Unión Europea		
	Número de serie		

Para garantizar su seguridad, así como la vida útil de la balanza, por favor evite las siguientes situaciones:


• Usar en pisos resbaladizos como baldosa.
• Usar el dispositivo inmediatamente después de bañarse o con los pies mojados.
• Usar el dispositivo cerca a celulares u hornos microondas.

Evite almacenar en las siguientes ubicaciones:
• Donde haya agua.
• Donde el dispositivo esté expuesto a temperaturas extremas, humedad, exposición directa al sol, polvo o aire salado.
• Donde haya riesgo de caídas o golpes.
• Donde se almacenen químicos o gases corrosivos.
• Donde esté al alcance de niños.

Para asegurar la exactitud de medición, por favor siga estas instrucciones cuando empiece la medición:

• Ubique la balanza sobre una superficie plana y dura. Las superficies suaves como alfombras, pueden afectar el rendimiento de ésta.
• Empiece la medición como mínimo 2 horas después de levantarse o de cenar.
• Evite realizar mediciones inmediatamente después de: ejercitarse de manera rigurosa, bañarse, estar en sauna, beber y comer. Siempre inicie las mediciones en el mismo intervalo de tiempo y en la misma escala, sobre la misma superficie plana y dura.
• Para asegurar la exactitud de pesaje, cuando mueva la balanza o no se haya usado por un largo tiempo, por favor enciéndala primero, espere hasta que ésta se apague, luego, ubíquese en la balanza de nuevo y medirá su peso.
• Cuando no utilice la balanza, almacénela en un lugar seguro. No ponga nada sobre ella.
• Cualquier información proporcionada por esta balanza no tiene la intención de tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. En caso de duda, comuníquese con su médico.
• Está diseñada para ser usada únicamente en el ámbito doméstico.


Componentes del KORPUS 200



Accesorios incluidos

1. Balanza
2. 1 batería CR2032 (3V)
3. Manual de usuario
4. Guía de inicio rápido


Indicadores de la pantalla LCD



Símbolo	Descripción
st lb	Stone
kg	Kilogramos
lb	Libra

Instalación de la batería:

- Abra la tapa del compartimiento de la batería en la parte trasera de la balanza.
- Retire la cinta aislante bajo la batería (si la tiene) o inserte la batería (1 x 3V CR2032) dentro del compartimiento de acuerdo a las indicaciones de polaridad (+ y -). Los dígitos **"8888"** pueden ser mostrados en el LCD.
- Cierre la tapa del compartimiento de la batería y espere mientras los dígitos **"00Kg"** son mostrados en el LCD.







PRECAUCIÓN:


⚠ Cuando el símbolo **"Lo"** aparezca, el dispositivo se apagará después de cuatro (4) segundos. Usted deberá reemplazar la batería.


⚠ Las baterías gastadas son residuos peligrosos. No se deben desechar junto con la basura doméstica. Siga la normativa local para la disposición final de baterías.

⚠ Si no tiene la intención de usar este dispositivo por un periodo de tiempo prolongado, retire la batería antes de almacenarlo.


Selección de la unidad de medida:

Con las baterías instaladas correctamente, presione el botón de **configuración de las unidades** ubicado en la parte posterior de la balanza para seleccionar la unidad de medida. Puede presionar el botón de **configuración de las unidades** para elegir entre **libra (lb), kilogramo (kg) y stone (st lb)**.





libras



stone kilogramos

PRECAUCIÓN:

⚠ Coloque la balanza en un suelo plano y duro al finalizar la selección de la unidad. Espere unos segundos, luego puede comenzar a medir de acuerdo con el procedimiento de medición a continuación. Si no hay ninguna operación en el modo de pesaje, la balanza se apagará automáticamente después de aproximadamente diez (10) segundos.

Inicializando la balanza


1. Presione el centro de la plataforma y retire el pie o presione el botón de configuración de unidades para encender la balanza.
2. Se mostrará **"00"** en la pantalla.
3. La balanza se apagará y ahora está lista para usarse.



El proceso de inicialización deberá ser repetido si la balanza se mueve.

Empezar a medir

1. Ubique la balanza sobre una superficie firme y plana.
2. Súbase a la balanza y quédese quieto hasta que el número en la pantalla LCD deje de parpadear, luego el peso estará bloqueado.
3. El resultado de la medición se muestra durante unos 10 segundos y luego se apaga.



Nota: Si no hay operación en diez (10) segundos cuando la balanza está encendida, se apagará automáticamente.

Mantenimiento:



Al llevar a cabo el mantenimiento de la balanza digital **KORPUS 200**, por favor asegúrese de:

- Use un paño limpio y seco para remover el polvo.
- Use un paño suave y húmedo, sumergido en agua y escurrido, para quitar la suciedad, luego; use un paño suave y seco para limpiar el dispositivo.
- No lave la balanza con agua, ni la sumerja en agua.
- No use abrasivos u otros productos químicos para limpiar la suciedad.
- No desarme este dispositivo. Si usted tiene algún problema, por favor póngase en contacto con servicio al cliente.
- No arroje las baterías al fuego; las baterías pueden explotar o tener fugas.
- Retire la batería si la balanza no va a ser utilizada durante un largo periodo.

SOLUCIÓN A PROBLEMAS

Guía para solución de problemas:

Mensajes de error:

Problema	Verifique	Solución
	Sobrecarga. El dispositivo se apagará	Deje de utilizar esta balanza para pesarse
	Batería baja. El dispositivo se apagará	Reemplace la batería. Por favor, compre la batería autorizada para el reemplazo

Durante la medición:

Problema	Causa principal	Solución
Resultados de mediciones anormales: • Muy alto • Muy bajo • Gran diferencia entre dos mediciones recientes	Postura incorrecta	Por favor, párese en la plataforma descalzo y permanezca quieto
	El dispositivo está localizado sobre una superficie suave como alfombra o una superficie rugosa	Por favor, ubique la báscula sobre una superficie plana y dura
	Sus pies están demasiado secos	Límpiese los pies con un paño húmedo, manteniéndolos ligeramente húmedos cuando se inicie la medición
La pantalla LCD no muestra ninguna información cuando la báscula está encendida	Batería no instalada	Instale o reemplace la batería (Por favor consulte el apartado *"insertar las baterías"*)
	Batería quemada	
La balanza se apaga	Batería baja	Reemplace la batería. Por favor, compre la batería autorizada para el reemplazo

Especificaciones técnicas:

Dimensiones:	300 mm x 300 mm x 22,2 mm (aproximadamente)
Peso neto:	1,26 kg (aproximadamente)
Pantalla:	LCD digital
Unidad de medida:	libras (lb) / kilogramos (kg) / stone (st lb)
Rango de medición:	397 lb / 180 kg / 28st:5lb
Escala:	0,2 li / 0,1 kg
Exactitud:	50 kg: ±0.3 kg; 100 kg: ±0.4 kg; 150 kg: ±0.5 kg; 180 kg: ±0.7 kg
Condiciones ambientales de funcionamiento:	Temperatura: + 5 °C a + 40 °C Humedad relativa: ≤ 85% Presión atmosférica de: 86 kPa a 106 kPa
Condiciones ambientales para el almacenamiento:	Temperatura: -20 °C a +60 °C Humedad relativa: ≤ 90% Presión atmosférica: 50 kPa a 106 kPa
Fuente de poder:	3 V (una (1) batería CR2032)
Auto-ON:	Tecnología SENSE-ON
Auto-OFF:	La balanza se apagará después de 10 seg. sin actividad 10 segundos después de que se bloquean los datos de peso Aprox. 10 segundos cuando el peso es inestable.
Accesorios:	1. Manual de usuario 2. Una (1) batería CR2032 3. Guía de inicio rápido
Modo de operación:	Continua

Política de garantía:

GMD garantiza que el producto **KORPUS 200** cumple con las especificaciones descritas en el manual y está libre de defectos en los materiales y en la fabricación durante un año a partir de la fecha de compra del primer usuario; si se realiza el registro del producto en **www.gmd.com.co** 15 días después de la fecha de factura, obtendrá dos (2) años de garantía adicionales. Esta garantía no cubre los daños causados por:

1. Uso del producto en condiciones ambientales distintas a las especificadas en el manual de usuario.
2. Uso o mantenimiento del producto distinto a lo especificado en el manual de usuario.
3. Modificación o reparación del dispositivo por parte de personal no autorizado por **GMD**.
4. Cuando el producto haya sido usado fuera de su capacidad, maltratado, golpeado, expuesto a humedad, mojado por algún líquido o sustancia corrosiva, así como por cualquier otra falla que se atribuya al usuario.
5. No están cubiertos: batería y piezas plásticas que puedan sufrir desgaste por el uso regular.

Si se determina que algún producto o accesorio cubierto por esta garantía es defectuoso, debido al uso de materiales, componentes o fabricación, y se reclama la garantía dentro del período establecido. **GMD** reparará o reemplazará, a su criterio, el producto o accesorio defectuoso sin costo alguno.

Para solicitar servicio técnico o garantía por parte de **GMD**, contactarse con servicio al cliente, le brindarán asesoría y un número de notificación para darle solución a su petición.

Servicio al cliente:

En caso de requerir información acerca del uso del producto o alguna reclamación referente a las PQRS, por favor contáctese a nuestras líneas de servicio al cliente **(2) 285 5088 ext 104 / 310 493 6998** o al correo electrónico **servicioalcliente@impormedical.com.co**.

Fabricado por: Guangdong Transtek Medical Electronics Co., Ltd
Dirección del Fabricante: Zone A, No.105 ,Dongli Road, Torch Development District, Zhongshan,528437,Guangdong,China G.

Información importante acerca de compatibilidad electromagnética (EMC)

1. Los equipos médicos eléctricos necesitan precauciones especiales de acuerdo a la EMC, y necesitan ser instalados y puestos en servicio de acuerdo a la EMC con la información suministrada en los documentos adjuntos.
2. Los equipos con comunicación inalámbrica como dispositivos con redes domésticas, celulares, teléfonos inalámbricos y su estación de base, walkie talkies puede afectar este dispositivo y deben ser mantenidos como mínimo a una distancia de *d= 3.3 m*.

(**NOTA:** Como se indica en la Tabla 6 de a IEC 60601-1-2:2007 para equipos médicos, un celular con una salida de tensión máxima de *2W* campo *d*= 3.3 m tiene un nivel de inmunidad de *3 V/m*).

KORPUS 200

BALANZA DIGITAL DE PESO CORPORAL


GMD®

WWW.GMD.COM.CO



Número de modelo **de báscula para bebés inteligente : 0220**

Especificaciones Técnicas



1. sujetadores
2. Bandeja
3. Puertos de bandeja
4. Superficie de pesaje
5. Pantalla LCD
6. Panel de control

Unidades de peso	libras/kg
Capacidad	66 libras / 30 kg
Resolución	0,1 oz/0,005 kg/0,01 libras
Mostrar	Pantalla retroiluminada invertida
tamaño de la pantalla	2.375 pulgadas
Altura del personaje	0,875 pulgadas
Teclas de función	Mantener, Cero, Potencia, Unidad
Baterías	4xAAA

Las condiciones de trabajo

Temperatura	5°C a 40°C
Humedad relativa	≤ 90% HR
Presión atmosférica	86 kPa a 106 kPa

Condiciones de almacenamiento y transporte

Temperatura	-20°C a 60°C
Humedad relativa	≤ 90% HR
Presión atmosférica	50 kPa a 106 kPa

Machine Translated by Google

Health o meter®
Professional

Número de modelo: ADULTO

Varilla de medición de altura

INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO



Gracias por comprar este producto Health o meter® Professional. Por favor lea este manual

Para evitar daños al desembalar, no utilice un cúter, cuchillo, tijeras ni ningún objeto punzante al abrir el embalaje interior protector. La siguiente información detalla lo que encontrará dentro de la caja al desembalar las piezas para el montaje. Deje la caja a un lado para guardarla.

Lista de partes

(1) Varilla de medición
(1) Instrucciones para el usuario
(1) Brida de montaje de base verde
(2) Pernos con tuercas adjuntas
(6) Tornillos de cabeza mecánica M4-0,7x6 mm
(2) Arandelas

Herramientas necesarias (no incluidas)

Destornillador Phillips

P/N UMADULTHR Rev20141016_web



Machine Translated by Google

Precauciones y advertencias

Antes de utilizar la nueva varilla de medición, tómese el tiempo para leer las siguientes instrucciones de seguridad:


- Siga las instrucciones de funcionamiento.
- Utilice el material de montaje suministrado.
- Al ensamblar, asegúrese de que los tornillos estén apretados y que la varilla haya sido ensamblado correctamente.
- Doble hacia abajo el cabezal de medición después de medir la altura para evitar riesgo de lesiones.

Instrucciones de montaje

Paso 1	Instrucción	Ilustración
	Retire el tornillo y el perno en la parte inferior trasera del tallímetro. (Este tornillo era sólo para evitar que la varilla intermedia cayera durante el transporte).	
2	Coloque la brida de montaje de la base verde sobre los orificios correspondientes en la plataforma para pies.	
3	Inserte los pernos a través de la parte superior de la brida en la plataforma del pie. Coloque la arandela y la tuerca en el perno en la parte inferior del reposapiés. Con un destornillador Phillips, apriete el perno firmemente al reposapiés.	
4	Deslice la base del tallímetro sobre la brida de montaje de la base verde. Inserte los 3 tornillos a cada lado de la varilla de altura en la varilla y apriételos firmemente con un destornillador Phillips.	

Machine Translated by Google

Cómo utilizar el tallímetro



1. Levante el casco a una posición horizontal por encima de la cabeza del paciente tirando hacia afuera la varilla interior (la varilla del medio no se puede sacar).
2. Coloque al paciente contra el tallímetro, asegurándose de que la postura del paciente sea erguida. y la cabeza del paciente está recta y nivelada.
3. Empuje el casco hacia abajo hasta que descanse sobre la cabeza del paciente.
4. El resultado medido se puede leer en (A).

Especificaciones

Modelo	ADULTO
Rango de medida	85 – 210 cm (331/2 – 825/8 pulgadas)
División de medidas 1 mm / 1/16 pulgadas	
Rango de temperatura	10 – 40°C

GARANTÍA LIMITADA

¿Qué cubre la garantia?

Las básculas profesionales Health o meter® están garantizadas desde la fecha de compra contra defectos de materiales o mano de obra por un período de un (1) año. Si el producto no funciona correctamente y el fabricante determina que existe un defecto de material o de mano de obra, el único recurso del cliente será el reemplazo de la báscula sin cargo.

El reemplazo se realizará con un producto o componente nuevo o remanufacturado. Si el producto ya no estuviera disponible, se podrá realizar su sustitución por un producto similar de igual o mayor valor. Todas las piezas, incluidas las reparadas y reemplazadas, están cubiertas únicamente durante el período de garantía original.

¿Quién está cubierto?

El comprador original del producto debe tener un comprobante de compra para recibir el servicio de garantía. Guarde su factura o recibo. Los distribuidores Pelstar o las tiendas minoristas que venden productos Pelstar no tienen derecho a alterar, modificar o cambiar de ninguna manera los términos y condiciones de esta garantía.

Machine Translated by Google

¿Qué está excluido?

Su garantía no cubre el desgaste normal de las piezas ni los daños resultantes de cualquiera de los siguientes: uso negligente o mal uso del producto, uso con voltaje o corriente inadecuados, uso contrario a las instrucciones de funcionamiento, abuso que incluye manipulación, daños durante el transporte o uso no autorizado. reparación o alteraciones. Además, la garantía no cubre desastres naturales como incendios, inundaciones, , huracanes y tornados. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que también tenga otros derechos que varían de un país a otro, de un estado a otro, de una provincia a otra o de una jurisdicción a otra.

Para obtener el Servicio de Garantía, asegúrese de conservar su recibo de compra o documento que muestre el comprobante de compra. Llame al (+1) 800-638-3722 o (+1) 708-377-0600



PELSTAR, LLC
9500 West 55th Street • McCook, IL 60525 • EE. UU.
1-800-638-3722 o 1-708-377-0600

P/N UMADULTHR Rev20141016_web

Machine Translated by Google

Health o meter®
Professional

Modelo: ADULTO
tallímetro

INSTRUCCIONES DEL USUARIO



Gracias por su compra de este producto Health o meter® Profesional. Por favor lee este manual

Para evitar daños en el producto cuando lo desempaque, no use una navaja para cortar cartón, cuchillos tijeras o cualquier objeto afilado cuando abra el empaque protector interno. La información siguiente detallada lo que usted encontrará dentro de la caja de cartón al desempacar los componentes para su ensamblaje. Ponga la caja a un lado para su almacenaje.

Lista de Componentes (1)

Tallímetro (2) Tornillos con tuercas (1) Instrucciones del usuario (6) Tornillos metálicos M4-0.7x6mm (1) Base verde - brida de montaje (2) Arandelas

Herramientas Requeridas (No incluidas)

Desarmador de cruz



Machine Translated by Google

Precauciones y Advertencias Antes de

usar el tallímetro nuevo, por favor tómese el tiempo para leer las siguientes instrucciones de seguridad: • Siga las instrucciones de funcionamiento.


- Utilice el material de fabricación proporcionado. • Al ensamblar, asegúrese de que los tornillos queden apretados y que la varilla Mar ensamblada correctamente.
- Doble el tope luego de que se haya medido la estatura para evitar el riesgo de lesiones.

Instrucciones de ensamblaje

paso	instrucción	Ilustración
1	Bastante el tornillo y fíjelo en la parte trasera inferior del tallímetro. (Este tornillo estaba allí solamente para evitar que la parte media del tallímetro se desprendiese durante el transporte.)	
2	Coloque la verde brida de montaje para la base sobre los orificios correspondientes del reposapiés.	
3	Inserte los tornillos a través de la parte superior de la novia en el reposapiés. Coloque la arandela y la tuerca sobre el tornillo por la parte inferior del reposapiés. Con un desarmador de cruz, apriete el tornillo firmemente al reposapiés.	
4	Inserte la base de la varilla sobre la novia verde de montaje para la base. Inserte los 3 tornillos en cada lado del tallímetro y apriete firmemente usando un desarmador de cruz.	

Machine Translated by Google

Cómo utilizar el tallímetro



5. Eleve el tope a una posición horizontal sobre la cabeza del paciente deslizando la varilla interna (la parte del medio no puede deslizarse).
6. Coloque al paciente contra el tallímetro, asegurándose que su posición sea recta y que la cabeza del paciente este derecha y nivelada.
7. Empuje la parte superior hacia abajo hasta que descanse sobre la cabeza del paciente.
8. La medición puede ser leída en (A).

Especificaciones

modelo	ADULTO
Rango de medición	85 - 210 centímetros (331 /2 - 825 /8 de pulgada)
Divisiones en la medición	1mm/1/16 de pulgada
Rango de temperatura	10 - 40 ºC

GARANTÍA LIMITADA ¿Qué

Cubre la Garantía?

Los instrumentos de medición Health o meter® Profesionales están garantizados desde la fecha de compra contra defectos de materiales o de fabricación por un período de un (1) año. Si el producto no puede funcionar correctamente, y el fabricante determina que existe un defecto en los materiales o de fabricación, el único recurso del cliente será el reemplazo de instrumento de medición sin costo alguno. El reemplazo se hará con un producto o componente nuevo o remanufacturado. Si el producto ya no está disponible, el reemplazo puede realizarse con un producto similar de valor igual o mayor. Todas las partes incluyendo piezas reparadas y reemplazadas se cubren sólo por el período de la garantía.

¿Quién tiene cobertura?

El comprador original del producto debe tener un comprobante de compra para recibir el servicio de garantía. Por favor guarde su factura o recibo. Los distribuidores de Pelstar o las tiendas al menudeo que venden los productos de Pelstar no tienen el derecho de alterar o modificar o en forma alguna cambiar los términos y condiciones de esta garantía.

Machine Translated by Google

¿Quién es Excluido?
Su garantía no cubre el desgaste normal de partes como resultado de cualquiera de las siguientes condiciones: uso negligente o uso incorrecto del producto, uso de voltaje o corriente incorrectos, uso contrario a las instrucciones de operación, abuso incluyendo manipulación, daño en el transporte, o la reparación o modificaciones no autorizadas. Además, la garantía no cubre desastres naturales, tales como incendios, inundaciones, huracanes y tornados. Esta garantía le concede derechos legales específicos, y usted podría tener otros derechos que varían de país a país, de estado a estado, de provincia a provincia o de jurisdicción a jurisdicción.

Para obtener Servicio de Garantía, asegúrese de guardar su recibo de compra o documento que pruebe la compra. Llama al (+1) 800-638-3722 o (+1) 708-377-0600



PELSTAR, LLC
9500 West 55th Street • McCook, IL 60525 • EE.UU.
1-800-638-3722 o 1-708-377-0600

P/N UMADULTHR Rev20141016_web

FICHA TÉCNICA DE EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO		
Fecha de emisión: 03-01-2017	EC-0040	Versión: V1.1

I. DESCRIPCIÓN	
I.1	INFANTÓMETRO CÓDIGO SAP: 140010023

II. DEFINICIÓN	
II.1	Equipo utilizado para obtener la longitud en niños menores de 2 años.

III. APLICACIÓN	
III.1	Equipo utilizado en áreas de pediatría de consultorios externos, hospitalización, entre otras áreas. Estos equipos están a disposición del personal de enfermería y otros profesionales de la salud.

IV. FOTO



IMAGEN ES SOLO REFERENCIAL

V. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO	
V. 1	Instrumento para tomar la longitud de niños menores de dos años, acostados boca arriba. Para la medición de la talla cuenta con una regleta horizontal graduada, con un tope fijo y otro movible.

VI. PARTES, ACCESORIOS E INSUMOS	
VI.1	Una (01) plataforma de soporte.
VI.2	Una (01) regleta graduada.

VII. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS	
VII.1	Plataforma en material resistente y de fácil limpieza. Con bordes contorneados para evitar vuelcos.
VII.2	Regleta con un rango de medición aproximado entre 320 mm y 1000 mm.
VII.3	División mínima de la regleta: 1 mm.
VII.4	Para un uso móvil, con un peso aproximado de 3 kg.

VIII. CONDICIONES DE PREINSTALACIÓN	
VIII.1	No requiere.

IX. NORMATIVA (FACULTATIVA)	
IX.1	Certificado de Gestión de la Calidad en dispositivos médicos basado en la ISO 13485 o la Directiva de productos sanitarios europea 93/42/EEC.

